

Informacja o zgodności z przepisami, dane techniczne oraz gwarancja firmy A-dec®

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera informacje i dane techniczne dotyczące produktów firmy A-dec. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w Centrum zasobów firmy A-dec pod adresem www.a-dec.com mają pierwszeństwo przed wszelkimi informacjami zawartymi w jakimkolwiek innym dokumencie dołączonym do produktu firmy A-dec. W przypadku użytkowania lub instalowania niektórych produktów mogą mieć zastosowanie dodatkowe lokalne wymogi prawne. **Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszystkich obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa przed zakupem, instalacją i użytkowaniem produktów firmy A-dec.**



UWAGA W celu uzyskania informacji dotyczących produktów producenta innego niż firma A-dec należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do produktu lub skontaktować się z producentem.

Ujawnienie ryzyka szczątkowego

Niniejszy produkt spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa i skuteczności oraz został zaprojektowany z zastosowaniem najnowocześniejszych środków łagodzących. Niemniej jednak, środki łagodzące nie są w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka potencjalnej szkody dla pacjenta i użytkownika podczas obsługi naszych produktów lub wszelkich dostępnych produktów. Ryzyko szczątkowe stwarzają:

- Usterki funkcjonalne lub niewłaściwe użytkowanie urządzenia
- Zagrożenia elektromagnetyczne i elektryczne
- Zagrożenia mechaniczne i zagrożenia poślizgnięciem
- Zagrożenia związane z biozgodnością
- Zagrożenia związane z czyszczeniem i zakażeniami krzyżowymi

Przestrogi ogólne i dotyczące narzędzi

Poniższa lista nie jest kompletną listą „Przestróg” mających zastosowanie do każdego produktu firmy A-dec. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z instrukcją obsługi, w tym instrukcją obsługi konkretnego produktu oraz instrukcjami instalacji dołączonymi do produktów firmy A-dec.



PRZESTROGA Zapobiegać wyciekom wody lub usterkom elektrycznym, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, mebli i podłóg, a także potencjalnego pożaru lub zadymienia. Lokalne przepisy mogą wymagać doprowadzenia mediów przez uprawnionych hydraulików i elektryków. Wszystkie roboty instalacyjne oraz media muszą być zgodne z lokalnymi przepisami.



PRZESTROGA Za sposób dostępu do mediów w ścianie odpowiedzialność ponosi sprzedawca sprzętu dentystycznego, projektanci i/lub wykonawcy. Media muszą być dostępne bez użycia narzędzi.



OSTRZEŻENIE Zagrożenie porażeniem lub poparzeniem. Nie przeprowadzać czynności serwisowych ani konserwacyjnych na sprzęcie podczas korzystania z niego.



PRZESTROGA Podczas zdejmowania pokryw serwisowych nad obwodami wewnętrznymi możliwe są porażenia prądem o niskim napięciu. Na obwodach wewnętrznych z włączonym zasilaniem można pracować tylko po upewnieniu się, że nie przenoszą one napięcia urządzenia.



OSTRZEŻENIE Zagrożenie porażeniem. Podczas zdejmowania lub zakładania pokryw na miejsce należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych przewodów lub rurek. Po założeniu osłon sprawdzić, czy są prawidłowo zamocowane.

Przestrogi ogólne i dotyczące narzędzi (ciąg dalszy)



PRZESTROGA Aby zapobiec obrażeniom i/lub uszkodzeniu produktu, należy zachować ostrożność podczas przenoszenia innego sprzętu w zasięgu ruchu unitu i/lub fotela dentystycznego.



PRZESTROGA Ryzyko poparzenia gorącymi elementami. Należy zminimalizować kontakt ze skórą i tkankami. Należy mieć świadomość, że:

- Maksymalna temperatura końcówki skalera ultradźwiękowego bez wody chłodzącej może osiągnąć 62,5°C (144,5°F).
- Temperatura rączki dmuchawki z ciepłą wodą oraz wody na wyjściu może osiągnąć 56°C (133°F) po ustawieniu najwyższej temperatury wody na wyjściu.
- Temperatura diod LED kamery wewnątrzustnej może osiągnąć 49°C (120°F).
- Temperatura silnika elektrycznego i narzędzia może osiągnąć 46°C (114°F).
- Temperatura końcówki lampy polimeryzacyjnej może osiągnąć 46°C (114°F).

Zasady dotyczące modyfikacji sprzętu / Zastrzeżenie

Modyfikacje lub zmiany sprzętu firmy A-dec wykraczające poza zakres konstrukcji lub zakładanego przeznaczenia tych urządzeń bądź stanowiące obejście zabezpieczeń mogą narazić na niebezpieczeństwo lekarza, pacjenta i personel. Modyfikacje zmieniające elementy zabezpieczeń elektrycznych lub mechanicznych sprzętu dentystycznego firmy A-dec naruszają wymogi konstrukcyjne Underwriters Laboratory (UL) i nie są akceptowane przez A-dec. Przykłady zmian zmniejszających bezpieczeństwo obejmują między innymi: zapewnianie dostępu do napięcia sieciowego bez użycia narzędzi, modyfikacje elementów wspierających zwiększające lub zmieniające charakterystyki obciążenia oraz dodawanie jakiegokolwiek urządzenia zasilanego elektrycznie, które przekracza założone ograniczenia unitu dentystycznego.

Posługiwanie się wyposażeniem dodatkowym niezgodnym z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi dla sprzętu dentystycznego firmy A-dec może doprowadzić do zmniejszenia stopnia bezpieczeństwa całego unitu. Zapewnienie zgodności instalacji sprzętu z wszelkimi przepisami budowlanymi jest obowiązkiem dystrybutora sprzętu i instalatora, a nie firmy A-dec. Obowiązkiem osoby, która żąda wszelkich zmian lub modyfikacji sprzętu bądź zatwierdza je i wykonuje, jest spełnienie wszystkich wymogów i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Firma A-dec nie będzie odpowiadać na indywidualne zapytania w tych kwestiach. Użytkownik dokonuje modyfikacji lub zmian sprzętu dentystycznego A-dec na własne ryzyko. Użytkownik zabezpieczy i będzie bronić firmę A-dec przed wszelkimi wynikającymi z tego roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z odpowiedzialnością za produkt, które mogą wynikać z jakichkolwiek zmian, modyfikacji lub instalacji niezgodnych z niniejszymi zasadami. Ponadto takie modyfikacje bądź zmiany unieważniają gwarancję firmy A-dec na dany produkt i mogą też unieważnić zatwierdzenie wydane przez UL lub inny organ nadzorczy.

Kwestie bezpieczeństwa wyposażenia dodatkowego



OSTRZEŻENIE Posługiwanie się wyposażeniem dodatkowym niespełniającym równoważnych wymogów bezpieczeństwa przewidzianych dla tego sprzętu może doprowadzić do obniżenia stopnia bezpieczeństwa całego unitu, w tym do poważnego urazu lub śmierci na skutek porażenia prądem elektrycznym, oparzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu urządzenia medycznego pacjenta. Podczas podłączania urządzeń medycznych do źródła zasilania o wielu gniazdkach należy zachować ostrożność ze względu na możliwość połączenia prądów upływowych pomiędzy produktami wskutek przerwania lub rozłączenia połączenia z uziemieniem budynku.

Decyzje o posługiwaniu się wyposażeniem dodatkowym należy podejmować również w oparciu o świadectwa bezpieczeństwa wyposażenia dodatkowego wydane zgodnie z normą IEC 60601-1 z uwzględnieniem krajowych wariantów.

Przewody do niskonapięciowej transmisji danych (USB, Ethernet itp.) dostarczane przez firmę A-dec lub instalowane u klienta należy poprowadzić z daleka od pojedynczo izolowanych lub nieizolowanych przewodów napięcia sieciowego (100–240 V prądu przemienne). Połączenia elektryczne ze sprzętem firmy A-dec są dozwolone tylko pod warunkiem zgodności kombinacji wyposażenia dodatkowego i sprzętu firmy A-dec z normą IEC 60601-1 z uwzględnieniem wszelkich krajowych wariantów.

Każdy, kto łączy sprzęt z częścią wysyłającą lub odbierającą sygnał, konfiguruje system medyczny, a zatem ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności tego systemu z wymaganiami normy IEC 60601-1. Nie wolno podłączać sprzętu niemedycznego bezpośrednio do źródła zasilania sieciowego, jeżeli dany sprzęt niemedyczny ma być odizolowany od sprzętu medycznego przy użyciu transformatora izolującego klasy medycznej.

Pytania ogólne dotyczące sprzętu firmy A-dec prosimy zgłaszać do działu obsługi klienta firmy A-dec lub lokalnego autoryzowanego przedstawiciela albo dystrybutora firmy A-dec.

Kontrola zapobiegawcza sprzętu dentystycznego firmy A-dec

Normalne zużycie elementów może z czasem wpłynąć na jakość działania sprzętu. Przewody doprowadzające wodę i powietrze należy okresowo sprawdzać pod kątem widocznych pęknięć lub nacięć przewodów, które mogą powodować wycieki; należy sprawdzać pierścienie uszczelniające pod kątem uszkodzeń oraz cały sprzęt pod kątem poluzowanych złączek i śrub. Aby zapobiec wystąpieniu problemów, należy wymienić przewody i pierścienie uszczelniające, a w razie potrzeby dokręcić śruby oraz złączki.

Przewidywany okres eksploatacji

„Okres eksploatacji” to maksymalny czas, w jakim produkt firmy A-dec może nadal działać podczas normalnego użytkowania (około 50 pacjentów tygodniowo), pod warunkiem prawidłowej obsługi, konserwacji i serwisowania. Okres eksploatacji nie obejmuje normalnego „zużycia” elementów, które są przeznaczone do okresowej wymiany. Nie udziela się również gwarancji, że produkty będą działać do końca przewidywanego okresu eksploatacji:

Kategoria produktu	Okres eksploatacji (lata)
Wszystkie fotele dentystyczne, stołki dla lekarza i asysty, lampy główne, konsole, bloki spluwaczki, mocowania monitorów, meble stomatologiczne i powiązane elementy firmy A-dec z wyjątkiem elementów osobno wyszczególnionych poniżej	20
Dmuchawki A-dec z ciepłą wodą	10
Silniki elektryczne, przewody silnika i moduły sterowania firmy A-dec	7

Na skrócenie rzeczywistego okresu eksploatacji produktów firmy A-dec mogą wpływać czynniki, takie jak otoczenie, sposób i częstotaż użytkowania, częstotaż czyszczenia i konserwacji oraz częstotaż konserwacji zapobiegawczej. Wszystkie produkty powinny być regularnie sprawdzane przez wykwalifikowanego technika serwisowego.

Dodatkowe informacje dotyczące czyszczenia, aseptyki, konserwacji i konserwacji zapobiegawczej produktów firmy A-dec są dostępne w Centrum zasobów na stronie www.a-dec.com.

**Informacje dotyczące okresu eksploatacji są udostępniane wyłącznie dla celów ogólnego planowania i nie należy na nich polegać z jakichkolwiek powodów. Okres eksploatacji nie obejmuje normalnego „zużycia” elementów i jest niezależny od okresu gwarancji. Nie ma dorozumianych ani wyraźnych przedłużeń okresu gwarancyjnego. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Wyraźna ograniczona gwarancja firmy A-dec, Inc.” na stronie 3.*

Wyraźna ograniczona gwarancja firmy A-dec, Inc.

Zakres gwarancji

Firma A-dec, Inc. udziela gwarancji, że wszystkie produkty wymienione w poniższej tabeli będą wolne od usterek materiałowych i wykonawstwa pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zakupu od firmy A-dec lub autoryzowanego sprzedawcy firmy A-dec. Okres gwarancji jest liczony od daty wystawienia faktury przez firmę A-dec. W przypadku pytań dotyczących momentu rozpoczęcia gwarancji należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy A-dec.

Produkt	Okres gwarancji
Silowniki foteli dentystycznych (podnoszenie i pochylanie)	10 lat
Wszystkie fotele dentystyczne, stołki lekarza i asysty, lampy główne, konsole, mocowania monitora, meble dentystyczne, kompresory i pompy próżniowe w maszynowniach oraz oryginalne podzespoły	5 lat
Dodatkowe akcesoria i moduły sterowania w maszynowniach	1 rok
Silniki elektryczne, końcówki, przewody i moduły sterowania	1 rok
Elementy i części zamienne	Pozostały okres oryginalnej gwarancji na produkt lub 1 rok (w zależności od tego, który okres jest dłuższy)
Naprawy wykonywane przez firmę A-dec, w tym powiązane części, serwis i elementy kliniczne	6 miesięcy

W przypadku produktów (w tym akcesoriów, komponentów i części zamiennych) niewyprodukowanych przez firmę A-dec obowiązują zasady gwarancji ich producenta i produkty te nie są objęte gwarancją firmy A-dec. Przykładowe urządzenia to między innymi: sterylizatory, sprzęt do konserwacji, kamery, lampy polimeryzacyjne, urządzenia ultradźwiękowe, moduły sterowania, silniki elektryczne, akcesoria, końcówki i turbiny. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące gwarancji oryginalnego producenta, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy A-dec lub bezpośrednio z oryginalnym producentem.

Wyłączenia z gwarancji

Ograniczona gwarancja firmy A-dec nie obejmuje:

- Produktów firmy A-dec, które były stosowane w bezpośrednim lub pośrednim połączeniu z niezatwierdzonymi produktami innych firm, w tym z częściami innych firm (tj. produktami niezatwierdzonymi lub niewyprodukowanymi przez firmę A-dec).
- Oświadczeń i gwarancji składanych przez każdą osobę lub podmiot inny niż firma A-dec.
- Uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub naturalnym rozkładem materiałów z upływem czasu.

Wyłączenia gwarancji (ciąg dalszy)

- iv. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą instalacją, pielęgnacją lub konserwacją, wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, zaniedbaniem, manipulacją, brakiem terminowej naprawy lub wymiany, zmianami, uszkodzeniami transportowymi, klęskami żywiołowymi lub innymi przyczynami bądź siłą wyższą, na które firma A-dec nie ma wpływu (**nieprzestrzeganie instrukcji obsługi firmy A-dec oraz stosownych instrukcji obsługi i konserwacji produktu, w tym instrukcji instalacji, skutkuje unieważnieniem gwarancji**).
- v. Uszkodzeń powstałych w wyniku rutynowej konserwacji lub w związku z zastosowaniem środków chemicznych i procesów czyszczenia, dezynfekcji lub sterylizacji.
- vi. Zmian koloru spowodowanych przez światło naturalne lub sztuczne.
- vii. Materiałów eksploatacyjnych, w tym między innymi: osłon lamp, żarówek, filtrów, pierścieni uszczelniających, przewodów, butelek na wodę, membran i wkładów na wodę.
- viii. Produktów, które zostały zmienione lub zmodyfikowane.
- ix. Niektórych typów tapicerki i wykończeń blatów (np. niektórych zamówień specjalnych).

Produkty eksploatacyjne nie są objęte niniejszą ograniczoną gwarancją. W przypadku pytań dotyczących gwarancji lub zwrotów tych elementów należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy A-dec. Produkt eksploatacyjny musi być zwracany w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu.

Pomoc gwarancyjna i dane kontaktowe

Jeśli produkt został zakupiony u sprzedawcy urządzeń firmy A-dec, w celu uzyskania pomocy gwarancyjnej należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą urządzeń firmy A-dec w okresie gwarancyjnym. Dystrybutor omówi z klientem warunki dostarczenia do niego produktów w celu przeprowadzenia ich inspekcji lub kontroli na miejscu.

Jeśli firma A-dec stwierdzi, że produkt ma wadę, która jest objęta niniejszą ograniczoną gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na produkt porównywalny z oryginalnym pod względem działania. Jeśli produkt jest objęty niniejszą ograniczoną gwarancją firmy A-dec, użytkownik nie zostanie obciążony opłatą za części, ale dystrybutor firmy A-dec przeprowadzający naprawę obciąży użytkownika opłatą za wezwanie (jeśli dotyczy) oraz wszelkimi stosownymi opłatami za usługę naprawy. W określonych okolicznościach użytkownik może być odpowiedzialny za niezwłoczną wysyłkę produktu do firmy A-dec i związane z tym koszty transportu/wysyłki; firma A-dec nie ponosi odpowiedzialności za paczki utracone lub uszkodzone podczas transportu, a użytkownik jest odpowiedzialny za wykupienie ubezpieczenia. Należy pamiętać, że style i opcje kolorystyczne dostępne w czasie serwisu mogą się różnić. Jeśli produkt lub kolor wycofano z użycia, zostanie dostarczony zamiennik o stylu lub kolorze najbardziej zbliżonym do oryginału.

Jeśli użytkownik ma pytanie, które nie zostało poruszone w niniejszej Ograniczonej gwarancji lub jeśli zakupił produkt bezpośrednio w firmie A-dec i potrzebuje pomocy gwarancyjnej, powinien skontaktować się z działem obsługi klienta firmy A-dec pod adresem:

- 1 800 547 1883 lub customer.service@a-dec.com (w USA i Kanadzie)
- +1 503 538 7478 lub a-decglobal@a-dec.com (spoza USA i Kanadą)

Dział obsługi klienta jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 5:00–17:00 czasu pacyficznego PST (14:00–2:00 czasu środkowoeuropejskiego).

Ograniczenia gwarancji; wyłączne środki naprawcze; wyłączenie odpowiedzialności za szkody

Jedynym zobowiązaniem firmy A-dec i wyłącznym środkiem naprawczym przysługującym użytkownikowi w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji jest naprawa lub wymiana wadliwych produktów lub elementów. Ograniczona gwarancja firmy A-dec zastępuje wszelkie inne gwarancje lub zobowiązania, jawne lub dorozumiane. Firma A-dec jednoznacznie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, trwałości lub przydatności do określonego celu lub zastosowania.

FIRMA A-DEC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI I JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB WTORNE SZKODY LUB OPÓŹNIENIA, NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYNY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTAŁY SPOWODOWANE NARUSZENIEM GWARANCJI, CZYNEM NIEDOZWOLONYM (W TYM ZANIEDBANIEM), ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA ZASADZIE RYZYKA LUB W INNY SPOSÓB, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, SZKODAMI Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, UTRATY UŻYTKOWANIA, PRZESTOJU, USZKODZENIA MIENIA LUB SZKÓD OSOBOWYCH NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTAŁY SPOWODOWANE NARUSZENIEM GWARANCJI, CZYNEM NIEDOZWOLONYM (W TYM ZANIEDBANIEM), ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA ZASADZIE RYZYKA LUB W INNY SPOSÓB.

Ograniczenie odpowiedzialności

BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY A-DEC I JEJ DOSTAWCÓW, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, PRZEDSTAWICIELI, ODSPRZEDAWCÓW I AGENTÓW ORAZ KAŻDEGO Z ICH PRACOWNIKÓW, DYREKTORÓW I WYKONAWCÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA JEST OGRANICZONA DO CENY ZAKUPU PRODUKTU. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO DANEGO UŻYTKOWNIKA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI.

Prawo właściwe i właściwość sądu; klauzula salwatoryjna

W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejsza Ograniczona gwarancja oraz wszelkie spory wynikające z produktów firmy A-dec lub z nimi związane („Spory”) podlegają prawu stanu Oregon, USA, z wyłączeniem zasad prawa kolizyjnego oraz z wyłączeniem Konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądy znajdujące się w hrabstwie Multnomah, Oregon, USA, mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów. Spory muszą być rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakichkolwiek form pozwów zbiorowych. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Ograniczonej gwarancji jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, znaczenie takiego postanowienia będzie interpretowane, w możliwym zakresie, w taki sposób, aby postanowienie to było wykonalne, a jeżeli żadna wykonalna interpretacja nie zastąpi takiego postanowienia, zostanie ono oddzielone od pozostałej części niniejszej Ograniczonej gwarancji, która pozostanie w pełnej mocy. W przypadku niezgodności pomiędzy wersją angielską a innymi wersjami niniejszej Ograniczonej gwarancji pierwszeństwo ma wersja angielska.

Niniejsza Ograniczona gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, a użytkownik może mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji.

Zmiana lub cofnięcie gwarancji

Firma A-dec zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania niniejszej Ograniczonej gwarancji według własnego uznania w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wszelkie modyfikacje lub wycofanie nie będą miały wpływu na produkty już zainstalowane i w pełni opłacone przed datą takiej modyfikacji lub wycofania. Żaden przedstawiciel, odsprzedawca, usługodawca, agent ani pracownik firmy A-dec nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji, rozszerzeń lub uzupełnień do niniejszej gwarancji.

Niniejsza Ograniczona gwarancja jest ważna od 4 lutego 2021 roku.

Dla klientów z Wielkiej Brytanii

W Zjednoczonym Królestwie i Republice Irlandii niniejsza Ograniczona gwarancja jest udzielana przez firmę A-dec Dental UK, Ltd. z siedzibą pod adresem Austin House, 11 Liberty Way, Nuneaton, Warwickshire. CV11 6RZ, telefon 0800 ADEC UK (2332 85), faks 024 7634 5106, adres e-mail info@a-dec.co.uk i ma zastosowanie do produktów sprzedawanych klientom znajdującym się w Zjednoczonym Królestwie i Republice Irlandii.

Dla klientów z Australii

Dostawca gwarancji i okres gwarancji

W Australii niniejsza Ograniczona gwarancja jest udzielana przez firmę A-dec Trading Company, Inc. prowadzącą działalność handlową jako A-dec Australia (A-dec) (ARBN 002 806 117), z siedzibą pod adresem Unit 8, 5-9 Ricketty Street, Mascot NSW 2020, telefon 02 8332 4000, adres e-mail a-dec@a-dec.com.au i ma zastosowanie do produktów sprzedawanych klientom znajdującym się w Australii. W Australii okres gwarancji jest liczony od daty dostawy do klienta.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW KONSUMENTÓW

Korzyści wynikające z niniejszej gwarancji są dodatkowe w stosunku do innych praw i środków naprawczych, które mogą przysługiwać w związku z zakupem i użytkowaniem towarów, do których odnosi się niniejsza gwarancja. Nasze produkty objęte są gwarancjami, które nie mogą zostać wykluczone przez Australijskie prawo konsumenckie. Użytkownik ma prawo do wymiany lub zwrotu kosztów w przypadku poważnego uszkodzenia oraz do odszkodowania w przypadku wszelkich innych możliwych do przewidzenia strat lub szkód. Użytkownik ma również prawo do naprawy lub wymiany artykułów, jeśli ich jakość jest niezadowalająca, a wada nie okaże się poważna. Ponieważ nasze towary nie są zwykle nabywane na użytek własny, domowy lub gospodarstwa domowego, możemy ograniczyć naszą odpowiedzialność wynikającą z australijskiego prawa konsumenckiego za nieprzestrzeganie pewnych gwarancji, o ile jest to uczciwe i uzasadnione, do jednej lub kilku z poniższych kwestii: (i) wymiana towarów lub dostawa towarów równoważnych, (ii) naprawa towarów, (iii) pokrycie kosztów wymiany towarów lub nabycia towarów równoważnych lub (iv) pokrycie kosztów naprawy towarów. Firma A-dec Australia nie udziela żadnej gwarancji na wady wykraczające poza prawa i środki naprawcze określone w niniejszej Ograniczonej gwarancji oraz te, które są dostępne na mocy australijskiego prawa konsumenckiego.

Identyfikatory produktów

Zwracając się z pytaniami dotyczącymi serwisu, należy podać odpowiedni identyfikator produktu. W przypadku większości sprzętu firmy A-dec jest to numer seryjny (S/N) znajdujący się na etykiecie seryjnej produktu. Kod S/N może występować w trzech formatach:

Model i wersja
S/N: 15A311-B12345
 Rok/miesiąc Unikalny numer

W przypadku nowszych produktów trzy pierwsze znaki numeru seryjnego wskazują rok i miesiąc produkcji.

S/N: 11H12345
 Miesiąc/rok Unikalny numer

W przypadku starszych produktów dwa pierwsze znaki wskazują miesiąc i rok produkcji (np. L3 = grudzień 2003).

S/N: L312345

Litera	Miesiąc	Litera	Miesiąc
A	Styczeń	G	Lipiec
B	Luty	H	Sierpień
C	Marzec	I	Wrzesień
D	Kwiecień	J	Październik
E	Maj	K	Listopad
F	Czerwiec	L	Grudzień

W przypadku innych produktów firmy A-dec odpowiednim identyfikatorem produktu może być numer partii. Format numeru może się różnić, lecz wskazuje, w jakiej partii produkt został wyprodukowany.

Identyfikator UDI (ang. Unique Device Identifier)


Identyfikator UDI (ang. Unique Device Identifier) zawiera dane w formacie możliwym do odczytania przez komputera, jak i formacie czytelny dla człowieka. Opisy identyfikatorów aplikacyjnych GS1 (AI) zawiera poniższa tabela.



AI	Zawartość danych
01	Numer GTIN (ang. Global Trade Item Number)
10	Numer partii lub serii
11	Data produkcji (RRMMDD lub RRRR-MM-DD)
21	Numer seryjny

Numer montażowy płyty elektronicznej

Kontaktując się telefonicznie z działem obsługi klienta firmy A-dec w związku z problemem z płytą elektroniczną, należy mieć przygotowany numer montażowy. Numer montażowy znajduje się na etykiecie z kodem kreskowym na każdej płycie elektronicznej zawierającej oprogramowanie.



Wersje oprogramowania

Informacje dotyczące zgodności, możliwości uaktualnienia lub wersji oprogramowania (powiązanej z numerem montażowym na etykiecie z kodem kreskowym) można uzyskać, kontaktując się z firmą A-dec. W poniższej tabeli znajdują się informacje na temat wersji oprogramowania.

Numer wersji oprogramowania elementów DS7, CP5i i CP5 są zapisane cyfrowo w interfejsach użytkownika sterowników dotykowych.

Numer części	Nazwa płytki	Wersja oprogramowania
43.0000.XX	Standardowy panel sterowania	1.XXXX
43.0001.XX	Moduł przekaźników firmy A-dec	1.XXXX
43.0003.XX	Fotel A-dec 511 (wersja A/B)	1.XXXX
43.0043.XX	Przekaźnik lampy głównej	1.XXXX
43.0084.XX	Regulator przepływu prądu próżniowego	1.XXXX
43.0085.XX	Regulator podgrzewacza wody	1.XXXX
43.0105.XX	Sterowanie osuszaczem Preference ICC® / A-dec Inspire®	1.XXXX
43.0107.XX	Panel sterowania A-dec 500 Deluxe	1.XXXX
43.0114.XX	Panel sterowania A-dec 300 Deluxe	1.XXXX
43.0137.XX	Spluwaczka	1.XXXX
43.0200.XX	Lampa główna LED 57XL	1.XXXX
43.0213.XX	Sterownik panelu sterowania Deluxe Plus	1.XXXX
43.0253.XX	QVIOIS	1.XXXX
43.0254.XX	Konsoleta lekarza (wersja F)	1.XXXX
43.0363.XX	Fotel A-dec 311 i A-dec 411	1.XXXX
43.0399.XX	Lampa główna LED 37XL	1.XXXX
43.0490.XX	Czujnik pojemnościowy panelu sterowania Deluxe Plus	1.XXXX
61.3771.XX	Fotel A-dec 200, Performer® 8000, Decade® Plus 1221, Cascade® 1040	1.XXXX



UWAGA Numer wersji oprogramowania ma format Y.XXXX, gdzie Y oznacza wersję główną, a XXXX oznacza wersję pomocniczą.

Komunikaty panelu sterowania Deluxe

Lp.	Komunikat na ekranie	Warunki generujące komunikat	Panel sterowania A-dec 300	Panel sterowania A-dec 500
1	Power loss during use. Settings may have changed. Press a button to continue. (Utrata zasilania podczas eksploatacji. Ustawienia mogły ulec zmianie. Naciśnij przycisk, aby kontynuować).	Panel sterowania jest włączony i wykrył, że w momencie wyłączenia panelu sterowania końcówka znajdowała się poza uchwycem. Komunikat ostrzega lekarza, że wszelkie zmiany ustawień końcówki przed przestojem mogły nie zostać zapisane i że obecne ustawienia mogą być inne, niż lekarz oczekuje.	X	X
2	This touchpad is not calibrated. Call for service. Press any button. (Ten panel sterowania jest nieskalibrowany. Skontaktuj się z serwisem. Naciśnij dowolny przycisk).	Czujnik ciśnienia powietrza w panelu sterowania jest nieskalibrowany. Ten komunikat wyświetla się tylko po przejściu do ekranu Air Pressure (Ciśnienie powietrza). Panel sterowania będzie nadal działał, ale prędkość końcówki może nie być prawidłowa.	X	
3	This button is disabled. (Ten przycisk jest zablokowany).	Użytkownik nacisnął przycisk, który został zablokowany przy użyciu zworki EN/DIS na płycie elektronicznej fotela.	X	X
4	Too many handpieces in use: — Control Head — Assistant's (Zbyt wiele końcówek w użyciu: — konsoly lekarza — asysty)	Wyjęto zbyt wiele końcówek z uchwytów konsoly lekarza lub asysty bądź nie włożono ich całkowicie.	X	
5	Too many handpieces in use: — Control Head 1 2 3 4 5 — Assistant's 1 2 3 (Zbyt wiele końcówek w użyciu: — konsoly lekarza 1 2 3 4 5 — asysty 1 2 3)	Wyjęto zbyt wiele końcówek z uchwytów konsoly lekarza lub asysty bądź nie włożono ich całkowicie. Numery odpowiadają pozycjom uchwytów, z których wyjęto końcówki.		X
6	Chair will not move while Foot Control is in use. (Fotel nie porusza się podczas używania sterownika nożnego pracą końcówek).	Została naciśnięta pokrywa sterownika nożnego, a użytkownik spróbował poruszyć fotel lub podczas poruszania fotela została naciśnięta pokrywa sterownika nożnego.	X	X

Lp.	Komunikat na ekranie	Warunki generujące komunikat	Panel sterowania A-dec 300	Panel sterowania A-dec 500
7	Chair in Factory Default mode. (Fotel w domyślnym trybie ustawień fabrycznych).	Ten komunikat jest wyświetlany przez cały czas, gdy zworka na płycie elektronicznej fotela jest w domyślnym położeniu fabrycznym, niezależnie od tego, czy jest przeprowadzany zabieg.	X	X
8	Chair in Factory Default mode — RUNNING. (Fotel w domyślnym trybie ustawień fabrycznych — DZIAŁA).	Ten komunikat wyświetla się podczas procedury fabrycznych ustawień domyślnych.	X	X
9	Chair in Factory Default mode — PASSED. (Fotel w domyślnym trybie ustawień fabrycznych — ZALICZONE).	Ten komunikat wyświetla się po pomyślnym zakończeniu procedury fabrycznych ustawień domyślnych.	X	X
10	Chair in Factory Default mode — FAILED. (Fotel w domyślnym trybie ustawień fabrycznych — NIEZALICZONE).	Procedura fabrycznych ustawień domyślnych nie została ukończona pomyślnie. Wymagane jest rozwiązanie odpowiednich problemów.	X	X
11	Chair in Enable/Disable mode. (Fotel w trybie włączenia/wyłączenia).	Ten komunikat wyświetla się, kiedy zworka na płycie elektronicznej fotela jest w położeniu włączenia/wyłączenia.	X	X
12	Chair disabled by a chair stop switch. (Fotel wyłączony wyłącznikiem najazdowym).	Został uaktywniony wyłącznik najazdowy i fotel nie może poruszać się w wybranym kierunku.		X
13	Chair disabled by cuspidor stop function. (Fotel wyłączony przy użyciu funkcji wyłączającej spluwaczki).	Został uaktywniony wyłącznik spluwaczki i fotel nie może poruszać się w wybranym kierunku.		X
14	Chair is already at that position. (Fotel jest już w danym położeniu).	Fotel był już w położeniu X, a użytkownik nacisnął przycisk położenia X.	X	X
15	Function halted by additional button press. (Funkcja zatrzymana przez naciśnięcie innego przycisku).	Fotel przechodził do pozycji X, a użytkownik nacisnął przycisk ruchu fotela, co powoduje zatrzymanie fotela.	X	X
16	Chair back reached time limit. Please wait. (Oparcie fotela osiągnęło limit czasowy. Czekaj)	Cykl pracy oparcia fotela A-dec 311 i A-dec 411 jest ograniczony do 50 procent. Użytkownik poruszał oparciem fotela zbyt często i musi poczekać przed podjęciem kolejnej próby.	X	

Stosowanie

Populacja pacjentów, dla których przeznaczony jest sprzęt

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące populacji pacjentów, którzy mogą być leczeni z zastosowaniem sprzętu firmy A-dec. Pacjent nie powinien być użytkownikiem sprzętu firmy A-dec.

Części ciała lub typ tkanek, z którymi sprzęt może wejść w kontakt

Sprzęt firmy A-dec może mieć przejściowy kontakt z tkankami ludzkimi podczas przeprowadzania zabiegów stomatologicznych. Najczęściej miejsce kontaktu urządzenia z ciałem pacjenta jest przypadkowe i obejmuje zewnętrzną powierzchnię skóry, choć niektóre konkretne urządzenia mogą również wchodzić w kontakt z jamą ustną. (Patrz powyższe Przestrogi dotyczące zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym i oparzeniem.)

Profil użytkownika, dla którego przeznaczony jest produkt

Sprzęt firmy A-dec jest przeznaczony do użytku tylko przez odpowiednio przeszkolony i licencjonowany personel stomatologiczny lub medyczny w celach określonych w części „Zalecenia dotyczące stosowania”, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia oraz przepisami i zaleceniami dotyczącymi zdrowia oraz bezpieczeństwa.

Profil bezpieczeństwa operacyjnego, dla którego przeznaczony jest produkt

Sprzęt firmy A-dec przeznaczony jest do użytku w gabinetach stomatologicznych, a w przypadku sprężarek i pomp próżniowych również w maszynowniach. Poza typowymi ograniczeniami dotyczącymi praktyk stomatologicznych, w których mogą uczestniczyć tylko lekarze lub wykwalifikowani serwisanci, nie obowiązują żadne specjalne ograniczenia w dostępie fizycznym.

Za bezpieczeństwo produktów sieciowych w gabinetach stomatologicznych odpowiadają wspólnie wszystkie zaangażowane strony, takie jak producenci urządzeń, jak firma A-dec, dostawcy, podmioty świadczące usługi medyczne, integratorzy, operatorzy, organy regulacyjne, a w niektórych przypadkach również pacjenci.

Gabinety stomatologiczne korzystające ze sprzętu połączonego firmy A-dec powinny również stosować najlepsze praktyki i najnowocześniejsze zabezpieczenia. Te praktyki zapobiegawcze i w zakresie utrzymania bezpieczeństwa gabinetu są niezbędne do ochrony dokumentacji pacjentów i danych finansowych gabinetu przed utratą poufności danych, integralności danych lub dostępności urządzenia lub danych.

Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa mogą obejmować m.in. zapory sieciowe, wykrywanie i zapobieganie złośliwemu oprogramowaniu w systemach dokumentacji pacjentów, szkolenia pracowników w zakresie świadomości bezpieczeństwa, aktualizacje oprogramowania wymagane przez sprzedawców oprogramowania, środki kontroli dostępu do sieci, takie jak segmentacja, uwierzytelnianie użytkowników, zasada najmniejszych uprawnień i rozdzielanie uprawnień.

Skuteczne zasady utrzymania bezpieczeństwa w gabinecie stomatologicznym nie różnią się zazwyczaj od zasad obowiązujących w każdym innym gabinecie medycznym czy instytucji finansowej. Niemniej jednak, świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa może nie leżeć w kompetencjach prywatnego gabinetu stomatologicznego.

W takim przypadku należy rozważyć skorzystanie z usług licencjonowanego lub certyfikowanego specjalisty ds. bezpieczeństwa urządzeń medycznych, który pomoże w określeniu odpowiednich standardowych narzędzi bezpieczeństwa dostępnych na rynku oraz w ich konfiguracji i bieżącym utrzymaniu.

Ochrona cyberbezpieczeństwa produktów

Niektóre urządzenia firmy A-dec dysponują funkcją zdalnego połączenia, która umożliwia zdalne sprawdzanie stanu i wersji oprogramowania, aktualizację oprogramowania lub monitorowanie stanu technicznego. Każde urządzenie podłączone do sieci w gabinecie stomatologicznym powinno być wyposażone w najnowocześniejsze zabezpieczenia, aby chronić dane pacjentów i dane finansowe gabinetu. Należy również kontrolować fizyczny dostęp do paneli sterowania i innych interfejsów użytkownika oraz dysków USB, aby zapobiec nieautoryzowanym próbom dostępu do konfiguracji urządzenia lub wrażliwych danych.

Poniżej przedstawiono środki kontroli bezpieczeństwa zastosowane w sprzęcie firmy A-dec:

- Dane pacjentów i dane finansowe: żadne urządzenie firmy A-dec nie przechowuje ani nie przekazuje żadnych danych pacjentów ani danych finansowych gabinetu.
- Zewnętrzny port USB: niektóre urządzenia firmy A-dec wyposażone są w zewnętrzne porty USB. Te porty to przelotowe złącza USB, które umożliwiają podłączenie zasilanych akcesoriów, takich jak kamery wewnętrzne. Porty te nie służą do połączenia ze sprzętem firmy A-dec.
- Wewnętrzne porty USB: wewnętrzne porty USB, jeśli są dostępne, rozpoznają i umożliwiają połączenie tylko z autoryzowanymi urządzeniami firmy A-dec.
- Łączność bezprzewodowa: łączność bezprzewodowa jest nieaktywna do momentu włączenia jej w interfejsie użytkownika urządzenia, a następnie automatycznie wyłącza się po upływie określonego czasu dla foteli dentystycznych i konsol. Standardowe protokoły sieciowe i szyfrowanie danych pomagają zapobiegać atakom cybernetycznym i ujawnianiu informacji.
- Ethernet: każde połączenie przez sieć Ethernet również wykorzystuje najnowocześniejsze zabezpieczenia, takie jak standardowe protokoły sieciowe i szyfrowanie danych, które pomagają zapobiegać atakom cybernetycznym i ujawnieniu informacji.

Przeznaczenie i zakres stosowania

Bloki opcjonalne – blok opcjonalny stanowi miejsce do przechowywania produktów klinicznych oraz podłączania doprowadzeń powietrza, wody i zasilania elektrycznego do produktów klinicznych podczas czynności diagnostycznych i zabiegów leczniczych przeprowadzanych przez uprawnionych pracowników służby zdrowia.

Centrum sterylizacji – centrum sterylizacji stanowi miejsce do przechowywania sprzętu czyszczącego i sterylizującego oraz materiałów służących do czyszczenia i sterylizacji produktów medycznych.

Dmuchawki z powietrzem/wodą – dmuchawka z powietrzem/wodą (i jej końcówka) dostarcza skompresowane powietrze, wodę lub rozpyloną wodę (aerazol) do jamy ustnej i pola zabiegowego pacjentów dentystycznych podczas czynności diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych przeprowadzanych przez uprawnionych pracowników służby zdrowia.

Fotele dentystyczne – fotel dentystyczny to fotel, na którym spoczywa pacjent podczas czynności diagnostycznych i zabiegów leczniczych przeprowadzanych przez uprawnionych pracowników służby zdrowia.

ICV® – ICV ułatwia czyszczenie narzędzi próżniowych używanych podczas czynności diagnostycznych i zabiegów leczniczych przeprowadzanych przez uprawnionych pracowników służby zdrowia.

ICX Renew® – czyszczenie szokowe o szybkim działaniu ICX Renew służy do zmniejszania zanieczyszczenia bakteriami cieczy odprowadzanej oraz do usuwania nagromadzonych zanieczyszczeń drobnoustrojami niepatogennymi z linii wodnych unitów stomatologicznych.

ICX Restore™ – czyszczenie szokowe o szybkim działaniu ICX Restore służy do usuwania nagromadzonych zanieczyszczeń z linii wodnych unitów stomatologicznych.

ICX® – tabletki ICX A-dec firmy są przeznaczone do konserwacji linii wodnych unitów dentystycznych przez przeciwdziałanie gromadzeniu się bakterii.

Konsolety – konsoleta dostarcza powietrze, wodę, ssanie próżniowe i zasilanie elektryczne do urządzeń medycznych, a także stanowi miejsce mocowania sprzętu do czynności diagnostycznych i zabiegów leczniczych przeprowadzanych przez uprawnionych pracowników służby zdrowia. Konsolety można mocować na fotelach dentystycznych, unitach mobilnych, szafkach dentystycznych i ścianach.

Lampy główne – lampa główna służy do oświetlania jamy ustnej i pola zabiegowego u pacjentów podczas czynności diagnostycznych i zabiegów leczniczych przeprowadzanych przez uprawnionych pracowników służby zdrowia.

Mocowania monitora – mocowanie monitora służy do podtrzymywania i ustawiania położenia monitora płaskoekranowego klasy medycznej lub równoważnego.

Narzędzia asysty – narzędzia asysty dostarczają powietrze, wodę, ssanie próżniowe i zasilanie elektryczne do urządzeń medycznych, a także stanowią miejsce mocowania sprzętu do czynności diagnostycznych i zabiegów leczniczych przeprowadzanych przez uprawnionych pracowników służby zdrowia. Narzędzia asysty można mocować na fotelach dentystycznych, unitach mobilnych, szafkach dentystycznych i ścianach.

Oślony dentystyczne do twarzy – osłona twarzy chroni użytkownika przed kroplami i rozpylaniem bezpośrednio z jamy ustnej pacjenta podczas leczenia diagnostycznego i terapeutycznego.

Osuszacze – osuszacz dostarcza ciepłe, suche powietrze do jamy ustnej podczas czynności diagnostycznych i zabiegów leczniczych przeprowadzanych przez uprawnionych pracowników służby zdrowia.

Skrzynki przyłączeniowe – skrzynka przyłączeniowa zawiera ręczne zawory odcinające wodę i powietrze, filtry, regulatory wstępne ciśnienia, odpływy grawitacyjne i próżniowe, gniazdka elektryczne oraz zasilacze klasy medycznej.

Spluwaczki – spluwaczka dentystyczna to miejsce z boku fotela służące do wypływania cząstek i płynów nagromadzonych w ustach pacjentów podczas czynności diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych przeprowadzanych przez uprawnionych pracowników służby zdrowia.

Ssaki (HVE) – ssak służy do odprowadzania płynów i zanieczyszczeń z jamy ustnej podczas czynności diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych przeprowadzanych przez uprawnionych pracowników służby zdrowia.

Stołki dentystyczne – stół dentystyczny stanowi miejsce do siedzenia dla członków personelu dentystycznego podczas czynności diagnostycznych i zabiegów leczniczych przeprowadzanych przez uprawnionych pracowników służby zdrowia.

Symulatory – symulator służy do zajęć dydaktycznych w środowisku laboratoryjnym.

System próżniowy (AVS) – system próżniowy służy do odsysania płynów i zanieczyszczeń z jamy ustnej podczas czynności diagnostycznych i zabiegów leczniczych przeprowadzanych przez uprawnionych pracowników służby zdrowia.

Szafki dentystyczne – szafka dentystyczna stanowi miejsce do przechowywania sprzętu dentystycznego i materiałów, a także miejsce mocowania urządzeń dentystycznych używanych do czynności diagnostycznych i zabiegów leczniczych przeprowadzanych przez uprawnionych pracowników służby zdrowia.

Ślinociągi (SE) – ślinociąg służy do odprowadzania płynów i zanieczyszczeń z jamy ustnej podczas czynności diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych przeprowadzanych przez uprawnionych pracowników służby zdrowia.

Środek do czyszczenia systemu odsysania – środek do czyszczenia systemu odsysania firmy A-dec służy do usuwania nagromadzonych materiałów organicznych i nieorganicznych ze stomatologicznych przewodów próżniowych.

Urządzenia kliniczne – urządzenia kliniczne (końcówki, skalery, lampy polimeryzacyjne, kamery wewnątrzustne itp.) są przeznaczone do stosowania podczas czynności diagnostycznych i zabiegów leczniczych przeprowadzanych przez uprawnionych pracowników służby zdrowia.

Identyfikacja symboli

Te symbole są widoczne na produktach lub stosowane w dokumentacji, aby ostrzec użytkownika o niebezpieczeństwach, zagrożeniach i kwestiach wymagających uwagi.

Symbol	Opis
	Urządzenie posiada atest Underwriters Laboratories Inc. wyłącznie w zakresie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i zagrożeniami mechanicznymi, wydany zgodnie z normą ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 nr 60601-1 oraz Poprawką 1.
	Urządzenie zostało sklasyfikowane przez Underwriters Laboratories Inc. wyłącznie w zakresie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i zagrożeniami mechanicznymi zgodnie z normą ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 nr 60601-1, Poprawką 1. oraz 80601-2-60.
	A-dec Inspire: certyfikat UL (Underwriters Laboratories) potwierdzający zgodność z normami bezpieczeństwa ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, ANSI/NFPA 70, „National Electrical Code” i Canadian Electrical Code C22.1-09. ICV i Preference ICC: certyfikat UL (Underwriters Laboratories) potwierdzający zgodność z normami bezpieczeństwa UL 61010A-1 oraz kanadyjską normą CAN/CSA C22.2, nr 1010.1-92. Symulator: certyfikat UL (Underwriters Laboratories) potwierdzający zgodność z normami bezpieczeństwa UL, BS EN 61010-1 (3. edycja) oraz kanadyjską normą CAN/CSA C22.2, nr 61010-1 (3. edycja).
	Urządzenie uzyskało certyfikat Underwriters Laboratories Inc. wyłącznie w zakresie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i zagrożeniami mechanicznymi zgodnie z normą ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 nr 60601-1, Poprawką 1. oraz 80601-2-60.
	Urządzenie jest zgodne z odpowiednimi dyrektywami/rozporządzeniami Unii Europejskiej (zob. Deklaracja Zgodności).
	Autoryzowany przedstawiciel w UE.
	UDI – identyfikuje nośnik, który zawiera informacje o unikalnym identyfikatorze urządzenia.
	GS1 – identyfikuje nośnik, który zawiera informacje o unikalnym identyfikatorze urządzenia.
	Uziemienie ochronne (ISO 60417-5019).
	Uziemienie funkcjonalne (ISO 60417-5017).
	Część aplikacyjna typu B (ISO 60417-5840).
	Przestroga: Gorąca powierzchnia (ISO 60417-5041).
	Odpady elektryczne i elektroniczne. Nie utylizować wraz z odpadami domowymi (ISO 60417-6414).
	Data produkcji (ISO 7000-2497).

Symbol	Opis
	Producent sprzętu (ISO 7000-3082).
	Możliwość sterylizacji do wskazanej temperatury (ISO 7000-1844).
	Możliwość sterylizacji parowej do wskazanej temperatury (ISO 7000-2868).
	Symbol VAC (ISO 60417-5032). Symbol VDC (ISO 60417-5031). Symbol VAC/VDC (ISO 60417-5033).
	Zawiera substancje niebezpieczne (ISO 7000-3723).
	Numer modelu (numer katalogowy) (ISO 7000-2493).
	Numer seryjny (ISO 7000-2498).
	Numer części.
	Wyrób medyczny.
	Numer serii (ISO 7000-2492).
	Termin ważności (ISO 7000-2607).
	Przestroga. Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego wyrobu wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie.
	DataMatrix – dwuwymiarowy kod, który koduje tekst lub dane numeryczne związane z identyfikacją urządzenia.
	Dodatkowe informacje znajdują się w dołączonych dokumentach. Np. WAŻNE: Więcej informacji zawiera dokument A-dec Equipment Asepsis Guide (nr części 85.0696.00) (ISO 7000-1641).
	Ogólny znak obowiązkowego działania. Nie jest to znak przestrogi. Przestrzegać dodatkowych ważnych instrukcji. Np. UWAGA: Montować części, jak przedstawiono (ISO 7000-M001).

Identyfikacja symboli (ciąg dalszy)

Symbol	Opis
	Przestroga. Niezastosowanie się do instrukcji może skutkować uszkodzeniem produktu albo wystąpieniem niewielkich obrażeń ciała. Np. PRZESTROGA: nie dokręcać nadmiernie śrub regulujących. Nadmierne dokręcenie może spowodować złamanie śruby (ISO 1000-0434B).
	Przestroga. Promieniowanie optyczne. Np. PRZESTROGA: w celu uniknięcia uszkodzenia oczu i skóry na skutek narażenia na promieniowanie ultrafioletowe podczas obsługi lampy polimeryzacyjnej należy nosić okulary bezpieczeństwa klasy II i rękawice ochronne (ISO 7010-W027).
	Ostrzeżenie. Zagrożenie biologiczne. Np. OSTRZEŻENIE: możliwa obecność odpadów zakaźnych. Aby uniknąć zakażenia krzyżowego, należy stosować środki kontroli higieny (ISO 7010-W009).
	Ostrzeżenie. Niebezpieczne napięcie. Np. OSTRZEŻENIE: odłączyć lub odciąć zasilanie sieciowe przed wykonaniem czynności serwisowych. Nieodłączenie zasilania przed rozpoczęciem tej procedury może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym (ISO 7010-W012).
	Ostrzeżenie. Niezastosowanie się do instrukcji może skutkować uszkodzeniem produktu albo wystąpieniem poważnych obrażeń ciała lub zgonu. Np. OSTRZEŻENIE: przed zdjęciem pokrywy pompy należy wyłączyć zasilanie. Nieodłączenie zasilania przed rozpoczęciem tej procedury może prowadzić do uszkodzenia produktu oraz do wystąpienia poważnych obrażeń ciała lub zgonu (ISO 7010-W001).
	Uwaga. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować uszkodzenie produktu. Np. UWAGA: Płyty elektroniczne są wrażliwe na oddziaływanie elektryczności statycznej. Przed dotknięciem płyty elektronicznej lub przystąpieniem do tworzenia połączeń z płytą elektroniczną należy zastosować odpowiednie środki ochrony przed ESD. Płyty elektroniczne powinny być instalowane wyłącznie elektryk lub wykwalifikowany personel serwisowy (ISO 60417-5134).
	Przeczytaj! Oznacza konieczność podjęcia decyzji, której instrukcji należy przestrzegać. Np. PRZECZYTAJ! W przypadku instalowania lampy LED należy postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną razem z lampą LED, a nie z instrukcją w poniższym rozdziale (ISO 7000-3308).
	Informacje o produktach dostępne są w formie elektronicznej.
	Nie używać ponownie. Np. PRZESTROGA: Jednorazowe końcówki ssaka (HVE) i ślinociągu nie nadają się do sterylizacji i nie należy używać ich ponownie (ISO 7000-1051).
	Tylko do użytku w pomieszczeniach.

Symbol wysyłkowy	Opis
	Limity temperatury transportu i przechowywania (ISO 7000-0632).
	Limity wilgotności powietrza podczas transportu i przechowywania (ISO 7000-2620).
	Limity ciśnienia atmosferycznego podczas transportu i przechowywania (ISO 7000-2621).
	Tą stroną do góry (ISO 7000-0623).
	Produkt delikatny (ISO 7000-0621).
	Chronić przed wilgocią (ISO 7000-0626).
	Nie ustawiać w stos (ISO 7000-2402).

Parametry środowiska pracy

Temperatura/wilgotność	Dane techniczne
Temperatura przechowywania/transportu	Od -29 °C do 50 °C (od -20 °F do 122 °F) – wilgotność względna: 10–95%.
Temperatura robocza	Od 10 °C do 40 °C (od 50 °F do 104 °F) – wilgotność względna: 10–95%.
Użycie w pomieszczeniach	Wysokość do 2000 m (6563 stopy), kategoria instalacji II, stopień zanieczyszczeń 2.

Klasyfikacja sprzętu (IEC-60601-1)

Typ/tryb	Klasyfikacja
Typy zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym	SPRZĘT KLASY I: wszystkie produkty firmy A-dec zasilane napięciem sieciowym.
Stopień zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym	CZĘŚĆ APLIKACYJNA TYPU B: wszystkie produkty firmy A-dec zawierające części aplikacyjne. Uwaga: w przypadku dodatkowych urządzeń klinicznych należy skorzystać z instrukcji obsługi dołączonej do danego produktu.
Stopień zabezpieczenia przed przenikaniem wody	Przełącznik sterownika nożnego: IPX1 Wszystkie pozostałe produkty: IPX0

Tryb działania	DZIAŁANIE CIĄGŁE: wszystkie modele z wyjątkiem foteli dentystycznych. DZIAŁANIE CIĄGŁE ZE SPORADYCZNYM OBCIĄŻENIEM: fotele dentystyczne firmy A-dec – 5% cyklu pracy (maksymalny czas w trybie WŁĄCZENIA wynosi 20 s). Uwaga: w przypadku urządzeń klinicznych należy skorzystać z instrukcji obsługi dołączonej do danego produktu.
Gazy łatwopalne	Nie stosować w obecności łatwopalnych mieszanek znieczulających z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu ani w miejscach gromadzenia się takich gazów w większych stężeniach (w zamkniętych przestrzeniach).

Klasyfikacja sprzętu (IEC-61010-1)

Typ/tryb	Klasyfikacja
Typy zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym	SPRZĘT KLASY I: (uziemiony) symulator, Preference ICC i ICV.

Klasyfikacja elektryczna

Produkt firmy A-dec	Częstotliwość (Hz)	Zakres napięć (VAC)	Natężenie maksymalne (A)
Fotele dentystyczne			
A-dec 200 i Performer 8000	50-60	100/110-120/220-240	Wejście = 10/10/10 Wyjście duplexowe = maks. 10 A Wyjście na płycie elektronicznej fotela = maks. 2 A Pompa fotela, wartości typowe = 4/4/2
A-dec 311, A-dec 411 i A-dec 511 (specyfikacja fotela obejmuje opcjonalne moduły zasilane przez fotel)	50-60	100/110-120/220-240	Wejście = 10/10/10 Wyjście duplexowe = maks. 10 A Zasilacz fotela 511 = maks. 4 A Pompa fotela, wartości typowe = 4/4/2
Konsolety, narzędzia asysty i spluwaczki			
Systemy z zasilaniem elektrycznym 300 W, w tym: A-dec 200, Performer 8100/8200/8500, 2671/2615, 2561/2562, 4631/4635, 3072, 7004 i A-dec 342.	50-60	100/110-120/220-240	Wejście = 3,1/2,8/1,4 Wyjście z opcjonalnym podwójnym gniazdem elektrycznym w 2671/2615, 2561/2562 = maks. 7 A
Jednostki terenowe i instytucjonalne 3420 Pac 1, konsola szkolna Bench Control N57D, N74 M.O.M.	50-60	100-240	1,6
Halogenowa lampa główna (niskie napięcie)			
Mocowanie do fotela A-dec 200	50-60	12,1/17	5,5
Lampy główne LED (napięcie sieciowe)			
A-dec 573L z mocowaniem na drążku, A-dec 374L, 574L z mocowaniem do szafki, A-dec 375L, 575L z mocowaniem do ściany, A-dec 376L, 576L z mocowaniem sufitowym i A-dec 377L, 577L lampa podsufitowa jezdną na szynie; A-dec 378L, 578L uniwersalna pojedyncza	50-60	100-240	1,25
A-dec 578L uniwersalne podwójne	50-60	100-240	2,5
Lampy główne LED (niskie napięcie)			
Zmodernizowana głowica lampy A-dec 570L, A-dec 371L/372L/571L/572L z mocowaniem do fotela, A-dec 378L, 578L do symulatora stacjonarnego / z mocowaniem do blatu	50-60	16-24 (prądu stałego lub przemiennego)	1,5

Produkt firmy A-dec	Częstotliwość (Hz)	Zakres napięć (VAC)	Natężenie maksymalne (A)
Zasilacze			
Zasilanie 24 VDC / oświetlenie LED	50-60	100-240	1,25
Zasilanie 24 VDC (małe) / szafki	50-60	100-240	1,6
Zasilanie 24 VDC (duże) / szafki	50-60	100-240	2,5
Zasilanie 24 VDC (60 W) / unity mobilne	50-60	100-240	1,6
Zasilacz 25 W	50-60	100/110-120/220-240	0,3/0,3/0,15
Zasilacz 80 W	50-60	100/110-120/220-240	0,9/0,8/0,4
Zasilacz 300 W	50-60	100/110-120/220-240	3,1/2,8/1,4
Umeblowanie gabinetu			
Preference Collection®	60	120	20
Preference ICC®	50-60	100-120	15
ICV	50-60	110-120/220-240	0,5/0,5
A-dec Inspire modele szafek 591, 592, 593, 594 i 595	50-60	100-120	20
Skrzynka przyłączeniowa Inspire firmy A-dec	50-60	100-240	10 Wyjście duplexowe = maks. 7 A
Skrzynka zasilająca Inspire firmy A-dec	50-60	100-240	10
Różne			
Symulator 41L oraz 42L	50-60	100/110-120/220-240	10/10/5 Wyjście duplexowe = maks. 7 A
Przeglądarka zgryzowych zdjęć RTG	50-60	24	0,5
Mocowania monitorów Performer 880X, 381, 382, 482, 581, 584, 585, 586 i 587	50-60	100-240	10



UWAGA Dozwolone wahania napięcia sieciowego $\pm 10\%$ napięcia nominalnego.

Klasyfikacja elektryczna (ciąg dalszy)



OSTRZEŻENIE Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, które może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci, urządzenie należy podłączać tylko do gniazdka sieciowego z uziemieniem. Podłączanie przedłużaczy oraz stosowanie źródeł zasilania o wielu gniazdkach z unitem dentystycznym może zmniejszyć ogólne bezpieczeństwo unitu i jest zabronione.



UWAGA W przypadku produktów połączonych na stałe ze stałym okablowaniem (bez wtyku przewodu zasilania) należy zastosować przełącznik lub wyłącznik automatyczny w celu odłączania produktu od zasilania sieciowego.

Połączenia z zasilaniem sieciowym powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie z lokalnymi przepisami elektrycznymi i budowlanymi.



UWAGA W krajach, w których używane są wtyczki inne niż te stosowane w Ameryce Północnej (takich jak Australia, Dania, Szwajcaria itp.) należy używać wtyczek odpowiednio sklasyfikowanych dla napięcia i natężenia produktu.

W przypadku urządzeń odłączanych od zasilania przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilania sieciowego (urządzeń bez wyłącznika zasilania sieciowego) należy je ustawić w taki sposób, aby wtyczka przewodu zasilania sieciowego była łatwo dostępna.

Emisje elektromagnetyczne

Test emisji	Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki
Emisje na częstotliwościach radiowych CISPR 11	Sprzęt dentystyczny firmy A-dec nadaje się do stosowania we wszystkich lokalizacjach.
Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2	
Wahania napięcia, emisje migotania IEC 61000-3-3	

Kompatybilność elektromagnetyczna

Niniejsze urządzenie poddano testom, które potwierdziły jego zgodność z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń medycznych, określonymi w normie IEC 60601-1-2. Normy te opracowano w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w typowych instalacjach medycznych, ale nie mogą przewidywać każdego potencjalnego scenariusza instalacji ani przed nim chronić. W przypadku zakłóceń wyrobów medycznych lub urządzeń medycznych, w celu uniknięcia ryzyka poważnych obrażeń lub śmierci, należy wyłączyć produkty firmy A-dec i dokonać ponownej konfiguracji, aby zasilac urządzenia z oddzielnych źródeł zasilania i/lub zwiększyć fizyczną odległość pomiędzy urządzeniami.

Odporność elektromagnetyczna

Test odporności	IEC 60601-1-2 Poziom testu	Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki
Wyładowanie elektrostatyczne IEC 61000-4-2	±8 kV — styk ±2, 4, 8, 15 kV — powietrze	Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte płytkami ceramicznymi. Jeżeli podłogi są pokryte tworzywem sztucznym, wilgotność względna powinna być utrzymywana na poziomie co najmniej 30%.
Odporność na emitowane częstotliwości radiowe IEC 61000-4-3	10 V/m 80% AM przy 1 kHz 80 MHz–2700 MHz	
Szybkie przepięcia elektryczne / impuls IEC 61000-4-4	±2 kV w przypadku linii zasilania elektrycznego ±1 kV w przypadku linii wejścia/wyjścia	Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowemu środowisku komercyjnemu bądź szpitalnemu.
Wzrost napięcia IEC 61000-4-5	±1 kV pomiędzy liniami ±2 kV pomiędzy linią a ziemią	Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowemu środowisku komercyjnemu bądź szpitalnemu.
Odporność na przewodzone częstotliwości radiowe IEC 61000-4-6	6 V 80% AM przy 1 kHz 150 kHz–80 MHz	
Pole magnetyczne o częstotliwości zasilania sieciowego (50–60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	Pola magnetyczne o częstotliwości zasilania powinny odpowiadać typowemu środowisku komercyjnemu bądź szpitalnemu.
Spadki napięcia, krótkie zaniki i wahania napięcia linii zasilania IEC 61000-4-11	100% spadek przez 0,5 cyklu 100% spadek przez 1 cykl 30% spadek przez 25 cykli 100% spadek przez 250 cykli (5 sekund)	Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowemu środowisku komercyjnemu bądź szpitalnemu. Jeżeli użytkownik sprzętu stomatologicznego wymaga ciągłej pracy podczas przerw zasilania sieciowego, zaleca się, aby sprzęt stomatologiczny był zasilany z zasilacza bezprzerwowego lub akumulatora.

Maksymalna nośność fotela

Fotel	Masa pacjenta	Obciążenie dodatkowe mocowania do fotela (przesunięcie)	Moment przyłożony mocowania do fotela
A-dec 511, wersja B z mocowaniem z przodu z mocowaniem z tyłu	227 kg (500 lb)	29 kg (63 lb) na 58,4 cm (23 cale)	164 N • m (121 ft-lb)
	227 kg (500 lb)	77 kg (169 lb) na 11,5 cm (44 cale)	839 N • m (619 ft-lb)
A-dec 511, wersja A	181 kg (400 lb)	113 kg (250 lb)	niedostępne
A-dec 411 z mocowaniem do fotela na drążku z mocowaniem typu Radius® z mocowaniem bloku	181 kg (400 lb)	77 kg (170 lb) przy 105 cm (41,5 cala)	797 N • m (588 ft-lb)
	181 kg (400 lb)	52 kg (115 lb) przy 116 cm (45,5 cala)	587 N • m (433 ft-lb)
	181 kg (400 lb)	31 kg (70 lb) przy 58,4 cm (23 cale)	169 N • m (125 ft-lb)
A-dec 311, wersja B z mocowaniem do fotela na drążku z mocowaniem typu Radius z mocowaniem do podłoża z mocowaniem bloku	181 kg (400 lb)	77 kg (170 lb) przy 105 cm (41,5 cala)	797 N • m (588 ft-lb)
	181 kg (400 lb)	52 kg (115 lb) przy 116 cm (45,5 cala)	587 N • m (433 ft-lb)
	181 kg (400 lb)	67 kg (149 lb) przy 71 cm (28 cali)	470 N • m (347 ft-lb)
	181 kg (400 lb)	31 kg (70 lb) przy 58,4 cm (23 cale)	169 N • m (125 ft-lb)
A-dec 311, wersja A z mocowaniem do podstawy z mocowaniem typu Radius	181 kg (400 lb)	72 kg (160 lb) przy 61 cm (24 cale)	434 N • m (320 ft-lb)
	181 kg (400 lb)	24 kg (75 lb) przy 61 cm (24 cale)	203 N • m (150 ft-lb)
A-dec 200	181 kg (400 lb)	83 kg (184 lb) przy 40,6 cm (16 cali)	332 N • m (245 ft-lb)
Performer 8000, wersja B z mocowaniem Radius z przodu lub z tyłu z mocowaniem do fotela na drążku z mocowaniem z tyłu	181 kg (400 lb)	28 kg (61 lb) przy 72 cm (28,5 cala)	197 N • m (145 ft-lb)
	181 kg (400 lb)	38 kg (83 lb)	176 N • m (130 ft-lb)
	181 kg (400 lb)	5,26 kg (11,6 lb) przy 36,6 cm (14,4 cala)	19 N • m (14 ft-lb)
Performer 8000, wersja A z mocowaniem Radius z przodu lub z tyłu z mocowaniem do fotela na drążku z mocowaniem z tyłu	181 kg (400 lb)	18 kg (40 lb) przy 72 cm (28,5 cala)	129 N • m (95 ft-lb)
	181 kg (400 lb)	38 kg (83 lb)	176 N • m (130 ft-lb)
	181 kg (400 lb)	5,26 kg (11,6 lb) przy 36,6 cm (14,4 cala)	19 N • m (14 ft-lb)

Maksymalne obciążenie mocowania monitora

Typ mocowania monitora	Maksymalna masa monitora
A-dec 581	9 kg (20 lb)
Performer 8800	9 kg (20 lb)
584 (konsola centralna), 585 (ściana), 586 (sufit)	9 kg (20 lb)
587 (szyna)	9 kg (20 lb)
A-dec 381, 382, 482	9 kg (20 lb)

Uwaga: stwierdzono, że monitory o przekątnej 483 mm (19 cali) i mniejsze nie zakłócają zamierzonego ruchu innych ruchomych części unitów i szafek dentystycznych. W przypadku monitorów o przekątnej większej niż 483 mm (19 cali) należy sprawdzić, czy monitor nie zakłóca ruchu innych ruchomych części unitów i szafek dentystycznych.

Obciążenia konsolety

Urządzenia zlokalizowane w konsolecie lekarza: 2,3 kg (5 lb)

Obciążenie stolika: 1,8 kg (4 lb)

Specyfikacja i wymagania dotyczące mediów

	Ciśnienie/próżnia	Przepływ	Inne wymagania
Powietrze	550–860 kPa (5,5–8,6 bara)	Przynajmniej 71 SL/min (2,5 scfm) podczas normalnej pracy, 210 SL/min (7,5 scfm) przepływ szczytowy	- jakość powietrza powinna spełniać specyfikację nr 94 ANSI/ADA - Klasa wilgotności 4: Ciśnieniowy punkt rosy w temperaturze medium i przy stałym ciśnieniu systemowym 0,7 MPa $\leq$ +3 °C (37 °F). Odpowiada to atmosferycznemu punktowi rosy $\leq$ -21 °C (-6 °F). - granica zanieczyszczenia olejem: $\leq$ 0,5 mg/m³ - Klasa cząstek 2: Maksymalna liczba cząstek na metr sześcienny w funkcji rozmiaru cząstek w powietrzu stomatologicznym wynosi: Rozmiar cząstek, maksymalna liczba cząstek na metr sześcienny: 0,1 μm < d $\leq$ 0,5 μm $\leq$ 400 000 0,5 μm < d $\leq$ 1,0 μm $\leq$ 6000 1,0 μm < d $\leq$ 5,0 μm $\leq$ 100 - szerokość siatki filtra powietrza to 50 mikrometrów
Woda	410 $\pm$ 140 kPa (4,1 $\pm$ 1,4 bara)	Przynajmniej 5,7 l/min (1,5 gpm), nie może przekraczać 40 °C (104 °F)	- woda musi spełniać wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące jakości wody pitnej - źródło wody musi spełniać lokalne przepisy hydrauliczne, w tym zapobieganie przepływowi wstecznemu - limity pH od 6,5 do 8,5 - maksymalny rozmiar cząstek < 100 μm - granica twardości wody to mniej niż 2,14 mmol/l (< 12 °dH) - skuteczna szerokość siatki filtra wody wynosi 50 mikrometrów
System próżniowy	wilgotny: 34 $\pm$ 7 kPa (10 $\pm$ 2 cale rtęci) suchy/półsuchy: 16 $\pm$ 3,5 kPa (4,5 $\pm$ 1 cal rtęci)	przynajmniej 255 SL/min (9 scfm) przynajmniej 340 SL/min (12 scfm)	maksymalny rozmiar oczek filtra cząstek stałych: 1,080 mm (0,043 cala) $\cong$ 1080 μm (A-dec 200, Performer 8000/8200/8500, 2671/2615, 4631/4635) 1,194 mm (0,047 cala) $\cong$ 1200 μm A-dec 351/361/362/363, 545/551/561

Uwaga: dodatkowe specyfikacje mediów wymagane przed instalacją, patrz Instrukcja instalacji dotycząca danego produktu.



PRZESTROGA W świetle federalnego prawa USA nabywać i użytkować niniejsze urządzenie mogą jedynie stomatolodzy, lekarze i inni specjaliści mający uprawnienia do użytkowania lub zamawiania tego urządzenia przyznane przez stan, w którym prowadzą działalność.

Części aplikacyjne

Następujące urządzenia są uważane za „części aplikacyjne”, jak zdefiniowano w normie IEC 60601-1: końcówka powietrza, końcówka elektryczna, skaler, lampa polimeryzacyjna, dmuchawka na wodę/powietrze, osuszacz, ssak (HVE), ślinociąg (SE) i kamera wewnątrzustna.

Transport unitu

Podczas transportu unitu:

- Całkowicie opuścić podstawę fotela, a oparcie fotela w pełni podnieść.
- Opróżnić butelkę z wodą i przewody systemu zamkniętego obiegu wody.
- Rozhermetyzować przewody powietrza.
- Przymocować korpus fotela do płyty podstawy.
- Umieścić konsolę na siedzeniu.
- Zdjąć tapicerkę i umieścić oraz przymocować lampę i tapicerkę nad fotelem.
- Zabezpieczyć konsolę i lampę, aby się nie ruszały.
- Zabezpieczyć unit w pojeździe.

Wycofanie z eksploatacji i utylizacja sprzętu firmy A-dec

Wycofanie z eksploatacji sprzętu dentystycznego firmy A-dec powinno odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami. Płyty elektroniczne i przewody elektryczne należy poddać recyklingowi jako odpady elektryczne. Elementy aluminiowe, żelazne, stalowe i z mosiądzu należy poddać recyklingowi jako odpady metalowe. Formowane elementy z tworzyw sztucznych zawierają oznaczenia typu tworzywa, zgodnie z którymi należy poddać je recyklingowi. Spłuwaczkę, przewody odprowadzające nieczystości ze spłuwaczki oraz inne przewody odprowadzające należy traktować jako materiały zanieczyszczone biologicznie oraz odpowiednio postępować z nimi podczas demontażu. Wszelkie materiały nienadające się do recyklingu należy poddać odpowiedniej utylizacji. W sprawie informacji dotyczących typu materiałów stosowanych w sprzęcie firmy A-dec należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy A-dec.

RoHS/REACH

Produkty i procedury firmy A-dec spełniają wymagania następujących przepisów dotyczących deklaracji materiałowych oraz ograniczeń dotyczących substancji:

- RoHS 2 (2015/863/UE)
- REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006), Rozporządzenie (WE) nr 765/2008

Firma A-dec celowo nie umieszcza w swoich produktach substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC) określonych w Rozporządzeniu REACH. Zgodnie z artykułem 33 Rozporządzenia REACH, firma A-dec musi powiadamiać swoich klientów o następujących SVHC występujących w jej produktach w stężeniach powyżej 0,1% masy brutto:

- Ołów, nr CAS 7439-92-1, został użyty w niektórych elementach mosiężnych i elektrycznych.
- Oktametylocyklotetrasiloksan, nr CAS 556-67-2, obecny w zaworach symulatora.
- Dodekametylocykloheksasiloksan, nr CAS 540-97-6, obecny w zaworach symulatora.
- Dekametylocyklopentasiloksan, nr CAS 541-02-6, obecny w zaworach symulatora.
- Eter bis(2-(2-metoksyetoksy)etylowy), nr CAS: 143-24-8, obecny w elementach lutowanych.

Kalifornijska ustawa o bezpieczeństwie wody pitnej i substancjach toksycznych („California Proposition 65”)



OSTRZEŻENIE Rak i szkodliwe działanie na układ rozrodczy.
www.P65Warnings.ca.gov.

Informacje kontaktowe

Pytania, na które odpowiedzi nie zostały zamieszczone w niniejszym dokumencie, należy kierować do działu obsługi klienta firmy A-dec pod jednym z poniższych numerów telefonu:

- 1 800 547 1883 (w USA i Kanadzie)
- +1 503 538 7478 (spoza USA i Kanady)

Dział obsługi klienta jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 5:00–17:00 czasu pacyficznego PST (14:00–2:00 czasu środkowoeuropejskiego).

Zgłaszanie incydentów

Wszystkie poważne incydenty z udziałem sprzętu firmy A-dec należy zgłaszać do firmy A-dec, Inc. Jeśli incydent ma miejsce w UE, należy również zgłosić go upoważnionemu przedstawicielowi firmy A-dec w UE oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego UE, w którym użytkownik/pacjent ma siedzibę. Poważne incydenty mogą prowadzić do:

- zagrażającej życiu choroby lub obrażeń;
- trwałego upośledzenia funkcji organizmu lub struktury ciała;
- medycznej lub chirurgicznej interwencji mającej na celu zapobieganie zagrażającej życiu chorobie lub obrażeniu bądź trwałemu upośledzeniu funkcji organizmu lub struktury ciała.

Dokumentacja produktu

Instrukcja obsługi oraz dokumentacja są dostępne do pobrania w Centrum zasobów pod adresem www.a-dec.com.



Aby uzyskać szybki dostęp do tego dokumentu online, należy zeskanować, dotknąć lub kliknąć ten kod QR, który kieruje na stronę:
a-dec.com/resource-center.



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Stany Zjednoczone
Tel: 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie
Tel: +1 503 538 7478 spoza USA i Kanady
www.a-dec.com

EC

REP

Donawa Lifescience
Consulting Srl
Piazza Albania, 10
00153 Rome, Włochy

A-dec Australia

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tel: 1.800.225.010 w Australii
Tel: +61.(0).2.8332.4000 spoza Australii

A-dec Chiny

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
Building 5, No. 528 Shunfeng Road
Tangqi Town, Yuhang District
Hangzhou, Zhejiang, Chiny 311100
Tel: 400 600 5434 w Chinach
Tel: +86 571 89026088 spoza Chinach

A-dec Wielka Brytania

Austin House
11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglia
Tel: 0800 ADEC UK (2332 85) w Wielkiej Brytanii
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 spoza Wielkiej Brytanii

86.0221.18 Rev AN
Data wydania 2023-02-09
Copyright 2023 A-dec, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Lista kontrolna konserwacji sprzętu*

Po każdym pacjencie

- ☐ Wyczyszczenie, nasmarowanie i wysterylizowanie końcówek
- ☐ Wyczyszczenie (przy użyciu ultradźwięków) i wysterylizowanie końcówek dmuchawek
- ☐ Wycieranie i przepłukiwanie przewodu końcówek
- ☐ Przepłukiwanie przewodów próżniowych
(w przypadku zabiegów chirurgii stomatologicznej)
- ☐ Czyszczenie/dezynfekcja powierzchni dotykanych przez pacjenta
- ☐ Wymiana wszystkich osłonek barierowych

Codziennie lub w zależności od potrzeb

- ☐ Dodanie tabletki A-dec ICX® przy każdym napełnianiu butelki na wodę†
- ☐ Przepłukiwanie spluwaczki przez jedną minutę
- ☐ Wyczyszczenie miski spluwaczki i sitka miski
- ☐ Przepłukiwanie linii systemu próżniowego

Co tydzień lub w zależności od potrzeb

Data/godzina

- ☐ Czyszczenie tapicerki fotela i stołka łagodnym płynem do mycia naczyń i wodą
- ☐ Wyczyszczenie zaworów ssaka i ślinociągu
- ☐ Sprawdzenie i konserwacja filtra odpadków stałych (dwa razy w tygodniu)
- ☐ Konserwacja zbiornika odprowadzania oleju
(przeprowadzać co miesiąc, jeśli do konserwacji końcówek stosowane jest urządzenie Assistina)
- ☐ Smarowanie uchwyty końcówek
- ☐ Czyszczenie pokrywy lampy głównej łagodnym płynem do mycia naczyń i wodą
(aby uniknąć zadrapania pokrywy, należy użyć gazy lub miękkiej ściereczki o wymiarach 5 cm x 5 cm (2 cale x 2 cale))
- ☐ W razie potrzeby wymiana bariery lampy głównej Medicom® SafeShield™

Co miesiąc

Data/godzina

- ☐ Kontrola poziomu CFU w wodzie w systemie i w razie potrzeby odpowiednia obróbka linii wodnych†
- ☐ Konserwacja zbiornika odprowadzania oleju
(przeprowadzać co tydzień, jeśli do konserwacji końcówek nie jest stosowane urządzenie Assistina)
- ☐ Kontrola wszystkich uszczelnień pierścieniowych typu O-ring końcówek, silnika i urządzenia Assistina; wymiana zużytych/uszkodzonych
- ☐ Nasmarowanie uszczelnień pierścieniowych typu O-ring ssaka i ślinociągu
- ☐ Nasmarowanie uszczelnień pierścieniowych typu O-ring butelki na wodę

Co roku

Data/godzina

- ☐ Wymiana i nasmarowanie uszczelnień pierścieniowych typu O-ring dmuchawki i zaworów z przyciskiem
- ☐ Wymiana i nasmarowanie uszczelnień pierścieniowych typu O-ring ssaka i ślinociągu
- ☐ Wymiana wszystkich uszczelnień pierścieniowych typu O-ring końcówek, silnika i urządzenia Assistina
- ☐ Wymiana filtrów powietrza i wody w skrzynce przyłączeniowej lub powierzchni przyłączy



Siedziba firmy A-dec
1 800 547 1883 na obszarze USA i Kanady
+1.503.538.7478 spoza USA/Kanady
www.a-dec.com

* Szczegółowe informacje dotyczące czynności konserwacyjnych można znaleźć w Instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia lub na stronie internetowej www.a-dec.com.

† Szczegółowe informacje dotyczące konserwacji linii wodnej można znaleźć w dołączonej do urządzenia Instrukcji konserwacji linii wodnej (nr części 85.0983.18) oraz na stronie internetowej www.a-dec.com.

86.0600.18 Rev E
Data wydania 2020-03-11
Copyright 2020 A-dec Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przewodnik kontroli higieny sprzętu firmy A-dec

Wprowadzenie

Firma A-dec jest zobowiązana do podania stomatologom wytycznych dotyczących kontroli higieny najnowocześniejszego sprzętu dentystycznego. Nasze wytyczne kontroli higieny opracowano na podstawie wytycznych amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (ang. Center for Disease Control and Prevention, CDC), Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA), Agencji Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency, EPA) oraz Organizacji Bezpieczeństwa, Kontroli Higieny i Prewencji (Organization for Safety, Asepsis, and Prevention, OSAP) w celu umożliwienia lekarzom ochrony ich inwestycji w sprzęt dentystyczny.

Firma A-dec nieustannie ocenia procedury i produkty kontroli higieny, abyśmy mogli podawać informacje zgodne z wyżej wymienionymi celami.

Dodatkowe informacje na temat kontroli zakażeń stomatologicznych można uzyskać od Organizacji Bezpieczeństwa, Kontroli Higieny i Prewencji (OSAP).

Odkazanie powierzchni

„Którego środka do odkażania powierzchni należy używać”? Niestety, nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Przy tak wielu wymaganiach w zakresie kontroli zakażeń i zwiększonych obawach dotyczących uszkodzenia sprzętu dentystycznego jest to niemożliwe. Żadne materiały dostępne do produkcji sprzętu dentystycznego nie są nieprzepuszczalne dla wszystkich substancji chemicznych, ale niektóre materiały są lepsze od innych.

Firma A-dec stosuje w swoich liniach produktów najodporniejsze chemicznie dostępne materiały, ale w użyciu są również tysiące unitów stomatologicznych, które zostały wyprodukowane na długo przed zwróceniem większej uwagi na kontrolę zakażeń. Jeszcze więcej uwagi należy poświęcić staraniom, które mogą zapobiec przedwczesnemu uszkodzeniu starszego sprzętu.

Jako że w produkcji sprzętu dentystycznego nie stosuje się żadnych materiałów, które wytrzymają działanie każdej substancji chemicznej,

żadnej substancji chemicznej nie można uznać za nieszkodliwą dla sprzętu dentystycznego. Nawet środki chemiczne do odkażania powierzchni podawane we wcześniej opublikowanych instrukcjach obsługi firmy A-dec jako „najmniej szkodliwe” mogą z czasem uszkodzić sprzęt.

Oprócz wielu środków chemicznych dostępnych do odkażania powierzchni lekarze stosują szeroki wachlarz metod postępowania ze skażeniami powierzchni. Metody te mogą skrócić lub wydłużyć trwałość użyteczną sprzętu dentystycznego. Niektóre gabinety dentystyczne polegają na przykład na częstym, obfitym stosowaniu chemicznych środków odkażających, co może być nie tylko zbędne, ale również drogie i szkodliwe. Inne gabinety dentystyczne stosują bariery i przedmioty jednorazowego użytku, które znacznie zmniejszają częstość stosowania środków chemicznych, co wydłuża okres eksploatacji sprzętu.

Oprócz środków do odkażania powierzchni jest wiele innych czynników przyczyniających się do uszkodzenia sprzętu dentystycznego. Smary do końcówek, pozostałości siarki w rękawiczkach lateksowych, chemiczne środki sterylizujące, ciepło, wilgoć, chemiczne środki czyszczące, aplikatory środków czyszczących i odkażających, światło ultrafioletowe, materiały do leczenia stomatologicznego oraz woda o wysokiej zawartości minerałów to tylko niektóre czynniki związane z uszkodzeniami sprzętu dentystycznego.

Odkazanie powierzchni to pojęcie stosowane w firmie A-dec do zbiorczego opisu stosowania produktów i metod w celach związanych z kontrolą higieny sprzętu. Dzięki odpowiednim technikom odkażania powierzchni można zapewnić skuteczną kontrolę zakażeń, a lekarze mogą uchronić sprzęt dentystyczny przed przedwczesnym uszkodzeniem. Niewłaściwe jest pytanie „którego środka do odkażania powierzchni należy używać”. Pytanie powinno brzmieć: „jak najlepiej postępować z powierzchniami w moim sprzęcie dentystycznym”?



ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE Zagrożenia biologiczne, których źródłem jest sprzęt dentystyczny, mogą być przyczyną chorób zagrażających życiu pacjentów i personelu. Ryzyko kontaktu z takimi czynnikami można zmniejszyć, stosując odpowiednie środki ostrożności, w tym środki ochrony indywidualnej, bariery, środki odkażające i sterylizację.

Protokół odkażania powierzchni

Poniżej znajduje się zalecany przez firmę A-dec protokół odkażania powierzchni, uwzględniający wyżej wskazane problemy:

1. Sterylizować termicznie wszystkie przedmioty wprowadzane do jamy ustnej (albo używać zamienników jednorazowego użytku). Niektóre wyroby firmy A-dec i produkty pokrewne przeznaczone do stosowania w jamie ustnej wskazano poniżej. (Do tej kategorii należy też wiele innych przedmiotów stosowanych w gabinecie dentystycznym).

- Końcówki wysokoobrotowe *
- Końcówki specjalne *
- Osuszacze
- Końcówki ssaków (HVE) i ślinociągów (SE)
- Końcówki dmuchawki
- Kamery wewnątrzustne **
- Skalery
- Lampy polimeryzacyjne †

* Chociaż narzędzia do wiercenia nie są używane w jamie ustnej, są one używane na końcówkach i również muszą być wstępnie czyszczone i sterylizowane termicznie.

** Kamera wewnątrzustna ma osłony i nie należy jej sterylizować.

† Należy wyjąć i wysterylizować jedynie pręt lampy polimeryzacyjnej.

2. Zidentyfikować powierzchnie dotykowe oraz transferowe i zmniejszyć ich liczbę w gabinecie dentystycznym.

Powierzchnie dotykowe to miejsca, które wymagają styczności z dłońmi i mogą stać się punktami zakażenia krzyżowego podczas zabiegów dentystycznych. Kluczowe jest słowo „wymagają”. Podczas zabiegów stomatologicznych można dotykać wielu powierzchni w gabinecie dentystycznym, ale tylko nieliczne z nich wymagają dotykania. Na przykład podczas większości zabiegów konieczna jest zmiana ustawienia lampy głównej (co wymaga dotykania). Liczba powierzchni dotykowych zostanie zmniejszona, jeśli podczas takiej zmiany ustawienia dotknięty zostanie tylko uchwyt lampy, a nie obudowa, ramię lub inne jej części.

Wyłącznik lampy można również obsługiwać przedramieniem, eliminując go jako powierzchnię dotykową. Powierzchnie skażone wskutek styczności z narzędziami lub innymi przedmiotami są nazywane powierzchniami transferowymi. Przykładami powierzchni transferowych są uchwyty na końcówki i tace na instrumenty. Przemysłane rozmieszczenie przedmiotów w gabinecie i usystematyzowane procedury postępowania przy fotelu przyczynią się do zmniejszenia liczby powierzchni transferowych w gabinecie.

3. Stosować bariery (osłony) na wszystkich powierzchniach dotykowych i powierzchniach transferowych (chyba że powierzchnia znajduje się na przedmiocie wprowadzanym do jamy ustnej, który musi zostać wysterylizowany termicznie albo wyrzucony). Bariery wymieniać między wizytami pacjentów. Stosować bariery wykonane z wodoodpornego materiału. Zachować ostrożność, aby zapobiec zakażeniu krzyżowemu podczas zdejmowania skażonej osłony bariery.
4. Środki do odkażania powierzchni należy stosować na powierzchniach dotykowych i transferowych tylko między wizytami pacjentów oraz raz na koniec każdego dnia pracy, kiedy jest widoczne, że bariery zostały naruszone. Zawsze postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na etykietach produktów do odkażania powierzchni, włącznie z przestrzeganiem podanego czasu działania.
5. Wszystkie powierzchnie narażone na rozpryski i zalanie należy czyścić łagodnymi środkami czyszczącymi. Powierzchnie narażone na rozpryski i zalanie (zwane również powierzchniami aerozolowymi) to wszystkie powierzchnie w gabinecie, które nie są powierzchniami dotykowymi, powierzchniami transferowymi ani częściami przedmiotów wprowadzanych do jamy ustnej. Powierzchnie narażone na rozpryski i zalanie należy odkażać środkami do odkażania powierzchni jedynie w razie widocznego skażenia. Wszystkie powierzchnie narażone na rozpryski i zalanie należy co najmniej raz dziennie wyczyścić łagodnym środkiem czyszczącym. Nie wolno stosować środków czyszczących, szczotek ani gazików do szorowania o właściwościach ściernych. Wilgotne powierzchnie należy zawsze osuszyć niestrzępiącą się ścierką.

Należy ograniczyć dotykanie powierzchni narażonych na rozpryski i zalanie, nosząc rękawice do czyszczenia podczas wykonywania procedur czyszczenia.



UWAGA Do wykonywania procedur czyszczenia nie wolno stosować „rękawiczek lateksowych”. Rękawice do czyszczenia powinny być wykonane z kauczuku nitrylowego. Do wykonywania procedur czyszczenia i odkażania należy używać rękawiczek roboczych odpornych na przebicie i substancje chemiczne.

6. Stosować bariery zagłówka fotela. Pokrętko lub dźwignia regulacji z tyłu zagłówka fotela to powierzchnia dotykana, która może wymagać regulacji w trakcie procedury, i dlatego powinna być okryta barierą. Bariera zagłówka chroni również winyl fotela przed wieloma stosowanymi przez pacjentów produktami do pielęgnacji włosów, które mogłyby uszkodzić tapicerkę zagłówka.
7. Unikać stosowania środków odkażających na winylowej tapicerce. Środki do odkażania powierzchni należy stosować na winylowej tapicerce między wizytami pacjentów i tylko wtedy, gdy bariery zostały naruszone.

Czyszczenie i stosowanie barier powinno stanowić podstawę podejścia do kontroli higieny tapicerki fotela. W razie obaw o zakażenie krzyżowe tapicerki fotela zalecamy stosowanie pokrowców barierowych zamiast używania chemikaliów. Stosowanie barier znacznie wydłuża okres użytkowania tapicerki fotela. W przypadku używania barier do kontroli zakażeń należy je wymieniać między wizytami pacjentów. Unikać stosowania dostępnych w handlu środków czyszczących do tapicerki, które nie są przeznaczone do foteli dentystycznych (takich jak produkty do samochodów, mebli itd.).

Czyszczenie

Przestrzegając zalecanego protokołu odkażania powierzchni, należy w większym stopniu skupić się na czyszczeniu powierzchni w otoczeniu, które nie są punktami zakażenia krzyżowego. Należy stosować roztwór delikatnego płynu do mycia naczyń i wody lub dostępne w handlu specjalne środki czyszczące, które nie zawierają alkoholu, wybielaczy ani amoniaku.

Jako że twardość wody jest różna w poszczególnych lokalizacjach, należy eksperymentować, aby określić ilość płynu do mycia naczyń, którą należy dodawać do wody. Należy dodawać tylko taką ilość detergentu, jaka jest niezbędna do skutecznego czyszczenia, bez pozostawiania warstwy mydła na powierzchni. Nie wolno stosować środków czyszczących o właściwościach ściernych, gazików do szorowania ani innych szorstkich materiałów, gdyż mogą one trwale zarysować lub w inny sposób uszkodzić powierzchnię sprzętu. Należy zachować ostrożność, stosując produkty z makulatury, takie jak ręczniki papierowe – mogą one być szorstkie.

Czyszczenie i konserwacja obiegu wody

Informacje na temat prawidłowego czyszczenia i konserwacji linii wodnej unitu stomatologicznego zawiera dokument *A-dec Self-Contained Water System Instructions for Use* (Instrukcja obsługi samodzielnego obiegu wody, nr części 86.0609.18), dostępny w bibliotece dokumentów na stronie www.a-dec.com.



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Stany Zjednoczone
Tel.: +1.800.547.1883 na terenie USA / Kanady
Tel.: +1.503.538.7478 poza USA / Kanadą
www.a-dec.com

A-dec Australia

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tel.: +1.800.225.010 w Australii
Tel.: +61.(0).2.8332.4000 spoza Australii

A-dec Chiny

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311100, Zhejiang, Chiny
Tel.: +400.600.5434 w Chinach
Tel.: +86.571.89026088 spoza Chin

A-dec Wielka Brytania

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglia
Tel.: +0800.ADEC.UK (2332.85) w Wielkiej Brytanii
Tel.: +44.(0).24.7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii



Instrukcja konserwacji linii wodnych A-dec



KONSERWACJA



MONITOROWANIE



CZYSZCZENIE SZOKOWE

adec®

Instrukcja konserwacji linii wodnych A-dec

Konserwacja | Monitorowanie | Czyszczenie szokowe są wydajną i praktyczną metodą dbałości o system zamkniętego obiegu wody.

KONSERWACJA z użyciem A-dec® ICX®

Środki do kontroli higieny wody ICX firmy A-dec służą do codziennej konserwacji linii wodnych. Zostały opracowane pod kątem konserwacji linii wodnych w unitach stomatologicznych oraz zapobiegania tworzeniu się nieprzyjemnego zapachu oraz rozwojowi bakterii pogarszających smak wody.* Tabletki ICX są przeznaczone do użytku z wodą pitną i pozostają aktywne w systemie przez co najmniej dwa tygodnie.

Aby osiągnąć jak najlepszą jakość wody w unicie, nowy środek do kontroli higieny wody ICX należy stosować każdorazowo przy napełnianiu wodą butelki systemu obiegu zamkniętego:

1. Opróżnić butelkę z pozostałości wody.
2. Wrzucić środek do kontroli higieny wody do pustej butelki na wodę unitu stomatologicznego (tabletkę 0,7 l do butelki o pojemności 0,7 l lub tabletkę 2 l do butelki o pojemności 2 l). Unikać kontaktu środka do kontroli higieny wody ze skórą.
3. Napełnić butelkę wodą i zainstalować ją w unicie stomatologicznym.
4. Przed użyciem systemu należy odczekać dwie minuty, aż środek do kontroli higieny wody ulegnie całkowitemu rozpuszczeniu.

Tabletki ICX należy stosować jednocześnie z regularnym monitorowaniem jakości wody zasilającej instalację unitu stomatologicznego i czyszczeniem szokowym.

* Utrzymuje ścieki z linii wodnej unitu stomatologicznego na poziomie ≤ 10 CFU/ml.



Siedziba firmy A-dec • 2601 Crestview Drive • Newberg, Oregon, USA

1 800 547 1883 w USA i Kanadzie, +1 503 538 7478 spoza USA i Kanady • a-dec.com

MONITOROWANIE jakości wody

Bardzo ważne jest regularne monitorowanie jakości wody używanej wraz ze sprzętem stomatologicznym. Częstotliwość monitorowania zależy od wyników testu i wymaganej jakości wody. Początkowo test można przeprowadzać jeden raz w miesiącu. Jeśli podczas trzech kolejnych miesięcy wyniki badań miesięcznych wskazują, że uzyskano jakość wody wymaganą dla celów klinicznych we wszystkich czyszczonych instalacjach, częstotliwość monitorowania można ograniczyć do badania raz na trzy miesiące.

Jakość wody powinna być monitorowana poprzez wykonywanie testu zapewniającego pomiar ilościowy bakterii heterotroficznych. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy A-dec w celu uzyskania informacji o zestawach testowych do monitorowania wody w gabinecie lub usługach testowych jakości wody.

Należy wykonać poniższą procedurę:

1. Wymienić końcówki dmuchawki powietrza/wody i zdjąć końcówki, zdejmowane silniki i złączki oraz instrumenty ultradźwiękowe. Przetrzeć wyloty linii wodnych (kończówki dmuchawek, zaciski przewodów końcówek, itd.) środkiem dezynfekującym, aby uniknąć zanieczyszczeń z zewnątrz.
2. Jeżeli nie wydano innego polecenia, może zostać pobrana próbka złożona dla indywidualnego unitu dentystycznego poprzez połączenie równych ilości wody z każdego przewodu (np. jeżeli są dwa przewody końcówki i dwie dmuchawki powietrza/wody, należy zebrać około 1/4 próbki wody z każdego przewodu).
3. Postępować zgodnie z instrukcjami zestawu testowego do monitorowania wody dotyczącymi postępowania, przechowywania i przetwarzania próbki.

Wyniki otrzymane podczas procedury monitorowania wykażą jakość wody unitu dentystycznego w każdym gabinecie oraz niezbędne dalsze działania – kontynuację konserwacji tabletkami ICX albo wdrożenie dezynfekcji szokowej.

Wytyczne i wymagania dotyczące jakości wody używanej w unitach stomatologicznych różnią się w zależności od regionu i zazwyczaj są określone w jednostkach tworzących kolonie na mililitr (CFU/ml). Wytyczne U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Amerykańskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom) wynoszą ≤ 500 CFU/ml.

CZYSZCZENIE SZOKOWE linii wodnych

Czyszczenie szokowe oczyszcza linie wodne unitu dentystycznego z organicznych osadów i zanieczyszczenia bakteryjnego. Przed pierwszym użyciem systemu należy zawsze przeprowadzić czyszczenie szokowe linii wodnych. Po pierwszym użyciu, gdy tylko rozpocznie się monitorowanie jakości wody, czyszczenie szokowe linii wodnych należy przeprowadzać zawsze, gdy wyniki testów przekroczą poziom, przy którym wymagane jest podjęcie odpowiednich czynności. Poziom, przy którym wymagane jest przeprowadzenie czyszczenia szokowego, można ustalić w oparciu o wytyczne dotyczące jakości wody w danym regionie lub, jeśli nie są one dostępne, zasugerować się wartością 500 CFU/ml wskazaną w wytycznych CDC.

Do czyszczenia szokowego firma A-dec zaleca zastosowanie produktu ICX Renew™ (w Kanadzie ICX Restore™).^{*} Po zakończeniu czyszczenia szokowego należy przepłukać linie wodą i wznowić ich codzienną konserwację przy użyciu tabletek ICX. Stosując jakikolwiek środek do konserwacji linii wodnych, należy zawsze postępować zgodnie z dołączonymi do niego instrukcjami producenta.

^{*} Produkty ICX Renew i ICX Restore nie są dostępne na wszystkich rynkach. Więcej informacji można uzyskać od autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec.





Czyszczenie

Firma A-dec zaleca czyszczenie tapicerki roztworem delikatnego, niejonowego detergentu z wodą lub dostępnymi w handlu specjalnymi środkami czyszczącymi, które nie zawierają alkoholu, wybielaczy ani amoniaku. Detergenty do mycia naczyń są zwykle niejonowe. Należy dodawać tylko taką ilość detergentu, jaka jest niezbędna do skutecznego umycia, bez pozostawiania warstewki mydła na powierzchni. Nie wolno nigdy stosować środków czyszczących zawierających cząstki ściągające, zmywaków do szorowania ani innych szorstkich materiałów. Mogą one nieodwracalnie zadrapać powierzchnię tapicerki lub w inny sposób je uszkodzić.

Ośłony barierowe

Ryzyko przeniesienia patogenów z tapicerki fotela jest niewielkie. Ponieważ jednak organy nadzorcze z reguły wymagają kontrolowania ryzyka infekcji w odniesieniu do tapicerki, firma A-dec zaleca stosowanie osłon barierowych zamiast środków chemicznych. Ośłony barierowe znacząco wydłużają okres przydatności tapicerki fotela i sprzyjają utrzymaniu jej luksusowego wyglądu oraz gładkości. Ośłony barierowe w USA muszą być produkowane zgodnie z zasadami Current Good Manufacturing Practice (CGMP) określonymi przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, US FDA). Poza USA należy zapoznać się z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń medycznych.



PRZESTROGA W przypadku stosowania osłon barierowych należy zmieniać folię barierową po każdym pacjencie.

Środki dezynfekujące



PRZESTROGA Unikaj stosowania środków dezynfekujących powierzchnię na tapicerce. Środki chemiczne mogą niszczyć powierzchnie pokryte tapicerką i skracać ich okres eksploatacji.

W przypadku naruszenia osłony barierowej lub widocznego zanieczyszczenia na powierzchni tapicerki należy zastosować środek dezynfekujący zatwierdzony (w USA przez Agencję Ochrony Środowiska, EPA) do użytku w szpitalach. Środki dezynfekujące mogą powodować uszkodzenia i żadnego takiego środka nie można uznać za nieszkodliwy dla sprzętu dentystycznego. Na stopień uszkodzenia wpływa kilka czynników, m.in. zastosowane chemikalia, a także zakres i czas kontaktu z takim środkiem. O poradę można się zwrócić do sprzedawcy sprzętu dentystycznego, który powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie osłon barierowych oraz środków dezynfekujących.

Okres eksploatacji tapicerki a czynniki zewnętrzne

W celu zapewnienia solidnej konstrukcji tapicerki firma A-dec stosuje zarówno standardowe testy branżowe, jak i badania własne. Badamy również reakcję tapicerki na działanie różnych czynników zewnętrznych oraz jej zużycie wraz z upływem czasu.

Czynniki te mogą wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji tapicerki i spowodować przedwczesne uszkodzenie jej powierzchni. W celu maksymalizacji okresu eksploatacji tapicerki A-dec stomatolog musi orientować się w działaniu tych czynników oraz kontrolować narażenie tapicerki na ich działanie. Do najczęściej występujących czynników należą:


- chemikalia (dezynfekujące i czyszczące);
- światło ultrafioletowe (światło słoneczne);
- wilgoć, wysoka temperatura oraz woda o wysokiej zawartości substancji mineralnych;
- smary, materiały używane do zabiegów dentystycznych oraz przedmioty ostre;
- szorstkie materiały i środki czyszczące;
- olejki do ciała i materiały barwiące.

Pogorszenie stanu

Typowymi objawami niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na okres eksploatacji tapicerki są zmiany powierzchni, stwardnienia, pęknięcia, łuszczenie, rozdarcia i odbarwienia.




Pękanie



Łuszczenie



Rozdarcie szwów



Plamy powodowane przez chemikalia i zabarwienia

Pogorszenie stanu powierzchni

Największy wpływ na pogorszenie stanu powierzchni tapicerki wywierają chemiczne środki dezynfekujące. Objawy tego wpływu mogą być różne: tapicerka bezszwowa może stać się błyszcząca, powierzchnia może zrobić się gładka, a sama tapicerka może stwardnieć i z czasem popękać. Tapicerka szwowa może stać się lepka i matowa, popękać, mieć rozdarte szwy lub się łuszczyć, odsłaniając materiał podłoża.

Na konstrukcję tapicerki A-dec może także z czasem negatywnie wpływać ekstremalnie wysoka temperatura i wilgoć. Choć tapicerka jest przygotowana na większość warunków środowiskowych, zbyt długie narażenie jej na działanie ekstremalnych czynników może spowodować uszkodzenie jej podłoża.

Otarcia i przedziurawienia

Szorstkie materiały i środki czyszczące mogą uszkodzić tapicerkę, powodując zadrapania i chropowatość powierzchni. Ostre obiekty mogą podziurawić i rozedrzeć materiał.

Odbarwienia

Tapicerka może blaknąć pod wpływem długotrwałego oddziaływania światła słonecznego. W przypadku foteli zwróconych w stronę okna narażenie na działanie światła ultrafioletowego można zmniejszyć, stosując w miarę możliwości zasłony lub rolety.

Plamy powodowane przez chemikalia i zabarwienia

Niektóre środki chemiczne odbarwiają i plamią tapicerkę. Materiały barwiące w połączeniu z wysoką temperaturą i potem mogą przenosić barwnik na tapicerkę.

Testy oddziaływania chemicznych środków dezynfekujących na tapicerkę A-dec

Firma A-dec nieustannie bada wpływ chemicznych środków dezynfekujących na powierzchnie swojego sprzętu dentystycznego, stosując metody określone normami ASTM i ISO. W standardowych metodach określono warunki przeprowadzania testów, w których ujawniają się skutki wielokrotnego kontaktu powierzchni ze środkiem dezynfekującym wraz z upływem czasu. Firma A-dec prowadzi te testy w celu dobrania jak najlepszych materiałów pod względem odporności na chemikalia oraz innych ważnych cech. W środowisku klinicznym proces ręcznego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni podlega znacznym odchyleniom, które mogą prowadzić do niezgodności z zaleceniami producenta. W metodach testowych stosowanych w firmie A-dec uwzględnia się w uzasadnionym zakresie takie oddziaływanie, a także inne czynniki (otarcia, promieniowanie ultrafioletowe itp.).

W celu ustalenia stopnia agresywności środka chemicznego zalecamy kierowanie się zawartością czynnika aktywnego.

Z naszego doświadczenia wynika, że środki do dezynfekcji powierzchni zawierające którekolwiek z poniższych czynników aktywnych należą do **najbardziej** szkodliwych dla tapicerki:

- izopropanol lub alkohol izopropylowy (w stosunku większym niż 25% objętości),
- nadtlenek wodoru,
- związki chloru (takie jak podchloryn sodu).

Z naszych badań wynika, że następujące czynniki aktywne należą do **najmniej** szkodliwych dla tapicerki, choć nie musi to oznaczać, że są całkowicie nieszkodliwe:

- roztwory wodne związków fenolowych o niskim stężeniu,
- czwartorzędowe związki amonowe (z mniejszą niż 25-procentowa objętościowa zawartość alkoholu).

Więcej informacji udzieli Dział Obsługi Klienta A-dec. Zawiera je również dokument *Wskazówki w sprawie przestrzegania jałowości sprzętu A-dec* (nr części 85.0696.18), dostępny w witrynie www.a-dec.com i dodawany do wszystkich produktów firmy A-dec.



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Stany Zjednoczone
Tel.: +1.800.547.1883 na terenie USA / Kanady
Tel.: +1.503.538.7478 poza USA / Kanadą
www.a-dec.com

Międzynarodowe centra dystrybucji

A-dec Wielka Brytania

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglia
Tel: 0800 ADECUK (233285) na terenie Wielkiej Brytanii
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 spoza Wielkiej Brytanii
www.a-dec.co.uk

A-dec Australia

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tel.: 1.800.225.010 na terenie Australii
Tel.: +61 (0)2 8332 4000 spoza Australii
www.a-dec.com.au

86.0501.18 Rev C
Data wydania 2020-03-11
Copyright 2020 A-dec Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

A-dec 511

FOTEL DENTYSTYCZNY



The logo consists of a stylized caduceus symbol (a staff with two snakes and wings) positioned above the text 'a-dec'.

Prawa autorskie

© 2020 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma A-dec Inc. nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do tych materiałów, w tym między innymi żadnej dorozumianej gwarancji przydatności handlowej lub do jakiegokolwiek określonego celu. Firma A-dec Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy zawarte w tym dokumencie ani za szkody będące ich następstwem lub inne, związane z dostarczeniem, właściwościami bądź wykorzystaniem tych materiałów. Informacje zawarte w tej publikacji mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów związanych z tym dokumentem należy zgłosić je do nas na piśmie. Firma A-dec Inc. nie gwarantuje, że niniejszy dokument nie zawiera błędów.

Zabrania się kopiowania, powielania, zmieniania, przesyłania w jakiegokolwiek postaci, jakimikolwiek środkami elektronicznymi bądź mechanicznymi, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie, przechowywanie w jakimkolwiek systemie przechowywania i odtwarzania, jakiegokolwiek części tego dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy A-dec Inc.

Znaki towarowe i dodatkowe prawa własności intelektualnej

A-dec, logo A-dec, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC, Radius i reliablecreativesolutions są znakami towarowymi firmy A-dec Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 i EasyFlex są również znakami towarowymi firmy A-dec Inc. Zabrania się powielania, kopiowania i modyfikowania jakichkolwiek znaków towarowych oraz nazw handlowych zawartych w tym dokumencie w jakikolwiek sposób bez wyrażonej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

Niektóre symbole i ikony znajdujące się na panelu sterowania są własnością firmy A-dec Inc. Jakiegokolwiek użycie tych symboli lub ikon, w części lub w całości, bez pisemnej zgody firmy A-dec Inc. jest surowo zabronione.

Gwarancja i informacje o zgodności z przepisami

Informacje dotyczące wymaganej zgodności z przepisami oraz gwarancję na fotel A-dec można znaleźć w dokumencie *Informacja o zgodności z przepisami, dane techniczne oraz gwarancja* (numer kat. 86.0221.18) dostępnym w Centrum zasobów pod adresem www.a-dec.com.


Serwis produktu

Z usług serwisowych można skorzystać za pośrednictwem lokalnego autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec. Aby znaleźć autoryzowanego dystrybutora lub uzyskać dodatkowe informacje na temat serwisu, należy przejść na stronę www.a-dec.com bądź skontaktować się z firmą A-dec pod numerem tel. 1.800.547.1883 (USA i Kanada) lub 1.503.538.7478 (cały świat).

Modele i wersje produktu ujęte w niniejszym dokumencie

Model	Wersja	Opis
511	B	Fotel dentystyczny

Spis treści



Spis funkcji / tematów

1	Przycisk zasilania	2
2	Hamulec najazdowy	3
3	Przyciski sterowania fotela / sterownika nożnego	4
4	Zaglówek	7
5	Podłokietniki	6
6	Blokada obrotu fotela	9
7	Konserwacja tapicerki	10
8	Media	11
	Parametry	12

Obsługa i regulacja

Włączanie / wyłączanie zasilania



Fotele z konsolą i blokiem spluwaczki

W przypadku fotela z dołączoną konsolą należy nacisnąć włącznik unitu, aby włączyć zasilanie, dopływ wody lub powietrza. Włącznik unitu znajduje się zazwyczaj na konsoli, ale może też znajdować się na bloku opcjonalnym lub skrzynce przyłączeniowej w przypadku foteli bez bloku spluwaczki.

W przypadku braku zasilania systemu należy sprawdzić, czy wciśnięto przycisk zasilania na fotelu. Przycisk ten musi być włączony, aby możliwe było sterowanie zasilaniem systemu za pomocą przełącznika głównego.

Konfiguracje fotela

W przypadku konfiguracji obejmującej sam fotel, zasilanie włącza się i wyłącza za pomocą przycisku zasilania znajdującego się na fotelu.

Kiedy należy wyłączyć zasilanie

Aby oszczędzać energię i ograniczyć ryzyko wypływu powietrza, należy wyłączać zasilanie za pomocą przycisku zasilania po skończeniu przerwy oraz przed każdą dłuższą przerwą.

Funkcje bezpieczeństwa fotela





Systemy i fotele dentystyczne A-dec posiadają zabezpieczenia (takie jak płyta bezpieczeństwa), które mogą przerwać lub uniemożliwić ruch fotela. Do takiej sytuacji może dojść:

- W przypadku gdy pod fotelem lub dołączonym modulem będzie znajdowała się przeszkoda.
- W przypadku wciśnięcia dźwigni lub tarczy sterowanej nogą.
- W przypadku nieprawidłowego umieszczenia przyrządu w uchwycie.

W przypadku nieoczekiwanego zatrzymania fotela lub gdy fotel nie porusza się

Sprawdź, czy nie wystąpiła któraś z powyższych sytuacji i napraw ją. Jeżeli fotel nie może się poruszać ze względu na przeszkodę, należy podnieść go za pomocą odpowiedniego przycisku na panelu sterowania, a następnie usunąć przeszkodę.

Ustawianie fotela za pomocą przycisków sterowania



WAŻNE Panel sterowania i przełącznik sterownika nożnego w fotelu A-dec pozwalają poruszać fotelem w taki sam sposób. Szczegółowe informacje na temat przycisków panelu sterowania znajdują się w Instrukcji użycia konsoli.



OSTRZEŻENIE Przed użyciem ręcznych lub fabrycznie ustawionych przycisków sterowania fotelem należy upewnić się, że pacjent znajduje się w bezpiecznej pozycji. Nigdy nie pozostawiać pacjenta bez nadzoru, gdy fotel znajduje się ruchu. W przypadku dzieci i osób o ograniczonej mobilności należy zawsze zachowywać szczególną ostrożność.


Podczas wcześniejszej zaprogramowanych ruchów można w dowolnej chwili zatrzymać fotel, naciskając dowolny przycisk pozycji fotela na przełączniku sterownika nożnego lub panelu sterowania.



UWAGA Jeżeli konieczna jest regulacja maksymalnej wysokości fotela, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem firmy A-dec.

Ikona / funkcja	Działania / opcje
↑ Podnoszenie siedziska	Wciśnij i przytrzymaj przycisk ↑, aby podnieść siedzisko fotela.
↓ Opuszczanie siedziska	Wciśnij i przytrzymaj przycisk ↓, aby opuścić siedzisko fotela.
→ Podnoszenie oparcia	Wciśnij i przytrzymaj przycisk →, aby podnieść oparcie fotela.
← Opuszczanie oparcia	Wciśnij i przytrzymaj przycisk ←, aby opuścić oparcie fotela.

Ustawianie fotela za pomocą fabrycznie ustawionych przycisków sterowania



Ikona	Nazwa położenia fabrycznego	Ustawienie fabryczne
	Wejście / zejście	Ustawia fotel do wejścia lub zejścia pacjenta.
	Leczenie 1	Opuszcza siedzisko i oparcie fotela.
	Leczenie 2	Opuszcza siedzisko i częściowo podnosi oparcie.
	Pozycja RTG / spluwaczkowa	Powoduje przemieszczenie fotela do pozycji RTG / spluwaczkowej. Po drugim naciśnięciu przycisku fotel jest ustawiany w poprzednim położeniu.

Wciśnij przycisk , lub (również na pomocniczym panelu sterowania), aby ustawić fotel w fabrycznie ustawionym położeniu. Ustawienia fabryczne wyszczególniono w tabeli (zamieszczona poniżej, z lewej strony).

Dostosowywanie fabrycznie ustawionych pozycji fotela

Aby dostosować fabrycznie ustawione pozycje fotela , oraz :

1. Ustaw fotel w żądanym położeniu.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu, aż usłyszysz jeden krótki sygnał wskazujący włączenie trybu programowania.
3. W przeciągu pięciu sekund wciśnij ikonę fabrycznego ustawienia fotela, do której chcesz przypisać to nowe położenie (np. wciśnij). Trzy sygnały dźwiękowe oznaczają zapisanie nowego ustawienia w pamięci.


Dostosowywanie pozycji RTG / spluwaczkowej

Naciśnięcie przycisku ustawienia fabrycznego powoduje przesunięcie fotela i pacjenta do pozycji siedzącej w celu wykonania prześwietlenia lub uzyskania dostępu do spluwaczki. Po drugim naciśnięciu przycisku fotel powraca do poprzedniej pozycji.

Dla przycisku można także ustawić funkcję ustawiania fotela w innym dostosowanym położeniu fabrycznym. Aby zmienić funkcję tego przycisku:

1. Wcisnąć jednocześnie przyciski i oraz przytrzymać je przez trzy sekundy.
 - o Jeden sygnał dźwiękowy wskazuje, że przycisk jest zaprogramowany jako przycisk innego położenia fabrycznego fotela, które można dostosować.
 - o Trzy sygnały dźwiękowe stanowią potwierdzenie, że przycisk jest zaprogramowany jako fabrycznie ustawiony przycisk pozycji RTG / spluwaczkowej (który przełącza między pozycją RTG / spluwaczkową i poprzednią pozycją fotela).
2. W przypadku ustawienia przycisku jako przycisku innego położenia fabrycznego fotela można je zmienić, przypisując do niego inne położenie, jak opisano w części „Dostosowywanie fabrycznie ustawionych pozycji fotela” powyżej.

Przygotowywanie fotela dla pacjenta



Ustaw podłokietniki



OSTRZEŻENIE Nie wolno zezwalać pacjentom na opuszczanie ramion za podłokietnikami lub pod oparciem, ponieważ podczas ruchu fotela może dojść do obrażeń ciała.

Aby ułatwić pacjentom wchodzenie na fotel i schodzenie z niego oraz poprawić swój dostęp podczas pracy bezpośredniej, można schować podłokietnik. Podłokietnik można bez problemu przestawiać, popychając go lub pociągając.

Zachęć pacjenta do przyjęcia prawidłowej pozycji na fotelu

W celu zagwarantowania prawidłowej pozycji pacjenta należy poprosić go, aby usiadł jak najgłębiej w fotelu. Zapewnia to najlepsze dopasowanie do podparcia na odcinku lędźwiowym oraz największą wygodę dla pacjenta.

Optymalny komfort pacjenci mogą uzyskać, opierając przedramiona na podłokietnikach lub układając je sobie wygodnie na kolanach.




WSKAZÓWKA Zanim pacjent usiadzie na fotelu, nagłówek powinien być podniesiony. Sprawi to, że pacjent całkowicie usiadzie na fotelu. Wyreguluj zagłówek, gdy pacjent będzie siedział na fotelu, aby poprawić jego komfort i swój dostęp do jamy ustnej.



WSKAZÓWKA Jeżeli pacjent potrzebuje dodatkowego podparcia podczas schodzenia z fotela, zostaw podłokietniki ustawione z tyłu.

Ustawianie zagłówka



Zagłówek z podwójną regulacją ma kilka funkcji, które ułatwiają dostęp do jamy ustnej i zwiększają komfort pacjenta.

W celu dostosowania zagłówka do wzrostu pacjenta należy ustawić wysunięcie prowadnicy. Wystarczy pociągnąć do góry lub pchnąć w dół zagłówek, aż znajdzie się w żądanej pozycji. Ruchoma poduszka zagłówka umożliwia dodatkową regulację w celu dostosowania zagłówka do wzrostu pacjenta.



OSTRZEŻENIE Prowadnicę można maksymalnie wysunąć do momentu ukazania się poziomej linii z napisem ostrzegawczym po stronie pacjenta. Nie należy stosować zagłówka w pozycji, w której widoczne jest to ostrzeżenie.

Kąt nachylenia zagłówka można łatwo regulować jedną ręką. Naciśnij dźwignię regulacyjną w celu ustawienia zagłówka. Po jej zwolnieniu zagłówek zachowa swoją pozycję.


Ustawianie zagłówka dla pacjenta na wózku inwalidzkim



Aby ustawić zagłówek dla pacjenta na wózku inwalidzkim:

1. Zdemontować zagłówek fotela dentystycznego.
2. Obrócić zagłówek o 180° i wsunąć prowadnicę z powrotem w oparcie fotela aż do zatrzymania.
3. W razie potrzeby obrócić fotel dentystyczny i całkowicie podnieść oparcie fotela.
4. Ustawić wózek inwalidzki obok fotela dentystycznego.
5. Przesunąć fotel dentystyczny w górę lub w dół, zgodnie z potrzebą, aby wyregulować wysokość zagłówka.
6. Zablokować koła wózka inwalidzkiego.


Regulowanie oporu prowadnicy zagłówka



Jeżeli zagłówek zsuwa się w dół lub trudno przesunąć w górę albo w dół, prowadnica wymaga regulacji.

Opór należy wyregulować kluczem sześciokątnym 1/8 cala. Obracanie śruby regulacyjnej w prawo zwiększa opór.


Korzystanie z blokady obrotu fotela



Fotelem można obracać do uzyskania dowolnego położenia w zakresie 30° obrotu z każdej strony, licząc od środka. Blokada obrotu fotela ogranicza obrót siedziska, aby unieruchomić fotel podczas zabiegu.

Aby zwolnić blokadę obrotu, pociągnąć dźwignię blokady w prawo.
Aby zastosować blokadę, pociągnąć mocno dźwignię blokady w lewo.

Regulowanie oporu blokady obrotu fotela




Jeżeli fotel obraca się w lewo lub w prawo po zastosowaniu blokady lub trudno nim poruszać po zwolnieniu blokady, należy wyregulować opór blokady obrotu. Po prawidłowej regulacji oporu dźwignia w pełni zaciągniętej blokady powinna znajdować się w pozycji środkowej. Aby dokonać regulacji:

1. Przeciągnąć dźwignię blokady w prawo.
2. Jeżeli fotel zawiera moduł ramienia mocowanego z tyłu, obrócić fotel, aby uzyskać dostęp do śruby nastawnej.
3. Kluczem sześciokątnym 7/64 cala przekręcić śrubę nastawną w prawo w celu zwiększenia oporu lub w lewo w celu zmniejszenia oporu. Do zauważalnego zwiększenia lub zmniejszenia oporu wystarczy niewielka regulacja.

Czyszczenie i konserwacja

Osłony barierowe



UWAGA Informacje dotyczące prawidłowego użycia i utylizacji osłon barierowych znajdują się w instrukcjach dostarczonych przez producenta osłon barierowych.

Firma A-dec zaleca stosowanie osłon barierowych na wszystkich używanych powierzchniach dotyku i transferowych. Powierzchnie dotykowe to obszary mające styczność z dłońmi i mogące stać się punktami zakażenia krzyżowego podczas zabiegów dentystycznych. Powierzchnie transferowe to obszary, które wchodzi w kontakt z instrumentami i innymi przedmiotami.

Osłony barierowe w USA muszą być produkowane zgodnie z zasadami bieżącej dobrej praktyki wytwarzania (ang. Current Good Manufacturing Practice, CGMP) określonymi przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration, USFDA). Poza USA należy zapoznać się z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń medycznych.



WAŻNE Zalecenia dotyczące czyszczenia i dezynfekcji chemicznej powierzchni dotykanych i transferowych (w przypadku niemożności stosowania ochrony barierowej lub naruszenia bariery) można znaleźć w dokumencie *Zalecenia dotyczące dezynfekcji urządzeń firmy A-dec* (numer kat. 85.0696.18).


Wydłużanie żywotności tapicerki



PRZESTROGA Do czyszczenia i dezynfekcji tapicerki nie wolno używać wybielacza (podchlorynu sodu) ani innych produktów zawierających chlor, alkohol izopropylowy (w stężeniu większym niż 25% objętości) bądź nadtlenek wodoru. Może to szybko doprowadzić do uszkodzenia produktu.

W celu zachowania jakości tapicerki fotela A-dec należy stosować osłony barierowe zamiast środków chemicznych. Osłony barierowe znacząco wydłużają okres przydatności tapicerki i sprzyjają utrzymaniu jej luksusowego wyglądu oraz gładkości. Do czyszczenia tapicerki należy używać wodnego roztworu łagodnego płynu do mycia naczyń. Środków dezynfekujących powierzchnię należy używać tylko w przypadku naruszenia osłon barierowych lub występowania widocznych zachlapań na tapicerce. Więcej informacji można znaleźć w *Przewodniku dotyczącym konserwacji tapicerki* (numer kat. 86.0501.18) dostępnym w Centrum zasobów na stronie www.a-dec.com.

Dostęp do mediów



PRZESTROGA Podczas zdejmowania i zakładania pokryw należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić okablowania ani przewodów. Po założeniu osłon sprawdź, czy są prawidłowo zamocowane.

Fotel umożliwia korzystanie z określonych mediów, do których dostęp można uzyskać w ramach odpowiednio dopasowanej skrzynki przyłączeniowej, która znajduje się pod fotelem i zwykle zawiera gniazdo elektryczne, a także przyłącza instalacji powietrza, wody i podciśnienia. Aby mieć do nich dostęp, należy podnieść i zdjąć pokrywę skrzynki przyłączeniowej. W przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem firmy A-dec.

Parametry



Maksymalna nośność fotela

Ciężar pacjenta: 227 kg (500 lb)



WAŻNE Specyfikacje dotyczące obciążenia fotela akcesoriami, specyfikacje elektryczne, identyfikację symboli oraz inne informacje wymagane przepisami można znaleźć w dokumencie *Informacja o zgodności z przepisami, dane techniczne oraz gwarancja* (numer kat. 86.0221.18) dostępnym w Centrum zasobów pod adresem www.a-dec.com.



UWAGA Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia. Wymagania mogą być różne w zależności od lokalizacji. Więcej informacji można uzyskać od autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec.



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Stany Zjednoczone
Tel.: +1.800.547.1883 na terenie USA / Kanady
Tel.: +1.503.538.7478 poza USA / Kanadą
www.a-dec.com

A-dec Australia

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tel.: +1.800.225.010 w Australii
Tel.: +61.(0).2.8332.4000 spoza Australii

A-dec Chiny



A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311100, Zhejiang, Chiny
Tel.: +400.600.5434 w Chinach
Tel.: +86.571.89026088 spoza Chin

A-dec Wielka Brytania

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglia
Tel.: +0800.ADEC.UK (2332.85) w Wielkiej Brytanii
Tel.: +44.(0).24.7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii



86.0761.18 Rev D
Data wydania 2020-03-10
Copyright 2020 A-dec Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Konsolety A-dec 500 12 O'Clock

Model 541 Duo i 545 asysty

Prawa autorskie

© 2014 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma A-dec Inc. nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do tych materiałów, w tym między innymi żadnej dorozumianej gwarancji przydatności handlowej lub do jakiegokolwiek określonego celu. Firma A-dec Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy zawarte w tym dokumencie ani za szkody będące ich następstwem lub inne, związane z dostarczeniem, właściwościami bądź wykorzystaniem tych materiałów. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów związanych z tym dokumentem należy zgłosić je do nas na piśmie. Firma A-dec Inc. nie gwarantuje, że niniejszy dokument nie zawiera błędów.

Zabrania się kopiowania, powielania, zmieniania, przesyłania w jakiegokolwiek postaci, jakimikolwiek środkami elektronicznymi bądź mechanicznymi, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie, przechowywanie w jakimkolwiek systemie przechowywania i odtwarzania, jakiegokolwiek części tego dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy A-dec Inc.

Znaki towarowe i dodatkowe prawa własności intelektualnej

A-dec, logo A-dec, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Cascade Master Series, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC i Radius są znakami towarowymi firmy A-dec Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. A-dec 400, A-dec 200, Preference Slimline i reliablecreativesolutions są również znakami towarowymi firmy A-dec Inc. Zabrania się powielania i kopiowania znaków towarowych oraz nazw handlowych zawartych w tym dokumencie, a także wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

Niektóre symbole znajdujące się na panelu sterowania są własnością firmy A-dec Inc. Jakiegokolwiek użycie tych symboli, w części lub w całości, bez pisemnej zgody firmy A-dec Inc. jest surowo zabronione.

Informacja o zgodności z przepisami

Informacje o zgodności z przepisami, wymagane przez agencje rządowe, znajdują się w dokumencie *Informacja o zgodności z przepisami, dane techniczne i gwarancja* (nr części 86.0221.18) dostępnym pod adresem www.a-dec.com w sekcji Baza dokumentów.

Serwis produktu

Z usług serwisowych można skorzystać za pośrednictwem lokalnego autoryzowanego sprzedawcy firmy A-dec. Aby uzyskać informacje dotyczące serwisu lub znaleźć autoryzowanego sprzedawcę, należy skontaktować się z firmą A-dec pod numerem 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie lub 1 503 538 7478 na całym świecie, albo odwiedzić witrynę internetową www.a-dec.com.

SPIS TREŚCI



1 Wprowadzenie	1
Informacje o konsolecie A-dec 500 12 O'Clock	1
2 Obsługa podstawowa	3
Włącznik unitu/zasilania	3
Aktywacja końcówki	4
Sterownik nożny pracą końcówek	4
Przycisk aktywujący przedmuch na końcówkach	4
Blokowanie ruchów fotela	4
Panele sterowania	4
Ustawianie pozycji blatu roboczego i instrumentów	5
Regulacja wysokości	5
Ustawianie pozycji instrumentów	5
System zamkniętego obiegu wody	6
Dmuchawka asysty i lekarza	6
Instrumenty próżniowe	7
Przystosowanie do obsługi lewą/prawą ręką	7
Opcjonalny uchwyt przewodu	8
3 Przyciski na panelu sterowania	9
Ikona stanu	10
Ustawianie położenia fotela	10
Programowanie przycisków pozycji fotela	11
Ustawienie funkcji przycisku RTG/spluwaczkowej	11
Funkcje spluwaczki	12
Zmiana działania funkcji napełniania kubka i płukania miski spluwaczki	12
Lampa główna	13
Funkcja automatycznego włączania/wyłączania lampy głównej	13
Przycisk A/B	13
Ustawienia końcówek (dotyczy tylko panelu sterowania Deluxe)	14
Programowanie trybu standardowego	14
Przycisk Do przodu/Do tyłu	15
Programowanie trybu endodontycznego	16
Inne opcje ustawień końcówki	18
Pomocnicze przyciski sterowania	18
Komunikaty pomocy panelu sterowania	18
4 Regulacja i konserwacja	19
Regulacja przepływu dmuchawki	19
Regulacja konsoly	19
Zdejmowanie osłon centrum sterowania	19
Przepływ wody chłodzącej	20
Przepływ powietrza chłodzącego	20
Ciśnienie powietrza napędzającego	20
Obrót podstawy stolika	21
Konserwacja przewodów końcówek	22

Wymiana żarówki w rękawie światłowodowym	22
Zbiornik odprowadzania oleju	23
Sitko	24
Media	25
Ręczne zawory odcinające powietrza i wody	25
Pneumatyczne zawory odcinające powietrza i wody	25
Regulacja ciśnienia powietrza i wody w unicie	25
Wymiana filtra powietrza i wody	26
Sprawdzanie, czy filtr powietrza lub wody nie jest zatkany	26
Inspekcja i wymiana filtra	26
Wymiana sitka wody	27
Czyszczenie i konserwacja	27
Kontrola higieny zespołu korpusu zaworu ssaka (HVE)/ślinociągu	27
Dezynfekcja	28
Okresowa konserwacja i sterylizacja	28
Kontrola higieny końcówki ssaka (HVE)/ślinociągu	29
Końcówki jednorazowe	29
Końcówki nadające się do sterylizacji	29
Osłony barierowe	30
Uzdatnianie wody w przewodach wodnych	30
Dodatek: Dane techniczne i gwarancja	32
Parametry	32
Minimalne wymagania w zakresie doprowadzanego powietrza i wody oraz systemu próżniowego	32
Średnica otworu końcówek ssaka (HVE) i ślinociągu	32
Gwarancja	32

WPROWADZENIE



Dziękujemy za wybór sprzętu firmy A-dec. Niniejszy dokument zawiera instrukcje podstawowej obsługi, regulacji i konserwacji konsol A-dec 500 12 O'Clock.


Informacje o konsolecie A-dec 500 12 O'Clock

Konsoleta A-dec 500 12 O'Clock jest mocowana do podłogi i stosowana z różnymi szafkami Preference Collection® oraz Preference Slimline™ (zobacz Rysunek 1). Do konsol A-dec 500 są również dostępne zintegrowane akcesoria, takie jak końcówki szybko- i wolnoobrotowe, silniki elektryczne, kamery wewnątrzustne, instrumenty ultradźwiękowe, lampy polimeryzacyjne i inne produkty opcjonalne. Przegląd funkcji i opcji elementów opisanych w niniejszej instrukcji przedstawiono na Rysunek 2 na stronie 2.

Rysunek 1. Konsoleta A-dec 541 Duo wraz z konsolą lekarza Preference Collection 5580



Rysunek 2. Cechy i funkcje konsoly A-dec 541 Duo*



Element	Opis
A	Przełącznik przepłukiwania
B	Centrum sterowania
C	Panel lekarza
D	Panel sterowania Deluxe (opcjonalnie)
E	Sitko
F	Błat roboczy
G	Podstawa stolika (opcjonalnie)
H	Instrumenty asysty
J	Panel asysty
K	Włącznik unitu
L	Dmuchawka lekarza
M	Piasta do montażu podłogowego
N	Zbiornik odprowadzania oleju

*Konsoleta A-dec 545 zawiera podobne funkcje oprócz elementów sterujących po stronie lekarza.

OBSŁUGA PODSTAWOWA



W tym rozdziale przedstawiono podstawową instrukcję obsługi konsoli A-dec 500. Informacje na temat obsługi panelu sterowania zawiera rozdział „Przyciski na panelu sterowania” na stronie 9.


Włącznik unitu/zasilania

Włącznik unitu steruje zasilaniem konsoli, a także pozostałych modułów mocowanych do fotela. Przełącznik umożliwia włączanie i wyłączanie systemu.



UWAGA W celu przedłużenia okresu eksploatacji sprzętu należy wyłączać zasilanie włącznikiem unitu, kiedy konsola nie jest używana.

Rysunek 3. Umiejscowienie włącznika unitu



PRZESTROGA Aby zapobiec uszkodzeniu konsoli, **nie** należy stosować roztworów soli, płynów do płukania ust ani środków chemicznych niewskazanych w niniejszej instrukcji. W razie konieczności stosowania takich roztworów system dostarczania wody musi być odseparowany od obiegu w konsolicie. W konsolicie można z reguły stosować wodę pitną.

Pełne informacje na temat stosowania wody w unitach A-dec zawiera *Instrukcja obsługi systemu zamkniętego obiegu wody A-dec* (nr części 86.0609.18) dodana do sprzętu.

Aktywacja końcówki

Aktywacja końcówki odbywa się automatycznie poprzez wyjęcie końcówki z uchwytu. Naciśnij sterownik nożny pracą końcówek w celu uruchomienia aktywnej końcówki.

Sterownik nożny pracą końcówek


Sterownik nożny pracą końcówek reguluje przepływ powietrza napędzającego do aktywnej końcówki. Wysyła on sygnał powietrzny powodujący uaktywnienie przepływu powietrza chłodzącego i wody chłodzącej. Sterownik nożny pracą końcówek jest wyposażony w przełącznik pracy z wodą/bez wody oraz przycisk aktywujący przedmuch na końcówkach (zobacz Rysunek 4). Aby włączyć lub wyłączyć przepływ wody chłodzącej, ustaw odpowiednio stopą przełącznik pracy z wodą/bez wody.



UWAGA Sterownik nożny pracą końcówek w połączeniu z panelem sterowania Deluxe lub kamerą wewnętrzną pełni także dodatkowe funkcje. Przełącznik pracy z wodą/bez wody działa jako trójstopniowy przełącznik współpracujący z przyciskami powietrza chłodzącego i wody chłodzącej na panelu sterowania.

Rysunek 4. Sterownik nożny pracą końcówek

Przycisk aktywujący przedmuch na końcówkach



Przycisk aktywujący przedmuch na końcówkach

Przycisk aktywujący przedmuch na końcówkach może także pełnić funkcję przycisku pomocniczego (zobacz Rysunek 4). Funkcja przedmuchu na końcówkach przepuszcza strumień powietrza przez końcówkę bez aktywowania wiertła.

Przycisk pomocniczy umożliwia obsługę zintegrowanych akcesoriów. Więcej informacji można uzyskać od autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec.

Blokowanie ruchów fotela

Panel sterowania Deluxe uniemożliwia działanie fotela dentystycznego A-dec 511 po wyjęciu końcówki z uchwytu i naciśnięciu sterownika nożnego pracą końcówek. Ta sama funkcja dostępna jest w niektórych najnowszych modelach foteli Performer® i Cascade® oraz w unitach obejmujących opcjonalną blokadę.

Panele sterowania

Panele sterowania A-dec 500 umożliwiają centralizację sterowania urządzeniami w gabinecie przy użyciu pojedynczej powierzchni dotyku. Niektóre przyciski panelu sterowania mają wskaźniki informujące o działaniu operacji. Pełne informacje na temat obsługi konsolety za pomocą panelu sterowania zawiera rozdział „Przyciski na panelu sterowania” na stronie 9.


Ustawianie pozycji blatu roboczego i instrumentów

Okrągły blat roboczy i uchwyty instrumentów mają regulowaną wysokość i umożliwiają dobranie wygodnej pozycji instrumentów.

Regulacja wysokości

Aby wyregulować wysokość blatu roboczego i ramienia instrumentów, podnieś górną część drążka pionowego (zobacz Rysunek 5) i ustaw pierścień regulacji wysokości w odpowiednim położeniu. Następnie nasuń drążek pionowy na pierścień.

Rysunek 5. Regulacja wysokości blatu i ramienia




Ustawianie pozycji instrumentów

Instrumenty są umieszczone w zespołach uchwytów, które obracają się w celu lepszego dostosowania pozycji (zobacz Rysunek 6). Aby wyregulować pozycję poszczególnych uchwytów:

1. Odciągnij lekko uchwyt od sąsiedniego uchwytu.
2. Obróć aż do uzyskaniażądanego ustawienia i zwolnij.

Rysunek 6. Regulacja uchwytu końcówek



System zamkniętego obiegu wody

System zamkniętego obiegu wody unitu dostarcza wodę do końcówek, dmuchawek i napełniania kubka spływaczki. System zamkniętego obiegu wody działa z 2-litrową butelką na wodę z szybkozłączką, mocowaną poza unitem, wewnątrz szafki (zobacz Rysunek 7). Pełne informacje na temat stosowania wody w unicie A-dec 500 zawiera *Instrukcja obsługi systemu zamkniętego obiegu wody A-dec* (nr części 86.0609.18) dodana do sprzętu.

Rysunek 7. Zewnętrzna butelka do zamkniętego obiegu wody



Dmuchawka asysty i lekarza

Aby zainstalować końcówkę dmuchawki A-dec, wepchnij ją, aż usłyszysz dwa kliknięcia. W celu uruchomienia strumienia powietrza/ wody naciśnij oba przyciski jednocześnie.




WAŻNE Szczegółowe informacje na temat korzystania z dmuchawki, regulacji przepływu i konserwacji zawiera *Instrukcja obsługi dmuchawek A-dec* (nr części 85.0680.18).

Instrumenty próżniowe

Ssak (HVE) i ślinociąg w pełni nadaje się do autoklawowania i zawiera szybkozłączkę, która umożliwia łatwe zdjęcie korpusu zaworu z przewodu do celów czyszczenia oraz sterylizacji. W celu użycia ssaka (HVE) i ślinociągu wystarczy podnieść dźwignię zaworu (zobacz Rysunek 8).


Rysunek 8. Obsługa ssaka (HVE) i ślinociągu



Przystosowanie do obsługi lewą/prawą ręką

Ssak (HVE) i ślinociąg można łatwo przystosować do obsługi prawą lub lewą ręką. Aby obrócić ssak (HVE) lub ślinociąg na jedną lub drugą stronę, wypchnij zawór z korpusu ssaka (HVE), naciskając go po tej stronie, po której ma mniejszą średnicę. Obróć zawór o 180° i wepchnij go z powrotem na miejsce.

Rysunek 9. Dostosowanie ssaka (HVE) i ślinociągu do obsługi prawą lub lewą ręką



Opcjonalny uchwyt przewodu

Opcjonalny uchwyt przewodu umożliwia wygodne mocowanie dodatkowych akcesoriów, takich jak lampa polimeryzacyjna, a także instrumentów z zestawu (zobacz Rysunek 10). Uchwyt ten można łatwo zamocować na okrągłym blacie roboczym.

Rysunek 10. Opcjonalny uchwyt przewodu




PRZYCISKI NA PANELU STEROWANIA

Konsoleta unitu A-dec 500 12 O'Clock może zawierać panel sterowania standardowy lub Deluxe. Standardowy panel sterowania służy do sterowania funkcjami fotela, spluwaczki i lampy głównej. Panel sterowania Deluxe umożliwia dodatkowe sterowanie końcówkami, silnikami elektrycznymi i innymi opcjami.

Rysunek 11. Panel sterowania standardowy i Deluxe



Standardowy panel sterowania



Panel sterowania Deluxe

Symbole stosowane na panelach sterowania są zastrzeżone dla firmy A-dec Inc.

Ikona stanu

Logo A-dec na panelu sterowania Deluxe wskazuje stan unitu:

- Ciągłe światło niebieskie – działanie normalne i włączone zasilanie Rysunek 12.
- Migające światło – zadziałał hamulec najazdowy fotela lub wyłącznik krańcowy spluwaczki. Ciągłe niebieskie światło ikony zostanie przywrócone po usunięciu przyczyny włączenia trybu awaryjnego.

Rysunek 12. Ikona stanu



Ustawianie położenia fotela

Panel sterowania udostępnia przyciski do ręcznego i zaprogramowanego sterowania położeniem fotela A-dec. Przyciski ze strzałkami do wybierania kierunków na panelu sterowania umożliwiają opuszczanie i podnoszenie siedziska oraz oparcia fotela (zobacz Tabela 1).

Tabela 1. Przyciski ręcznego sterowania fotelem

Ikona	Działanie
 lub 	Ruch oparcia fotela w dół
 lub 	Ruch siedziska w dół
 lub 	Ruch oparcia fotela w górę
 lub 	Ruch siedziska w górę

Cztery łatwo programowane przyciski sterowania fotelem powodują automatyczne ustawienie fotela w pozycji ustawionej fabrycznie (zobacz Tabela 2).

Tabela 2. Programowane przyciski sterowania fotelem i ustawienia fabryczne

Przycisk	Opis pozycji
 lub 	Wejście/Zejście: automatyczne sprowadzenie fotela do pozycji umożliwiającej wejście/zejście i wyłączenie lampy głównej.
 lub 	Pozycja zabiegowa 1: automatycznie opuszcza w dół siedzisko i oparcie fotela oraz włącza lampę główną.
 lub 	Pozycja zabiegowa 2: automatycznie ustawia siedzisko i oparcie fotela oraz włącza lampę główną.
 lub 	Pozycja RTG/spluwaczkowa: automatycznie ustawia fotel w pozycji do Rtg lub płukania. Powoduje przełączanie pomiędzy pozycją RTG/spluwaczkową oraz ostatnią pozycją ustawioną ręcznie i wyłączenie lampy głównej.

Programowanie przycisków pozycji fotela




UWAGA Aby w dowolnej chwili zatrzymać fotel, naciśnij dowolny przycisk pozycji fotela na przełączniku sterownika nożnego lub panelu sterowania.

Podczas stosowania zaprogramowanych funkcji pozycji fotela należy stosować standardowe środki ostrożności w odniesieniu do pacjenta.

Aby zaprogramować pozycje fotela Wejście/Zejście, Zabiegowa 1 i Zabiegowa 2:

1. Ustaw fotel w żądanej pozycji za pomocą przycisków sterowania ręcznego (zobacz Rysunek 13).
2. Naciśnij i zwolnij przycisk programowania (👤 i 🔄). Jeden sygnał dźwiękowy oznacza uruchomienie trybu programowania.
3. Naciśnij przycisk pozycji fotela, który chcesz zresetować (na przykład naciśnij przycisk 0 lub 🔄 w przypadku pozycji Wejście/Zejście). Trzy sygnały dźwiękowe oznaczają zaprogramowanie nowego ustawienia w pamięci.

Rysunek 13. Przyciski panelu sterowania do sterowania położeniem fotela



(A) Przyciski ręcznego sterowania fotelem, (B) przycisk programowania, (C) przyciski zaprogramowanych pozycji fotela

Ustawienie funkcji przycisku RTG/spluwaczkowej

Przycisk pozycji RTG/spluwaczkowej umożliwia sterowanie pozycjami RTG i spluwaczkową, a także inną zaprogramowaną pozycją (Zabiegowa 3). Aby zmienić funkcję przycisku pozycji RTG/spluwaczkowej:

1. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk programowania i przycisk 3 lub 🔄.
 - Jeden sygnał dźwiękowy oznacza zaprogramowanie przycisku jako pozycja Zabiegowa 3.
 - Trzy sygnały oznaczają, że przycisk pozycji RTG/spluwaczkowej został skonfigurowany do sterowania pozycją RTG/spluwaczkową (przełącza pomiędzy pozycją RTG/spluwaczkową a poprzednią pozycją).
2. Zaprogramuj pozycję według instrukcji podanej w rozdziale „Programowanie przycisków pozycji fotela”.



WSKAZÓWKA Jeżeli funkcja przycisku pozycji RTG/spluwaczkowej zostanie zmieniona na zaprogramowaną pozycję, przycisk będzie działał w taki sam sposób jak przyciski pozycji zabiegowej 1 i 2.

Funkcje spluwaczki

W poniższej tabeli opisano funkcje przycisków napełniania kubka i płukania miski spluwaczki:

Tabela 3. Przyciski napełniania kubka i płukania miski spluwaczki

Przycisk	Opis
 lub 	Przycisk napełniania kubka: reguluje przepływ wody z wylewki spluwaczki do kubka. - Naciśnij przycisk napełniania kubka, aby wybrać działanie przez określony czas. Ustawienie fabryczne to napełnianie przez 2,5 sekundy. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk napełniania kubka, aby wybrać obsługę ręczną.
 lub 	Przycisk płukania miski: zapewnia wodę do płukania miski spluwaczki. - Naciśnij przycisk płukania miski, aby wybrać działanie przez określony czas. Ustawienie fabryczne to 30-sekundowy czas płukania. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk płukania miski, aby wybrać obsługę ręczną.



WSKAZÓWKA Naciśnij przycisk płukania miski ( lub  dwukrotnie w ciągu mniej niż dwóch sekund, aby włączyć tryb działania ciągłego. Naciśnij przycisk jednokrotnie, aby zakończyć płukanie miski spluwaczki w trybie ciągłym.

Zmiana działania funkcji napełniania kubka i płukania miski spluwaczki

Aby zaprogramować czas napełniania kubka i płukania miski spluwaczki:

1. Naciśnij i zwolnij przycisk programowania lub naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski napełniania kubka i płukania miski obok wylewki. Jeden sygnał dźwiękowy oznacza gotowość trybu programowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk napełniania kubka lub płukania miski przez żądany czas.
3. Zwolnij przycisk. Trzy sygnały dźwiękowe świadczą o potwierdzeniu ustawienia.



UWAGA Jeżeli unit zawiera moduł przekaźników A-dec, można aktywować dwa urządzenia pomocnicze przy użyciu przycisków panelu sterowania *a1* i *a2* lub przycisków płukania miski spluwaczki i napełniania kubka. Informacje można znaleźć w rozdziale „Pomocnicze przyciski sterowania” na stronie 18.

Lampa główna

Lampę główną można włączać i wyłączać na panelu sterowania lub na samej lampie. Za pomocą przycisku lampy głównej na panelu sterowania można zmieniać ustawienia natężenia oświetlenia.

Halogenowa lampa główna: naciśnij przycisk , aby przełączyć tryb wysokiego lub średniego natężenia światła i kompozytowy. Kiedy lampa główna działa w trybie kompozytowym, wskaźnik miga (zobacz Rysunek 14).

Lampa główna LED: naciśnij i zwolnij przycisk , aby wybrać żądany tryb intensywności. Kiedy lampa główna działa w trybie niepolimeryzującym, wskaźnik miga intensywnie (zobacz Rysunek 14).

Rysunek 14. Tryb lampy głównej



Aby wyłączyć lampę główną, przytrzymaj przycisk .

Funkcja automatycznego włączania/wyłączania lampy głównej

Lampa główna wyposażona jest w funkcję automatycznego włączania/wyłączania lampy głównej. Podczas używania zaprogramowanej pozycji fotela lampa włącza się po przywróceniu oparcia fotela do pozycji użytkowej. Po naciśnięciu przycisku pozycji Wejście/Zejście ( lub ) albo Pozycja RTG/spluwackowa ( lub ) lampa główna zostanie wyłączona automatycznie.



WSKAZÓWKA Jeżeli funkcja przycisku pozycji RTG/spluwackowej zostanie zmieniona na zaprogramowaną pozycję, funkcja automatycznego włączania lampy głównej będzie działać w ten sam sposób jak przy włączeniu funkcji przycisków pozycji zabiegowej 1 i 2.

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję:

- Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk  i przycisk programowania ( lub ). Jeden sygnał dźwiękowy potwierdza wyłączenie funkcji automatycznego włączania lampy głównej. Trzy sygnały dźwiękowe potwierdzają włączenie funkcji automatycznego włączania/wyłączania lampy głównej.

Przycisk A/B

Panele sterowania Deluxe zawierają przycisk A/B () , który udostępnia dwa osobne zestawy programowanych ustawień. Aktualnie aktywny zestaw wskazują litery A lub B na wyświetlaczu panelu sterowania (zobacz Rysunek 15).

Rysunek 15. Wybór A/B



Ustawienia końcówek (dotyczy tylko panelu sterowania Deluxe)

Programowanie trybu standardowego

Włącz silnik elektryczny, podnosząc końcówkę z uchwytu. Ustawienia na wyświetlaczu są ostatnio używanymi ustawieniami danej pozycji końcówki. Silnik umożliwia wybór precyzyjnie zaprogramowanej szybkości obrotów. W Tabeli 4 przedstawiono ustawienia fabryczne dotyczące silników elektrycznych:

Tabela 4. Ustawienia fabryczne szybkości silnika elektrycznego/powietrza i wody chłodzącej (tryb standardowy)

Ustawienie pamięci	Zaprogramowana szybkość	Powietrze chłodzące	Woda chłodząca
M1	2000 obr./min	Świeci	Świeci
M2	10 000 obr./min	Świeci	Świeci
M3	20 000 obr./min	Świeci	Świeci
M4	36 000 obr./min	Świeci	Świeci

Na panelu sterowania Deluxe można zaprogramować cztery przyciski pamięci z wybranym ustawieniem szybkości obrotów. Za pomocą przycisku A/B można zaprogramować po dwa ustawienia na każdy przycisk pamięci, co daje łącznie 8 dostosowanych ustawień na każdą końcówkę (tryb endodontyczny udostępnia 8 dodatkowych ustawień pamięci).




UWAGA Jeżeli z konsolety korzysta dwóch operatorów, przed zmianą ustawień pamięci wybierz odpowiedni zestaw ustawień operatora (A lub B). Aktualnie aktywny zestaw wskazują litery A lub B na wyświetlaczu panelu sterowania (zobacz Rysunek 15 na stronie 13).

Aby zaprogramować ustawienie końcówki:

1. Naciśnij przycisk plus (+) lub minus (-), aby ustawić właściwe obroty. Wartości szybkości obrotów są wyświetlane na ekranie (zobacz Rysunek 16).
2. W razie potrzeby naciśnij przycisk  lub , aby zmienić ustawienia powietrza chłodzącego i wody chłodzącej.
3. Aby wprowadzić ustawienie do pamięci, naciśnij przycisk  lub . Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy.
4. Wybierz odpowiednie ustawienie pamięci, naciskając przyciski m1, m2, m3 lub m4. Trzy sygnały dźwiękowe świadczą o potwierdzeniu ustawienia.

Rysunek 16. Przyciski i ustawienia trybu standardowego



Element	Opis	Element	Opis
A	Wskaźnik ustawienia pamięci	G	Przycisk wody chłodzącej
B	Wskaźnik wody chłodzącej	H	Przycisk powietrza chłodzącego
C	Wskaźnik powietrza chłodzącego	J	Ustawienie ograniczenia szybkości
D	Wskaźnik operatora A/B	K	Wskaźnik ruchu do przodu/do tyłu
E	Przyciski pamięci (m1-m4)	L	Przełącznik ruchu do przodu/do tyłu
F	Przycisk programowania	M	Przyciski regulacji

Przycisk Do przodu/Do tyłu

Przycisk Do przodu/Do tyłu (zobacz Rysunek 16) zmienia kierunek obrotów silnika elektrycznego. Silnik jest automatycznie przełączany na tryb „do przodu” po umieszczeniu końcówki w uchwycie lub wyłączeniu unitu W trybie ruchu do tyłu ikona na ekranie ciągle miga.



UWAGA Kierunek ruchu do przodu i do tyłu można także łatwo przełączać sterownikiem nożnym pracą końcówek. Po zatrzymaniu silnika naciśnij przycisk pomocniczy (przycisk aktywujący przedmuch na końcówkach), aby zmienić kierunek.


Programowanie trybu endodontycznego

Oprócz regulacji szybkości końcówki tryb endodontyczny umożliwia zmianę różnych ustawień w zależności od rodzaju pilnika i wymaganego sposobu pracy końcówki. Ikony w oknie panelu sterowania odzwierciedlają ustawienia (zobacz Rysunek 17).



UWAGA Dodatkowe informacje na temat ograniczeń szybkości i momentu obrotowego konkretnego pilnika można uzyskać od jego producenta.

Rysunek 17. Przyciski i ustawienia trybu endodontycznego



Element	Opis	Element	Opis
A	Wskaźnik ustawienia pamięci	G	Wskaźnik dźwiękowego sygnału ostrzegawczego
B	Wskaźnik operatora A/B	H	Wskaźnik działania lampy endodontycznej
C	Ustawienie współczynnika końcówki	J	Wskaźnik ograniczenia/jednostki momentu obrotowego pilnika
D	Przyciski pamięci (m1-m4)	K	Wskaźnik ruchu do przodu/do tyłu i trybu momentu obrotowego
E	Przełącznik trybu endodontycznego	L	Przełącznik ruchu do przodu/do tyłu
F	Ustawienie szybkości pilnika		

Aby zmienić ustawienie:

1. Wyjmij końcówkę z uchwytu.
2. Jeżeli ekran panelu sterującego nie jest w trybie endodontycznym, naciśnij przycisk **e** lub **E**. Zostanie wyświetlony ekran trybu endodontycznego.
3. Naciśnij przycisk plus (+) lub minus (-), aby włączyć tryb zmiany ustawień endodontycznych. Pojawi się białe okno wideo kierunku odwrotnego.
4. Aby zmienić ustawienia na wyświetlaczu, użyj przycisków ustawiania położenia fotela.
5. Zmień odpowiednio ustawienia przyciskami + i -.
6. Aby wprowadzić do pamięci ograniczenia szybkości i momentu obrotowego oraz współczynnik, naciśnij przycisk lub , a następnie przycisk pamięci, który chcesz ustawić. Trzy sygnały dźwiękowe świadczą o potwierdzeniu ustawienia.

W poniższej tabeli podano objaśnienia ikon wyświetlanych na ekranie panelu sterowania w trybie endodontycznym:

Tabela 5. Ustawienia trybu endodontycznego

Ikona	Ustawienie	Opis
	Szybkość	Ustawienie ograniczenia szybkości pilnika. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z producentem pilnika.
	Moment obrotowy	Ustawienie ograniczenia momentu obrotowego pilnika. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z producentem pilnika.
	Jednostki momentu obrotowego	Powoduje przełączanie między Ncm (niutonocentymetr) i gcm (gram-siła centymetr). Zmiana tego ustawienia dla jednej końcówki powoduje jego zmianę dla wszystkich końcówek. Uwaga: 1 Ncm = 102 gcm
	Współczynnik	Powoduje ustawienie współczynnika końcówki. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z producentem końcówki.
	Powietrze chłodzące	Wł/wył – kiedy to ustawienie jest aktywne, powietrze chłodzące jest dostarczane do końcówki.
	Woda chłodząca	Wł/wył – kiedy to ustawienie jest aktywne, woda chłodząca jest dostarczana do końcówki.
	Źródło światła	Włącza/wyłącza źródło światła końcówki endodontycznej.
	Tryb momentu obrotowego	Zmiana tego ustawienia dla jednej końcówki powoduje jego zmianę dla wszystkich końcówek. Ta ikona jest wyświetlana ze wskaźnikiem ruchu do przodu/do tyłu.
	Automatyczne wyłączanie	- Automatyczne wyłączanie – silnik zostaje wyłączony, gdy pilnik osiąga limit momentu obrotowego. - Automatyczny ruch wstecz – silnik zostaje wyłączony i włączona zostaje funkcja automatycznego ruchu wstecz po osiągnięciu przez pilnik limitu momentu obrotowego. - Automatyczne wznowienie obrotów – po osiągnięciu przez pilnik poziomu ograniczenia momentu obrotowego silnik wyłącza się, wykonuje trzy obroty wstecz, następnie powraca do obrotów w przód. Uwaga: w przypadku zablokowania pilnika cykl ten zostanie powtórzony trzykrotnie przed zatrzymaniem silnika.
	Automatyczny ruch do tyłu	
	Automatyczny ruch do przodu	
	Sygnal dźwiękowy	Wł/wył – kiedy to ustawienie jest aktywne, sygnał dźwiękowy ostrzega o ograniczeniu momentu obrotowego, a podwójny sygnał dźwiękowy informuje o automatycznej zmianie kierunku pilnika. Zmiana tego ustawienia dla jednej końcówki powoduje jego zmianę dla wszystkich końcówek.



UWAGA Narzędzia endodontyczne A-dec | W&H mają specjalne właściwości dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych. Powszechnie znana jest ich stabilna wydajność podczas całego okresu eksploatacji, dzięki czemu oferowany przez firmę A-dec sprzęt endodontyczny może kontrolować i wyświetlać momenty obrotowe pilników z dużą dokładnością. Wszystkie inne końcówki mają nieznanne współczynniki skuteczności podczas cyklu użytkowania, więc podawane dla nich wartości momentu obrotowego są przybliżone.

Inne opcje ustawień końcówki

Dostępne są dodatkowe opcje ustawień końcówki. W celu globalnej zmiany którychkolwiek z następujących ustawień skonsultuj się ze sprzedawcą:

- **Opóźnienie automatycznego wyłączenia** – ilość czasu, przez jaką lampa końcówki pozostaje włączona w stanie beczynności. Domyślna wartość to 5 sekund. Naciśnięcie sterownika nożnego powoduje powtórny aktywację opóźnienia i ponowne włączenie lampy. Lampa pozostaje włączona przez cały czas naciskania sterownika nożnego.
- **Automatyczne włączanie/wyłączanie źródła światła** – kiedy to ustawienie jest aktywne, lampa końcówki włącza się automatycznie po podniesieniu końcówki z uchwytu. W trybie standardowym ta opcja jest domyślnie włączona, a w trybie endodontycznym – wyłączona.
- **Napięcie** – w zależności od preferowanego poziomu jasności i zaleceń producenta żarówki opcja ta umożliwia regulację napięcia źródeł światła poszczególnych końcówek.

Pomocnicze przyciski sterowania

Jeżeli unit zawiera moduł przekaźników A-dec, można aktywować dwa urządzenia pomocnicze przy użyciu panelu sterowania. W przypadku panelu sterowania Deluxe lub standardowego urządzenia te można aktywować przyciskami *a1* i *a2* (zobacz Rysunek 18). W przypadku konsolet z białym, standardowym panelem sterowania przyciski płukania miski spluwaczki i napełniania kubka pełnią funkcję pomocniczych elementów sterujących.

Rysunek 18. Przyciski A1/A2

Standardowy panel sterowania



Panel sterowania Deluxe



Komunikaty pomocy panelu sterowania

Komunikaty pomocy na ekranie panelu sterowania Deluxe zawierają informacje o przyczynach niedostępności operacji. Informacje dotyczące komunikatów pomocy zawiera dokument *Informacje o zgodności z przepisami, dane techniczne i gwarancja* (nr części 86.0221.18) dostępny pod adresem www.a-dec.com w sekcji Baza dokumentów.

REGULACJA I KONSERWACJA

Regulacja przepływu dmuchawki

Informacje na temat regulacji przepływu wody i powietrza w dmuchawce zawiera *Instrukcja obsługi dmuchawek A-dec* (nr części 85.0680.18).

Regulacja konsoly

Konsoly A-dec 500 dostarczają powietrze i wodę służące do korzystania z końcówek, dmuchawek i akcesoriów oraz umożliwiają sterowanie ich przepływem. Można regulować dopływ wody chłodzącej i powietrza oraz ciśnienie powietrza napędzającego.




PRZESTROGA Podczas zdejmowania i zakładania osłon należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić okablowania ani przewodów. Po założeniu pokryw należy sprawdzić, czy są prawidłowo zamocowane.


Zdejmowanie osłon centrum sterowania

W celu regulacji niektórych ustawień konsoly A-dec 541 Duo należy zdjąć osłony centrum sterowania. Aby je zdjąć, znajdź otwór bezpośrednio pod konsolą i odciągnij osłony (zobacz Rysunek 19). Aby założyć osłony ponownie, umieść je nad konsolą i zatrzasknij.

Rysunek 19. Otwór do zdejmowania osłony



Rysunek 20. Klucze regulacyjne powietrza i wody chłodzącej



Przepływ wody chłodzącej

Konsoleta umożliwia regulację przepływu wody chłodzącej dla każdej końcówki. Do regulacji użyj klucza regulacyjnego (zobacz Rysunek 20):

1. Zakręć całkowicie (w prawo) przepływ powietrza napędzającego, powietrza chłodzącego i wody chłodzącej. Instrukcję uzyskiwania dostępu do regulatorów ciśnienia powietrza napędzającego zawiera rozdział „Ciśnienie powietrza napędzającego” na stronie 21.



UWAGA Klucze regulacyjne powietrza i wody chłodzącej nie są przeznaczone do całkowitego odcinania ich dopływu.

2. Wyjmij końcówkę z uchwytu.
3. Włącz przepływ wody chłodzącej przełącznikiem pracy z wodą/bez wody na sterowniku nożnym lub za pomocą panelu sterowania.
4. Naciśnij sterownik nożny pracą końcówek w celu uaktywnienia końcówki.
5. Do regulacji przepływu wody chłodzącej (zazwyczaj 1–2 krople na sekundę) użyj kluczy regulacyjnych z boku konsolety lekarza. Aby zmniejszyć przepływ, przekręć klucz w prawo. Aby go zwiększyć, przekręć klucz w lewo.

Przepływ powietrza chłodzącego

Śruba nastawna przyprływu powietrza chłodzącego reguluje przepływ dla wszystkich końcówek. Do regulacji użyj klucza regulacyjnego.

Aby wyregulować dopływ powietrza chłodzącego:

1. Wyjmij końcówkę z uchwytu.
2. Jeżeli unit jest wyposażony w panel sterowania Deluxe, użyj go do sprawdzenia, czy włączone zostało powietrze chłodzące.
3. Wsuń klucz regulacyjny do regulatora przepływu powietrza chłodzącego.
4. Naciśnij sterownik nożny pracą końcówek w celu uaktywnienia końcówki.
5. Wyreguluj odpowiednio dopływ powietrza chłodzącego. Aby zmniejszyć przepływ, przekręć klucz w prawo. Aby go zwiększyć, przekręć klucz w lewo.



PRZESTROGA Nie należy przekręcać dalej kluczy regulacyjnych przepływu powietrza napędzającego lub chłodzącego w lewo, gdy siła przepływu przestanie rosnąć. Może to doprowadzić do całkowitego wykręcenia trzonka.


Ciśnienie powietrza napędzającego

Cyfrowy miernik ciśnienia powietrza napędzającego znajduje się wewnątrz konsoli lekarza. Miernik wskazuje (w funtach na cal kwadratowy – psi) ciśnienie powietrza napędzającego, wychodzącego z bloku sterowania końcówkami do aktywnej końcówki. Regulatory ciśnienia powietrza napędzającego umożliwiają regulację ciśnienia powietrza napędzającego poszczególnych końcówek (zobacz Rysunek 21).



UWAGA Do dokładnego pomiaru ciśnienia powietrza napędzającego wykorzystaj manometr podłączony do przewodu końcówki. Jeden bar odpowiada 100 kPa (14,5 psi).

Rysunek 21. Regulacja ciśnienia powietrza napędzającego



Aby wyregulować ciśnienie powietrza napędzającego, wykonaj następujące czynności w odniesieniu do poszczególnych końcówek (zobacz Rysunek 21).

1. Unieś przewód końcówki. Znajdź miernik ciśnienia powietrza napędzającego i regulatory wewnątrz konsoli lekarza.
2. Naciśnij sterownik nożny pracą końcówek.
3. Podczas działania końcówki obserwuj wskazania miernika i wyreguluj ciśnienie powietrza napędzającego zgodnie z zaleceniami producenta. Przekręć regulator w prawo, aby zmniejszyć przepływ, lub w lewo, aby go zwiększyć.




UWAGA Specyfikacje ciśnienia powietrza napędzającego można znaleźć w dokumentacji producenta dołączonej do końcówki.

Obrót podstawy stolika

Jeżeli przy przekręcaniu podstawy stolika występuje zbyt duży opór albo luz, wyreguluj opór kluczem sześciokątnym:

1. Włóż klucz sześciokątny do wspornika mocującego (zobacz Rysunek 22). W razie potrzeby obróć podstawę stolika lub ramię, aby wsunąć całkowicie klucz do uchwyty montażowego.
2. Przytrzymując uchwyt, obróć podstawę stolika lub ramię w prawo w celu zwiększenia oporu, a w lewo w celu jego zmniejszenia.

Rysunek 22. Regulacja obrotów podstawy stolika (konsoleta lekarza Traditional)




Uwaga: podstawa stolika usunięta w celu zwiększenia przejrzystości.

Konserwacja przewodów końcówek

System przepłukiwania przewodów końcówek pozwala na skuteczniejsze płukanie niż sterownik nożny pracą końcówek. Po każdym pacjencie:

1. Odłącz końcówki przed przepłukaniem przewodów.
2. Zbierz przewody końcówek doprowadzające wodę chłodzącą i przytrzymaj je nad zlewem, miską, spluwaczką lub umywalką, aby odwrócić strumień wody od siebie i skierować go do naczynia.

Rysunek 23. Przepłukiwanie przewodów




3. Znajdź przełącznik przepłukiwania z boku centrum sterowania.
4. Przytrzymaj przełącznik w położeniu dolnym przez 20–30 sekund.



UWAGA Po wizycie każdego pacjenta należy opróżniać wszystkie przewody powietrzne i wodne przez 20–30 sekund.

Rysunek 24. Klucze regulacyjne powietrza i wody chłodzącej




Wymiana żarówki w rękawie światłowodowym

Wykonaj następujące czynności, aby wymienić żarówkę w silikonowym lub winylowym rękawie światłowodowym z przyłączem z 5 otworami.

1. Odłącz końcówkę i szybkozłączkę obrotową od rękawa.
2. Wyciągnij metalową nakrętkę końcówki. Zobacz Rysunek 25 na stronie 24.
3. Dotyczy tylko rękawa silikonowego: zasuń z powrotem część metalową przyłącza końcówki.
4. Wymień żarówkę. Dotyczy tylko rękawa silikonowego: aby uniknąć uszkodzenia żarówki, włóż ją do gniazda. Następnie włóż wierzchołek żarówki do wgłębienia przed opuszczeniem gniazda i pełnym wsunięciem żarówki we wgłębienie.

- Dotyczy tylko rękawa silikonowego: włóż z powrotem część metalową przyłącza do części plastikowej.
- Ostrożnie nasuń nakrętkę końcówki z powrotem na przyłączy i podłącz rękaw do obrotowej szybkozłączki i końcówki.

Rysunek 25. Wymiana żarówki




(A) Plastikowe przyłączy końcówki, (B) żarówka, (C) metalowa część przyłącza końcówki, (D) rękaw silikonowy, (E) metalowa nakrętka końcówki, (F) rękaw winylowy, (G) metalowe przyłączy końcówki

Zbiornik odprowadzania oleju

Zbiornik odprowadzania oleju konsolety wymaga obsługi raz w tygodniu w przypadku przeciętnie intensywnego użytkowania, a w przypadku bardziej intensywnego użytkowania – częściej. Aby przeprowadzić czynności konserwacyjne:

- Zdejmij osłonę zbiornika odprowadzania oleju znajdującą się z boku konsolety (zobacz Rysunek 26).
- Wyrzuć zużytą gazę.
- Złóż nowy kwadratowy gazik (51 mm x 51 mm, 2" x 2") na cztery i włóż go pod osłonę.
- Zatrzaśnij osłonę zbiornika odprowadzania oleju.

Rysunek 26. Wyjmowanie zbiornika odprowadzania oleju




Sitko

Sitko zapobiega przedostawaniu się odpadków stałych do centralnego systemu próżniowego. Aby zapewnić właściwe ssanie z centralnego systemu próżniowego i utrzymać odpowiednią higienę gabinetu, należy wymieniać i wyrzucać sitko co najmniej dwa razy w tygodniu (zobacz Rysunek 27).



WSKAZÓWKA Instrukcję wymiany sitka można uzyskać u autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec podając nr części 5512 dla sprzętu Pinnacle oraz 11.1284.01 dla sprzętu A-dec.

Rysunek 27. Wymiana sitka



Aby wymienić sitko:



NIEBEZPIECZEŃSTWO Możliwa obecność odpadów zakaźnych. Aby uniknąć zakażenia krzyżowego, należy stosować środki kontroli higieny.

1. Wyłącz układ próżniowy lub otwórz zawór regulacyjny ssaka (HVE).
2. Zdejmij nasadkę sitka.
3. Wyjmij sitko.
4. Usuń sitko zgodnie z miejscowymi przepisami.




PRZESTROGA Nie wolno opróżniać sitka do spluwaczki. Może to doprowadzić do zatkania odpływu grawitacyjnego.

5. Włóż nowe sitko i z powrotem załóż nasadkę.

Media

Przyłącza mediów konsolet A-dec 500 12 O'Clock znajdują się w szafce. Aby uzyskać dostęp do przyłączy mediów, podnieś zdejmowany panel szafki. Dostępne przyłącza mediów obejmują: zawory odcinające dopływ powietrza/wody, filtry, fabryczne regulatory ciśnienia, odpływ próżniowy, a także gniazda elektryczne (zobacz Rysunek 28).

Rysunek 28. Media unitu



Ręczne zawory odcinające powietrza i wody

Zawory odcinające kontrolują dopływ powietrza i wody do unitu. Aby zapobiec wyciekom, zawory te powinny pozostawać w pełni otwarte (przekręcone w lewo), z wyjątkiem sytuacji, kiedy unit poddany jest serwisowaniu.

Pneumatyczne zawory odcinające powietrza i wody

Pneumatyczne zawory odcinające powietrza i wody automatycznie odcinają dopływ powietrza i wody do unitu, kiedy unit zostanie wyłączony włącznikiem unitu. Ta funkcja zabezpiecza uszkodzeniom na wypadek wycieku wody, kiedy unit pozostaje bez nadzoru.

Regulacja ciśnienia powietrza i wody w unicie

Przed przystąpieniem do regulacji sprawdź, czy sprężarka powietrzna jest włączona i utrzymuje w zbiorniku ciśnienie 551–689 kPa (80–100 psi). W przeciwnym razie skorzystaj z instrukcji obsługi sprężarki.

Aby wyregulować ciśnienie powietrza lub wody:


1. Całkowicie otwarte ręczne zawory odcinające (przekręcone w lewo).
2. Włącz unit i sprawdź miernik ciśnienia (zobacz Rysunek 28 na stronie 25). Ciśnienie powietrza powinno wynosić 483–551 kPa (70–80 psi).

3. Użyj dmuchawki, obserwując wskazania miernika. Jeżeli ciśnienie powietrza w układzie spadnie o ponad 103 kPa (15 psi), sprawdź, czy filtry nie są zatkane (zobacz Rysunek 29).
4. Jeżeli wymagana jest regulacja ciśnienia powietrza lub wody, przekręć odpowiednie pokrętko regulatora wstępnego w prawo, aby zwiększyć ciśnienie, lub w lewo, aby je zmniejszyć.

Wymiana filtra powietrza i wody

Przed wejściem do regulatorów powietrze i woda przechodzą przez oddzielne filtry. Gdy te filtry się zatkają i zaczną ograniczać przepływ, należy je wymienić (zobacz Rysunek 29).

Rysunek 29. Wymiana filtra powietrza i wody



Sprawdzanie, czy filtr powietrza lub wody nie jest zatkany

1. Włącz unit przy użyciu włącznika unitu.
2. Obserwując wskazania miernika ciśnienia powietrza, naciśnij przycisk powietrza dmuchawki (zobacz Rysunek 28 na stronie 25). Jeżeli ciśnienie powietrza w układzie spadnie o ponad 103 kPa (15 psi), należy wymienić filtr.
3. Obserwując splotawczkę, naciśnij przycisk płukania miski. Jeżeli ciśnienie wody podczas płukania miski splotawczki zmaleje lub jeżeli przepływ wody ustanie, należy wymienić filtr.

Inspekcja i wymiana filtra

1. Wyłącz unit przy użyciu włącznika unitu.
2. Zamknij ręczne zawory odcinające (obracając je w prawo; zobacz Rysunek 29).
3. Opróżnij system z ciśnienia powietrza i wody, naciskając przyciski dmuchawek do momentu zatrzymania przepływu powietrza i wody.
4. Przy użyciu płaskiego śrubokrętu zdejmij obudowę filtra z zespołu regulatora wstępnego powietrza lub wody i wyjmij filtr.
5. Wymień filtr, jeżeli jest zatkany lub odbarwiony. Załóż ponownie filtr skośnym brzegiem w stronę bloku rozdzielacza.



UWAGA W celu zapewnienia prawidłowego działania konsoli należy zamontować filtr w taki sposób, aby ścięta krawędź była skierowana w stronę bloku rozdzielacza (zobacz Rysunek 29).


Wymiana sitka wody

Ręczny zawór odcinający dopływ wody zawiera sitko zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń do konsolety (zobacz Rysunek 30). Okresowo należy sprawdzać stan i wymieniać sitko, aby zapewnić niezakłócony przepływ wody do konsolety.

Aby wyjąć lub wymienić sitko:

1. Wyłącz unit przy użyciu włącznika unitu.
2. Zamknij ręczny zawór odcinający dopływ wody (obracając go w prawo; zobacz Rysunek 30).
3. Kluczem 5/8 cala lub nastawnym poluzuj nakrętkę uszczelniającą na ręcznym zaworze odcinającym dopływ wody i wyciągnij regulator wody z zaworu odcinającego (zobacz Rysunek 30).
4. Wyjmij sitko i załóż nowe.
5. Umieść z powrotem regulator przepływu wody w gnieździe ręcznego zaworu odcinającego dopływ wody i dokręć nakrętkę uszczelniającą.
6. Otwórz ręczny zawór odcinający wody (obróć go w lewo).
7. Włącz unit przy użyciu włącznika unitu, a następnie sprawdź, czy w armaturze nie występują przecieki.

Rysunek 30. Wymiana sitka wody



Czyszczenie i konserwacja

Kontrola higieny zespołu korpusu zaworu ssaka (HVE)/ślinociągu



UWAGA Przewody systemu próżniowego należy czyścić na zakończenie każdego dnia, przepuszczając przez system detergent lub detergent dezynfekujący na bazie wody.

W przypadku stosowania osłon barierowych do ochrony korpusu głównego ssaka (HVE) i ślinociągu należy zmieniać folię barierową po każdym pacjencie. Instrumenty te należy czyścić i dezynfekować na zakończenie każdego dnia lub po każdej wizycie pacjenta, jeżeli folia barierowa została naruszona. Jeżeli folia barierowa nie jest używana, a także w przypadku zabiegów chirurgii stomatologicznej, należy zawsze czyścić i dezynfekować te instrumenty po każdej wizycie pacjenta.

Dezynfekcja

Aby zdezynfekować zespół korpusu zaworu ssaka (HVE) i ślinociągu bez odłączania go od systemu próżniowego:

1. Zdejmij końcówkę próżniową ze ssaka (HVE) lub ślinociągu.
2. Zdezynfekuj zespół korpusu zaworu przy użyciu środka dezynfekującego średniej mocy zgodnie z instrukcją stosowania tego środka. Firma A-dec zaleca fenolowy środek dezynfekujący o podwójnym współczynniku na bazie wody.
3. Przestrzegaj zaleceń producenta środka dezynfekującego dotyczących czasu kontaktu.
4. Kilkakrotnie włącz i wyłącz zawory regulacyjne ssaka (HVE) i ślinociągu, aby sprawdzić, czy obracają się płynnie.

Okresowa konserwacja i sterylizacja



UWAGA Zespoły korpusu zaworu A-dec są odporne na wysoką temperaturę podczas sterylizacji. Użytkownicy mogą je sterylizować według własnego uznania.

Aby przeprowadzić okresową konserwację i sterylizację ssaka (HVE) i ślinociągu po odłączeniu od systemu próżniowego (częstość zależy od użytkownika):

1. Wyłącz układ próżniowy lub otwórz zawór regulacyjny przed odłączeniem ssaka (HVE) lub ślinociągu.
2. Zdejmij końcówkę próżniową ze ssaka (HVE) lub ślinociągu. Usuń jednorazowe końcówki próżniowe.
3. Zdejmij zespół korpusu zaworu ssaka (HVE) lub ślinociągu z przewodu próżniowego, odciągając go od przewodu przy jego końcówce.
4. Rozmontuj zespół korpusu zaworu, wypychając zawór regulacyjny z korpusu zaworu ssaka (HVE) lub ślinociągu.
5. Zbadaj stan uszczelek O-ring. Jeżeli są uszkodzone, usuń je i wyrzuć.
6. Wyczyść nieuszkodzone uszczelki O-ring miękką szczoteczką i detergentem zatwierdzonym przez odpowiedni urząd systemu ochrony zdrowia. Uszczelki O-ring można – według uznania użytkownika – wyczyścić na miejscu lub je w tym celu wyjąć.
7. Wyczyść wszystkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu zaworu oraz samego zaworu regulacyjnego przy użyciu detergentu zatwierdzonego przez odpowiedni urząd systemu ochrony zdrowia oraz szczoteczek dodanych w komplecie z produktem (albo podobnych). Prześwity i kanały korpusu zaworu należy czyścić szczoteczką o odpowiedniej długości i średnicy. Szczoteczka musi mieć taką długość, by przejść przez cały prześwit.
8. Opłucz elementy dokładnie wodą.
9. Poddaj rozmontowane elementy zespołu korpusu zaworu działaniu myjni-dezynfektora. Jeżeli nie ma dostępnej myjni-dezynfektora, elementy zespołu korpusu zaworu należy zdezynfekować ręcznie przy użyciu środka dezynfekującego zatwierdzonego przez odpowiedni urząd systemu ochrony zdrowia.
10. Pozostaw elementy do całkowitego wyschnięcia.
11. Poddaj elementy korpusu zaworu sterylizacji w temperaturze 132–134°C (270–273°F) przez 4 minuty w sterylizatorze z programem przedpróżniowym lub w temperaturze 132–134°C (270–273°F) przez 6 minut w sterylizatorze z obiegiem grawitacyjnym.

12. Przed użyciem wymień w razie potrzeby uszczelki O-ring, nasmaruj uszczelki O-ring smarem silikonowym A-dec i zmontuj ponownie korpus zaworu.



PRZESTROGA Do smarowania uszczelki O-ring instrumentów należy używać wyłącznie smaru silikonowego. Produkty naftowe spowodują nieodwracalne uszkodzenia uszczelki O-ring.

13. Załóż zespół korpusu zaworu na końcówkę przewodu.

14. Kilkakrotnie włącz i wyłącz zawory regulacyjne ssaka (HVE) i ślinociągu, aby sprawdzić, czy obracają się płynnie.

Kontrola higieny końcówki ssaka (HVE)/ślinociągu



UWAGA Dobierz końcówki dopasowane do otworów ssaka (HVE) i ślinociągu. Dane techniczne można znaleźć w rozdziale „Średnica otworu końcówek ssaka (HVE) i ślinociągu” na stronie 32.

Kończówki jednorazowe

Kończówki ssące ssaka (HVE) ze stali nierdzewnej należy sterylizować termicznie po każdym użyciu. W przypadku używania jednorazowych końcówek ssących ssaka (HVE) i ślinociągu należy wymieniać je na nowe po każdym użyciu.



PRZESTROGA Jednorazowe końcówki ssaka (HVE) i ślinociągu nie nadają się do sterylizacji i nie należy używać ich ponownie.



Kończówki nadające się do sterylizacji


Aby wyczyścić i wysterylizować ssącą końcówkę ssaka (HVE) ze stali nierdzewnej:

1. Zdejmij ją ze ssaka.
2. Oczyszcz ją i wypłucz przy użyciu łagodnego detergentu i wody, a następnie poczekaj, aż całkowicie wyschnie.
3. Poddawaj sterylizacji w temperaturze 132–134°C (270–273°F) przez 4 minuty w sterylizatorze z programem przedpróżniowym lub w temperaturze 132–134°C (270–273°F) przez 6 minut w sterylizatorze z obiegiem grawitacyjnym.

Osłony barierowe

Firma A-dec zaleca stosowanie osłon barierowych na wszystkich odpowiednich powierzchniach dotyku i transferowych. Powierzchnie dotyku to obszary mające styczność z dłońmi i mogące stać się punktami zakażenia krzyżowego podczas zabiegów dentystycznych. Powierzchnie transferowe to powierzchnie, które wchodzą w kontakt z instrumentami i innymi przedmiotami.

Osłony barierowe w USA muszą być produkowane zgodnie z zasadami Current Good Manufacturing Practice (CGMP) określonymi przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, US FDA). Poza USA należy zapoznać się z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń medycznych.



PRZESTROGA W przypadku stosowania osłon barierowych należy zmieniać folię barierową po każdym pacjencie.



WAŻNE Zalecenia na temat czyszczenia i dezynfekcji chemicznej powierzchni dotyku i transferowej (w przypadku niemożności stosowania osłonki barierowej lub jej naruszenia) można znaleźć w dokumencie *Zalecenia dotyczące dezynfekcji urządzeń firmy A-dec* (nr części 85.0696.18) dołączonym do sprzętu. Ten dokument jest również dostępny pod adresem www.a-dec.com w sekcji Baza dokumentów.

Uzdatnianie wody w przewodach wodnych

Zalecenia dotyczące uzdatniania wody w unitach zawiera *Instrukcja obsługi systemu zamkniętego obiegu wody A-dec* (nr części 86.0609.18).

DODATEK: DANE TECHNICZNE I GWARANCJA



Parametry

Minimalne wymogi w zakresie doprowadzanego powietrza i wody oraz systemu próżniowego

Powietrze:	70,80 l/min (2,50 stopy sześć./min) przy 551 kPa (80 psi)
Woda:	5,68 l/min (1,50 galona/min) przy 276 kPa (40 psi)
System próżniowy:	339,84 l/min (12 stóp sześć./min) przy 27 kPa (8 cali słupa rtęci)

Średnica otworu końcówek ssaka (HVE) i ślinociągu

Otwór standardowego ssaka (HVE) A-dec:	11,05 ± 0,15 mm (0,435 ± 0,006 cala)
15-mm otwór ssaka A-dec (HVE):	14,8 mm (0,592 cala)
Otwór ślinociągu A-dec:	6,73 ± 0,15 mm (0,265 ± 0,006 cala)

Dane elektryczne, znaczenie symboli i inne wymogi prawne omówione są w dokumencie *Informacje o zgodności z przepisami i dane techniczne* (nr części 86.0221.18) dołączonym do sprzętu.



UWAGA Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia. W poszczególnych krajach obowiązujące wymagania mogą być różne. Więcej informacji można uzyskać od autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec.

Gwarancja

Informacje na temat gwarancji zostały podane w dokumencie *Informacja o zgodności z przepisami, dane techniczne oraz gwarancja* (nr części 86.0221.18) dostępnym pod adresem www.a-dec.com w sekcji Baza dokumentów.



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
USA

Tel.: 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie
Tel.: 1 503 538 7478 spoza USA i Kanady
Faks: 1 503 538 0276
www.a-dec.com

A-dec Australia

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tel.: 1.800.225.010 w Australii
Tel.: +61 (0)2 8332 4000 spoza Australii

A-dec Chiny

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, Chiny
Tel.: +1 503 538 7478

A-dec Wielka Brytania

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglia
Tel.: 0800 ADECUK (233285) w Wielkiej Brytanii
Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 spoza Wielkiej Brytanii

CE
1434

86.0605.18 wersja H
Copyright 2014 A-dec Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

A-dec 532/533

KONSOLETY



a|dec®

Copyright

© 2019 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma A-dec Inc. nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do tych materiałów, w tym między innymi żadnej dorozumianej gwarancji przydatności handlowej lub do jakiegokolwiek określonego celu. Firma A-dec Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy zawarte w tym dokumencie ani za szkody będące ich następstwem lub inne, związane z dostarczeniem, właściwościami bądź wykorzystaniem tych materiałów. Informacje zawarte w tej publikacji mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów związanych z tym dokumentem należy zgłosić je do nas na piśmie. Firma A-dec Inc. nie gwarantuje, że niniejszy dokument nie zawiera błędów.

Zabrania się kopiowania, powielania, zmieniania, przesyłania w jakiegokolwiek postaci, jakimikolwiek środkami elektronicznymi bądź mechanicznymi, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie, przechowywanie w jakimkolwiek systemie przechowywania i odtwarzania, jakiegokolwiek części tego dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy A-dec Inc.

Znaki towarowe i dodatkowe prawa własności intelektualnej

A-dec, logo A-dec, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC, Radius i reliablecreativesolutions są znakami towarowymi firmy A-dec Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 i EasyFlex są również znakami towarowymi firmy A-dec Inc. Zabrania się powielania, kopiowania i modyfikowania jakichkolwiek znaków towarowych oraz nazw handlowych zawartych w tym dokumencie w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

Niektóre symbole i ikony znajdujące się na panelu sterowania są własnością firmy A-dec Inc. Jakiegokolwiek użycie tych symboli lub ikon, w części lub w całości, bez pisemnej zgody firmy A-dec Inc. jest surowo zabronione.

Advanced Air jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Austria). Acteon, Satelec i SP Newtron są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Financiere Acteon SAS. Color Coding System jest również znakiem towarowym firmy Financiere Acteon SAS. Wszystkie inne znaki towarowe cytowane w niniejszej instrukcji należą do ich odpowiednich właścicieli.

Informacja o zgodności z przepisami i gwarancja

Informacja o zgodności z przepisami i gwarancja firmy A-dec, znajdują się w dokumencie *Informacja o zgodności z przepisami, specyfikacje i gwarancja* (numerczęści 86.0221.18), który jest dostępny w Centrum zasobów na stronie www.a-dec.com.


Serwis produktu

Z usług serwisowych można skorzystać za pośrednictwem lokalnego autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec. Aby uzyskać informacje dotyczące serwisu lub znaleźć autoryzowanego sprzedawcę, należy odwiedzić witrynę internetową www.a-dec.com lub skontaktować się z firmą A-dec pod numerem 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie lub 1 503 538 7478 na całym świecie.

Modele i wersje produktu ujęte w niniejszym dokumencie

Model	Wersja	Opis
532/533	B	Konsoleta

Spis treści



Funkcje/Tematy

- 1 Spis treści panelu sterowania 3
- 2 Włącznik unitu 4
- 3 Regulowany uchwyt 6
- 4 Sterownik nożny
pracą końcówek 7
- 5 Końcówka z chłodzeniem 22
- 6 Powietrze napędzające
końcówki 24
- 7 Butelka do zamkniętego
obiegu wody/Konserwacja
linii wodnych 28
- 8 Przepłukiwanie
przewodu końcówki 29
- 9 Zbiornik odprowadzania oleju 29
- Media 31
- Parametry 32

Spis treści dotyczących panelu sterowania Deluxe Plus



Ikona	Funkcja	Strona
a1	Urządzenie pomocnicze	8
	Blokada panelu sterowania	8
	Lampa główna	11
	Operator A/B	8
	Płukanie miski spluwaczki i napełnianie kubka	12
	Wł./wył. powietrza i wody chłodzącej	13
m1 – m4	Ustawienia zaprogramowane w pamięci urządzenia ...	14, 16
	Przyciski do ręcznego sterowania fotelem	9
	Zaprogramowane ustawienia fotela	10
	Tryb programu.....	10
	Tryb końcówki	15
	Przyciski zmniejszania/zwiększania/wybierania	15
	Silnik ruch do przodu/do tyłu	17

Uwaga: Symbole i ikony panelu sterowania stosowane na panelach sterowania są własnością firmy A-dec Inc.

Obsługa i regulacja

Włączanie/wyłączanie zasilania elektrycznego, zasilania w wodę i powietrze



UWAGA Firma A-dec zaleca przeprowadzanie dezynfekcji szokowej linii wodnych unitu dentystycznego przed pierwszym użyciem systemu. Więcej informacji – patrz „Konserwacja linii wodnych” na stronie 28.

Włącznik unitu

Użyć włącznika unitu, aby włączyć zasilanie elektryczne, zasilanie w wodę i powietrze. Jeżeli nie ma zasilania elektrycznego, należy sprawdzić czy wciśnięty jest przycisk zasilania. Ten przycisk musi być wciśnięty, aby włącznik unitu kontrolował zasilanie systemu.

Kiedy należy wyłączać zasilanie

Aby oszczędzać energię i obniżyć ryzyko wydostawania się powietrza, należy wyłączać zasilanie za pomocą włącznika unitu na koniec dnia pracy oraz podczas dłuższych przerw.

Funkcje bezpieczeństwa fotela




Fotele i unity dentystyczne firmy A-dec posiadają funkcje bezpieczeństwa (takie jak hamulec najazdowy), które służą do zatrzymywania fotela lub zapobiegają poruszaniu się fotela. Do zatrzymania lub zablokowania ruchu może dojść w następujących sytuacjach:

- Pod fotelem lub dołączonym modulem znajduje się przeszkoda.
- Wciśnięta jest pokrywa lub dźwignia sterownika nożnego.
- Kończówka nie jest prawidłowo założona na uchwyt.

Jeżeli fotel niespodziewanie zatrzyma się lub nie będzie poruszać

Należy sprawdzić, czy wystąpiła którakolwiek z sytuacji wymienionych powyżej, a następnie ją wyeliminować. Jeżeli przeszkoda blokuje ruchy fotela, należy użyć panelu sterowania lub przełącznika nożnego w celu uniesienia fotela, a następnie usunąć przeszkodę.

Obsługa dmuchawki nadającej się do autoklawowania



Aby zainstalować końcówkę dmuchawki A-dec, wepchnąć ją, aż do usłyszenia dwóch kliknięć. W celu uruchomienia strumienia powietrza/wody nacisnąć oba przyciski jednocześnie.



WAŻNE Szczegółowe informacje na temat korzystania z dmuchawki i konserwacji zawiera Instrukcja obsługi dmuchawek A-dec.

Ustawienie konsoli




UWAGA Konsoleta lub opcjonalna podstawa stolika utrzymuje obciążenie do 1,8 kg (4 funtów).

Regulowany uchwyt utrzymuje konsolę w miejscu i działa do momentu chwycenia uchwytu. Czujnik wykrywa chwyt i zwalnia blokadę. Aby ustawić unit:

1. Chwycić uchwyt.
2. Ustaw konsolę w wybranej pozycji.
3. Zwolnij uchwyt w celu ponownego włączenia hamulca.



Ustawienie uchwytu na końcówki



PRZESTROGA W celu regulacji uchwytu nie należy używać końcówki ani innego przyrządu przeznaczonego do leczenia, gdyż może doprowadzić to do uszkodzenia tego przyrządu.

W przypadku konsol Traditional 532 można niezależnie regulować wszystkie uchwyty na końcówki. Aby je wyregulować, użyj dłoni (lub dmuchawki A-dec jako dźwigni), aż do uzyskania odpowiedniego kąta.

Obsługa sterownika nożnego pracy końcówek



UWAGA W przypadku unitów z dźwignią sterownika nożnego pracą końcówek nie można aktywować ani dezaktywować chłodzenia wodnego z panelu sterowania.



UWAGA Technik może zmienić działanie dźwigni sterownika nożnego pracą końcówek z wodą/bez wody (tak aby przesunięcie dźwigni w lewo aktywowało pracę bez wody, a w prawo z wodą). Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy A-dec.

Aby aktywować końcówkę, należy wyjąć ją z uchwytu lub pociągnąć do przodu wysięgnik. Aby zapewnić właściwe działanie końcówki, należy używać sterownika nożnego pracą końcówek.

Kontrola	Obsługa	Czynność
Pokrywa sterownika nożnego pracą końcówek	Uruchomić końcówkę.	Nacisnąć pokrywę stopą. Nacisnąć do dołu w celu zwiększenia szybkości.
	Uruchomić końcówkę z lub bez chłodzenia wodnego.	Nacisnąć  na panelu sterowania, aby włączyć lub wyłączyć chłodzenie, lub obrócić przełącznik pracy z wodą/bez wody (działający jak trzypozycyjny przełącznik w połączeniu z panelem sterowania). Następnie nacisnąć pokrywę stopą.
	Uruchomić opcjonalne akcesoria/przedmuch na końcówkach.	Nacisnąć przycisk akcesoriów/przedmuchu na końcówkach.*
Dźwignia sterownika nożnego pracą końcówek	Użyć kamery wewnętrznostnej.	Nacisnąć pokrywę, aby przechwycić obraz.*
	Uruchomienie końcówki z wodą chłodzącą.	Przesunąć dźwignię w lewo. Przesuwać dalej, aby zwiększyć szybkość.
	Uruchomienie końcówki bez wody chłodzącej.	Przesunąć dźwignię w prawo. Przesuwać dalej, aby zwiększyć szybkość.
	Uruchomienie funkcji napędu lub przedmuchu na końcówkach.	Nacisnąć przełącznik akcesoriów/przedmuchu na końcówkach.*
	Użyć kamery wewnętrznostnej.	Przesunąć dźwignię w lewo lub w prawo, aby uzyskać obraz.*



* Aby uzyskać informacje na temat obsługi i konfiguracji zintegrowanych urządzeń klinicznych firmy A-dec, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy A-dec.

Obsługa blokady panelu sterowania, definiowanie ustawień operatora i sterowanie urządzeniami pomocniczymi



Ikona/Funkcja	Działanie/Opcje
 Blokada panelu sterowania	Naciśnij i przytrzymaj  , aby aktywować blokadę panelu sterowania, która pozwala na stosowanie ochrony z barierą i czyszczenie/dezynfekcję panelu sterowania bez nieumyślnej aktywacji komend. Niewielka lampka nad ikoną będzie migać, a panel sterowania będzie zablokowany przez 15 sekund.
 Operator A/B	Dostępne są dwa zestawy programowalnych ustawień (A i B). Aby wybrać ustawienia operatora naciśnij przycisk  . Aktualnie aktywne ustawienie operatora wskazuje litera A lub B w lewym dolnym rogu wyświetlacza panelu sterowania.
a1 Urządzenie pomocnicze wł./wył.	Jeżeli w skład unitu wchodzi moduł przekaźników A-dec i podłączone urządzenie, naciśnij przycisk a1 , aby włączyć lub wyłączyć to urządzenie. Lampka nad ikoną świeci się, gdy urządzenie jest włączone.
	UWAGA Jeżeli z konsolety korzysta dwóch operatorów, przed zmianą ustawień pamięci należy wybrać odpowiedni zestaw ustawień operatora (A lub B). Wybrany zestaw wskazuje litera A lub B w lewym dolnym rogu wyświetlacza panelu sterowania.

Ustawianie położenia fotela przy użyciu przycisków sterowania ręcznego



WAŻNE Panel sterowania A-dec i przełącznik sterownika nożnego kontrolują ruch fotela w taki sam sposób. Więcej informacji na temat funkcji przełącznika sterownika nożnego znajduje się w Instrukcji obsługi fotela.



OSTRZEŻENIE Przed użyciem przycisków ręcznego sterowania fotelem lub przycisków pozycji zaprogramowanych należy upewnić się, że pacjent znajduje się w pozycji bezpiecznej. Nigdy nie pozostawiać pacjenta bez nadzoru, gdy fotel znajduje się ruchu. W przypadku dzieci i osób o ograniczonej mobilności należy zawsze zachowywać szczególną ostrożność.


Aby w trakcie zaprogramowanego ruchu w dowolnej chwili zatrzymać fotel, należy nacisnąć dowolny przycisk ustawiania fotela na przełączniku sterownika nożnego lub panelu sterowania.




UWAGA W celu ustawienia maksymalnej wysokości fotela należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dealerem firmy A-dec.

Ikona/Funkcja	Działanie/Opcje
↑ Ruch siedziska w górę	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ↑, aby unieść siedzisko.
↓ Ruch siedziska w dół	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ↓, aby obniżyć siedzisko.
→ Ruch oparcia fotela w górę	Naciśnij i przytrzymaj przycisk →, aby unieść oparcie.
← Ruch oparcia fotela w dół	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ←, aby obniżyć oparcie.

Ustawianie położenia fotela przy użyciu przycisków programowanych



Standardowy panel sterowania



Ikona	Nazwa ustawienia programowanego	Ustawienie fabryczne
	Wejście/zejście	Ustawia fotel do wejścia lub zejścia pacjenta.
	Zabiegowa 1	Opuszcza siedzisko i oparcie fotela.
	Zabiegowa 2	Opuszcza, a następnie częściowo podnosi siedzisko.
	RTG/spluwaczkowa	Powoduje przemieszczenie fotela do pozycji RTG/spluwaczkowej. Drugie naciśnięcie powoduje przemieszczenie fotela do poprzedniej pozycji.

Naciśnij przycisk lub (również na standardowym panelu sterowania), aby ustawić fotel w zaprogramowanej pozycji. Ustawienia fabryczne zawiera tabela (lewy dolny róg).

Dostosowywanie zaprogramowanych pozycji fotela

Aby dostosować zaprogramowane pozycje fotela oraz :

1. Ustaw fotel zgodnie z wymaganiami.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu usłyszenia jednego sygnału dźwiękowego, co oznacza uruchomienie trybu programowania.
3. W ciągu pięciu sekund naciśnij przycisk zaprogramowanej pozycji fotela, którą chcesz zmienić (na przykład naciśnij). Trzy sygnały dźwiękowe oznaczają zapisanie nowego ustawienia do pamięci.


Dostosowywanie zaprogramowanej pozycji RTG/spluwaczkowej

Naciśnięcie przycisku ustawienia fabrycznego powoduje przesunięcie fotela i pacjenta do pozycji siedzącej w celu wykonania prześwietlenia lub uzyskania dostępu do spluwaczki. Po drugim naciśnięciu przycisku fotel powraca do poprzedniej pozycji.


Przycisk można ustawić jako przycisk dostosowanej zaprogramowanej pozycji fotela. Aby zmienić jego funkcję:

1. Jednocześnie naciśnąć przyciski i i przytrzymać przez trzy sekundy.
 - o Jeden sygnał dźwiękowy wskazuje, że dla przycisku został zapisane inne zaprogramowane ustawienie fotela.
 - o Trzy sygnały dźwiękowe stanowią potwierdzenie, że dla przycisku zapisano fabryczne ustawienie przycisku pozycji RTG/spluwaczkowej (który przełącza między pozycją RTG/spluwaczkową i poprzednią pozycją fotela).
2. W celu ustawienia dla przycisku innego zaprogramowanego ustawienia fotela oraz przypisania innej pozycji fotela należy postępować zgodnie z krokami opisanymi powyżej w sekcji „Dostosowywanie zaprogramowanych pozycji fotela”.

Obsługa lampy głównej



Standardowy panel sterowania



Włączanie/wyłączanie lampy głównej i zmiana natężenia oświetlenia

- Aby włączyć lampę główną, naciśnij przycisk .
- Aby zmienić natężenie oświetlenia, naciśnij przycisk . Kiedy lampa działa w trybie niepolimeryzującym i kompozytowym/niskim wskaźnik miga.
- Aby wyłączyć lampę, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk .

Funkcja automatycznego włączania/wyłączania lampy głównej

Po naciśnięciu przycisku (również na standardowym panelu sterowania) lampa włącza się automatycznie po zatrzymaniu silnika fotela. Lampa wyłącza się po naciśnięciu przycisku lub .

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk oraz .

- Jeden sygnał dźwiękowy potwierdza wyłączenie funkcji.
- Trzy sygnały dźwiękowe potwierdzają włączenie funkcji automatycznego włączania/wyłączania lampy głównej.



WAŻNE Więcej informacji na temat funkcji lampy głównej znajduje się w dokumencie Instrukcja obsługi lampy głównej.

Obsługa spluwaczki



Włączanie/wyłączanie napełniania kubka i płukania miski spluwaczki

Aby kontrolować funkcje napełniania kubka i płukania miski spluwaczki, użyj ikon na panelu sterowania (☒, ☒) lub przycisków na spluwaczce (☒, ☒, ☒).

Ikona/Funkcja	Działanie/Opcje
☒ (lub ☒) Napełnianie kubka	- Naciśnij raz, aby wybrać działanie przez określony czas. Fabrycznie jest on ustawiony na 2,5 sekundy. - Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać obsługę ręczną.
☒ (lub ☒, ☒) Płukanie miski spluwaczki	- Naciśnij raz, aby wybrać działanie przez określony czas. Ustawienie fabryczne to 30-sekundowy czas płukania. - Naciśnij dwukrotnie, aby włączyć tryb działania ciągłego. Naciśnij raz, aby zatrzymać przepływ wody. - Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać obsługę ręczną. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać przepływ wody.


Ustawianie parametrów czasowych napełniania kubka i płukania miski spluwaczki na panelu sterowania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ☒ do momentu usłyszenia jednego sygnału dźwiękowego, co oznacza uruchomienie trybu programowania.
- W ciągu pięciu sekund naciśnij i przytrzymaj przycisk ☒ lub ☒ przez żądany czas.
- Trzy sygnały dźwiękowe oznaczają zaprogramowanie nowego ustawienia w pamięci.

Ustawianie parametrów czasowych napełniania kubka i płukania miski na spluwaczce

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ☒ i ☒ pod wylewką do napełniania kubka do momentu usłyszenia jednego sygnału dźwiękowego, co oznacza uruchomienie trybu programowania.
- W ciągu pięciu sekund naciśnij i przytrzymaj przycisk ☒ lub ☒ przez żądany czas.
- Trzy sygnały dźwiękowe oznaczają zaprogramowanie nowego ustawienia w pamięci.

Obsługa podstawowych przycisków końcówki



Aktywacja powietrza chłodzącego i wody chłodzącej

Aby sprawdzić i zmienić podstawowe funkcje powietrza chłodzącego (Basic Air) dla panelu sterowania, należy unieść końcówkę z uchwyty lub odciągnąć wysięgnik do przodu. Na ekranie wyświetlacza pojawia się napis „Basic air” każdorazowo po wykryciu wysokich lub niskich obrotów standardowej napędzanej powietrzem końcówki.

Ikona/Funkcja	Działanie/Opcje
 Woda chłodząca Wł./Wyt.*	Naciśnij przycisk . W chwili włączenia wody chłodzącej po lewej stronie ekranu pojawi się ikona.
 Powietrze chłodzące Wł./Wyt.	Naciśnij przycisk . W chwili włączenia powietrza chłodzącego po lewej stronie ekranu pojawi się ikona.
+ lub Tryb Euro* Wł./Wyt.	Tryb Euro pozwala na włączenie lub wyłączenie funkcji wody i powietrza chłodzącego jednocześnie poprzez jedno naciśnięcie jednej z tych ikon. Naciśnij i przytrzymaj przycisk + i (lub i) przez trzy sekundy. Trzy sygnały dźwiękowe oznaczają włączenie trybu Euro. Jeden sygnał dźwiękowy potwierdza wyłączenie funkcji.



***UWAGA** Panel dotykowy nie kontroluje wody chłodzącej w unitach z dzwignią sterownika nożnego pracą końcówek. Po naciśnięciu przycisku na panelu sterowania na ekranie wyświetlacza pojawi się (lub zniknie) ikona – w zależności od tego, czy woda chłodząca jest włączona lub wyłączona w końcówce. Zamiast tego, należy używać dzwigni (ruch w lewo lub prawo) w celu sterowania pracy końcówką z wodą lub bez wody. Z tego powodu tryb Euro nie jest dostępny w unitach z dzwignią sterownika nożnego pracą końcówek.



Obsługa końcówek Advanced Air®



Ustawienia pamięci Advanced Air

Funkcja Advanced Air dodaje – obok podstawowych przycisków końcówek – ustawienia zaprogramowane w pamięci oraz ustawienia czułości końcówki, które pozwalają zachować maksymalną szybkość wiertła, a także ustawienia innych funkcji podobnych do silnika elektrycznego. Należy użyć sterownika nożnego pracy końcówek do modulacji szybkości wiertła od 60 000 obr./min do wybranej maksymalnej szybkości wiertła przestawionej na wyświetlaczu.

Domyślne ustawienia fabryczne obejmują następujące ustawienia zaprogramowane w pamięci:

Ustawienie zaprogramowane w pamięci	Maksymalna prędkość wiertła	Tryb końcówki	Powietrze chłodzące	Woda chłodząca
m1	60 000 obr./min	Moment obrotowy	Wł.	Wł.
m2	160 000 obr./min	Moment obrotowy	Wł.	Wł.
m3	240 000 obr./min	Moment obrotowy	Wł.	Wł.
m4	320 000 obr./min	Moment obrotowy	Wł.	Wł.



UWAGA Maksymalna szybkość wiertła w systemie Advanced Air wynosi 320 000 obr./min. Jednakże, wydajność końcówki może być zależna od wydajności sprężarki, różnic w przepływie powietrza unitu i konserwacji.



UWAGA Minimalna szybkość wiertła w systemie Advanced Air wynosi 60 000 obr./min. Jeśli w ustawieniach zaprogramowanych w pamięci maksymalna szybkość wiertła wynosi 60 000 obr./min, wówczas dźwignia sterownika nożnego pracą końcówek staje się przełącznikiem wł./wyl. końcówki.

Obsługa końcówek Advanced Air (ciąg dalszy)




Dostosowywanie ustawień zaprogramowanych w pamięci Advanced Air

W celu dostosowywania ustawień zaprogramowanych w pamięci Advanced Air należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Ikona/Funkcja	Działanie/Opcje
m1 – m4 Ustawienia zaprogramowane w pamięci urządzenia	Dla każdego operatora A/B dostępne są cztery ustawienia zaprogramowane w pamięci dla każdej końcówki. Aby zmienić ustawienie zaprogramowane: - Wyjmij końcówkę z uchwytu lub pociągnij wysięgnik do przodu. - Naciśnij przycisk — lub +, aby zmienić preferowaną maksymalną szybkość wiertła, naciśnij przycisk ♀ lub ♂, aby włączyć/wyłączyć wodę lub powietrze chłodzące, i naciśnij przycisk IIII w celu zmiany trybu końcówki. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk P do momentu usłyszenia jednego sygnału dźwiękowego, co oznacza uruchomienie trybu programowania. - Aby zapisać ustawienia w wybranym ustawieniu zaprogramowanym w pamięci, naciśnij przycisk m1, m2, m3, lub m4 w ciągu pięciu sekund. Trzy sygnały dźwiękowe oznaczają zaprogramowanie nowego ustawienia w pamięci.
 Tryb końcówki	Naciśnij przycisk IIII, aby zmienić tryb pracy końcówki: Tryb Advanced Air Torque — zapewnia natychmiastowy wysoki moment obrotowy (bezpośrednio po obciążeniu wiertła). Należy używać, gdy potrzebny jest wysokie tempo usuwania. Tryb Advanced Air Tactile — zapewnia wolniejsze narastanie momentu obrotowego, kiedy wiertło jest pod obciążeniem. Należy używać do kończenia procesów, gdy ważniejsze jest wyczuwanie reakcji dotykiem. Tryb Advanced Air Basic — zapewnia możliwość naśladowania pracy w trybie Basic Air. Eliminuje ustawienia zaprogramowane i wyłącza kontrolę szybkości za pomocą panelu sterowania. Pozwala również na użycie końcówek innych niż Advanced Air.

Obsługa funkcji elektrycznej końcówki



Zapisane w pamięci ustawienia dla trybu standardowego

Aby aktywować elektryczną końcówkę, należy wyjąć ją z uchwytu lub pociągnąć do przodu wysięgnik. Na ekranie panelu sterowania pojawią się poprzednio używane ustawienia końcówki. Należy użyć ustawień zaprogramowanych w pamięci w celu kontroli szybkości silnika i powietrza/wody chłodzącej. Tryb standardowy zapewnia cztery ustawienia fabryczne z następującymi wartościami:

Ustawienie zaprogramowane w pamięci	Maksymalna prędkość obrotowa silnika	Powietrze chłodzące	Woda chłodząca
m1	2000 obr./min	Wł.	Wł.
m2	10 000 obr./min	Wł.	Wł.
m3	20 000 obr./min	Wł.	Wł.
m4	40 000 obr./min	Wł.	Wł.

Dostosowywanie ustawień zaprogramowanych w pamięci dla trybu standardowego

Ustawienia zaprogramowane w pamięci można skonfigurować z wartościami wybranymi samodzielnie. W trybie standardowym dla każdego operatora A/B dostępne są cztery ustawienia zaprogramowane w pamięci dla każdej końcówki. Tryb endodoncji udostępnia cztery dodatkowe ustawienia na końcówkę dla każdego operatora A/B.

Aby zmienić ustawienie zaprogramowane:

1. Naciśnij przycisk lub , aby zmienić preferowaną maksymalną prędkość obrotową silnika.
2. Naciśnij przycisk i , aby włączyć/wyłączyć wodę lub powietrze chłodzące.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu usłyszenia jednego sygnału dźwiękowego, co oznacza uruchomienie trybu programowania.
4. Aby zapisać ustawienia w wybranym ustawieniu zaprogramowanym w pamięci, naciśnij przycisk m1, m2, m3, lub m4 w ciągu pięciu sekund. Trzy sygnały dźwiękowe oznaczają zaprogramowanie nowego ustawienia w pamięci.

Obsługa funkcji elektrycznej końcówki (ciąg dalszy)



Zmiana kierunku obrotów silnika

Naciśnij przycisk , aby zmienić kierunek obrotów silnika. W trybie ruchu do tyłu ikona na ekranie ciągle miga. Tryb do przodu/do tyłu nie może być zapisany jako część ustawień trybu standardowego. Po odłożeniu końcówki do uchwytu lub wyłączeniu unitu następuje przywrócenie kierunku ruchu do przodu.



UWAGA Kierunek ruchu do przodu i do tyłu można także łatwo przełączać sterownikiem nożnym pracą końcówek. Po zatrzymaniu silnika naciśnij przycisk pomocniczy/przedmuchu na końcówkach, aby zmienić kierunek. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 7.

Obsługa funkcji elektrycznej końcówki (ciąg dalszy)



Dostosowywanie ustawień zapisanych w pamięci trybu endodoncji (Endo)

W trybie endodoncji istnieje możliwość zmiany kilku ustawień w zależności od rodzaju pilnika i wymaganego sposobu pracy końcówki. Ikony na ekranie panelu sterowania odzwierciedlają ustawienia.




UWAGA Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ograniczeń szybkości i momentu obrotowego dla konkretnego pilnika, należy skontaktować się z jego producentem.

Aby zaprogramować ustawienia trybu endodoncji:

1. Wyjmij końcówkę z uchwytu lub pociągnij wysięgnik do przodu.
2. Jeśli na ekranie panelu sterowania nie jest wyświetlany tryb endodoncji, należy nacisnąć przycisk .
3. Aby zmienić ustawienia w trybie endodoncji, należy nacisnąć przycisk — lub +. Na ekranie panelu sterowania zostanie wyświetlony biały symbol ruchu do tyłu.
4. Naciśnij przycisk ↑, ↓, ←, lub →, aby przechodzić od ustawienia do ustawienia na ekranie panelu sterowania.
5. Za pomocą przycisku — lub + zmień ustawienie zgodnie z wymaganiami.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  do momentu usłyszenia jednego sygnału dźwiękowego, co oznacza uruchomienie trybu programowania.
7. Aby zapisać ustawienia w wybranym ustawieniu zaprogramowanym w pamięci, naciśnij przycisk m1, m2, m3, lub m4 w ciągu pięciu sekund. Trzy sygnały dźwiękowe oznaczają zaprogramowanie nowego ustawienia w pamięci.

Szczegółowe informacje na temat tych ustawień, zawiera sekcja „Dodatkowe informacje na temat ustawień trybu endodoncji” na stronie 19.

Obsługa funkcji elektrycznej końcówki (ciąg dalszy)




UWAGA Ustawienia pilnika do endodoncji muszą być ustawione zgodnie z parametrami producenta pilnika. Ograniczenia szybkości pilnika, ograniczenia momentu obrotowego, obsługiwane przełożenia i obsługiwane tryby automatyczne powinny być podane w Instrukcji obsługi pilnika do endodoncji. Niewłaściwe ustawienia mogą doprowadzić do urazu pacjenta. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z producentem pilnika.

***UWAGA** Jeżeli pilnik do endodoncji zaklinuje się, cykl automatyczny do przodu zostaje powtórzony trzykrotnie przed zatrzymaniem silnika.

Dodatkowe informacje na temat ustawień trybu endodoncji		
Ikona	Ustawienie	Opis
	Szybkość	Ustawienie ograniczenia szybkości pilnika. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z producentem pilnika.
	Moment obrotowy	Nastawa ograniczenia momentu obrotowego pilnika. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z producentem pilnika.
	Jednostki momentu obrotowego	Powoduje przełączanie między niutonocentymetrami (N·cm) i gramocentymetrami (g·cm). Zmiana tego ustawienia dotyczy wszystkich ustawień zaprogramowanych w pamięci endodoncji. <i>Uwaga: 1 N·cm = 102 g·cm.</i>
	Przełożenie	Wskazuje przełożenie dla końcówki lub model końcówki. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z producentem końcówki.
	Sygnał dźwiękowy	Kiedy to ustawienie jest aktywne, sygnał dźwiękowy ostrzega o zbliżaniu się do limitu momentu obrotowego, a podwójny sygnał dźwiękowy informuje o automatycznej zmianie kierunku pilnika. Zmiana tego ustawienia dotyczy wszystkich ustawień zaprogramowanych w pamięci endodoncji.
	Źródło światła dla końcówki	Wskazuje czy źródło światła końcówki działa w trybie endodoncji.
	Tryby automatyczne	Wskaźnik trybu automatycznego znajduje się we wskaźniku ruchu do przodu/do tyłu. Zmiana tego ustawienia dotyczy wszystkich ustawień zaprogramowanych w pamięci endodoncji.
	Automatyczne zatrzymanie	Po osiągnięciu przez pilnik ograniczenia momentu obrotowego mikrosilnik zostaje wyłączony.
	Automatyczny ruch wstecz	Gdy pilnik osiąga graniczny moment obrotowy, następuje zatrzymanie silnika i uruchomienie w przeciwnym kierunku do momentu zwolnienia sterownika nożnego pracy końcówek.
	Automatyczny ruch w przód*	Po osiągnięciu przez pilnik granicznego momentu obrotowego silnik zostaje zatrzymany, następują 3 obroty do tyłu, a następnie ponowna zmiana kierunku na ruch do przodu.

Obsługa funkcji skalera



***UWAGA** Ustawienia koloru końcówki są zgodne wyłącznie z systemem Acteon Color Coding System™ i końcówkami Newtron®. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego autoryzowanego dealera firmy A-dec.



UWAGA Sterownik nożny pracą końcówek A-dec zapewnia możliwość zmiany parametrów wyjściowych pracy skalera aż do maksymalnego ograniczenia mocy na wyświetlaczu. Większość urządzeń ustawianych na blacie roboczym jest obsługiwanych w różny sposób i korzysta z przełącznika wł./wył.

Ustawienia zaprogramowane w pamięci urządzenia ultradźwiękowego

W celu aktywowania końcówki należy zdjąć ją z uchwytu. Poprzednie ustawienia użyte do pozycji tej końcówki pojawiają się na ekranie wyświetlacza. Tryb standardowy zapewnia cztery ustawienia fabryczne z następującymi wartościami:


Ustawienie zaprogramowane w pamięci	Ograniczenie maksymalnej mocy/ Kolor końcówki Acteon*	Woda chłodząca
m1	25%/Zielony	Wł.
m2	50%/Żółty	Wł.
m3	75%/Niebieski	Wł.
m4	100%/Pomarańczowy	Wł.

Dostosowywanie ustawień zaprogramowanych w pamięci dla urządzenia ultradźwiękowego

Aby dostosować zaprogramowane ustawienie urządzenia ultradźwiękowego:

1. Wyjmij urządzenie z uchwytu lub pociągnij wysięgnik do przodu.
2. Naciśnij przycisk — lub +, aby zmienić procent ograniczenia mocy. W przypadku urządzeń ultradźwiękowych Acteon kolor końcówki zmienia się automatycznie wraz ze zmianami ograniczenia mocy.
3. Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć wodę chłodzącą.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk P do momentu usłyszenia jednego sygnału dźwiękowego, co oznacza uruchomienie trybu programowania.
5. Aby zapisać ustawienia w wybranym ustawieniu zaprogramowanym w pamięci, naciśnij przycisk m1, m2, m3, lub m4 w ciągu pięciu sekund. Trzy sygnały dźwiękowe oznaczają zaprogramowanie nowego ustawienia w pamięci.

Komunikaty pomocy panelu sterowania



Advanced Air
handpiece not
detected. Only basic
air operation is
available.

Press any button.

Wyświetlanie komunikatów pomocy na panelu sterowania w przypadku wyłączonych działań i innych błędów. Gdy zostanie wyświetlony komunikat pomocy, wymagane jest zapisanie tego komunikatu i działania, w trakcie którego został wyświetlony (na wypadek gdyby potrzebna była obsługa serwisowa).


Szczegółowe informacje na temat komunikatów pomocy znajdują się w dokumencie (nr części 86.0221.18) *Informacja o zgodności z przepisami, dane techniczne i gwarancja* dostępnym w Centrum zasobów pod adresem www.a-dec.com.

Inne ustawienia akcesoriów i końcówek

Skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy A-dec, aby zmienić ustawienia akcesoriów i końcówek, jeśli ma to zastosowanie:

- **Auto-Off Delay** (Opóźnienie automatycznego wyłączenia) – określa, jak długo oświetlenie wewnętrzne pozostanie włączone po zwolnieniu sterownika nożnego pracy końcówek. Domyślna wartość to 5 sekund.
- **On When Selected** (Włączone po wyborze) – określa, czy oświetlenie końcówki zostaje włączone (do momentu naciśnięcia sterownika nożnego pracą końcówek) po wyjęciu końcówki z uchwytu, czy nie.
- **On in Endo** (Włączone w trybie endodoncji) – określa, czy oświetlenie końcówki zostaje włączone, czy wyłączone po wyborze trybu endodoncji. Domyślnie jest wyłączone.
- **Voltage Adjustment** (Regulacja napięcia) – umożliwia dostosowanie napięcia wyjściowego oświetlenia wewnętrznego dla każdej pozycji końcówki. Domyślnie ustawienie to wynosi 3,2 V DC.

Regulacja strumienia chłodzącego końcówki



PRZESTROGA Wykonując tę procedurę, nie odcinać całkowicie przepływu wody ani powietrza. Pokręta regulacyjne nie są przeznaczone do całkowitego odcięcia przepływu, a w razie zastosowania nadmiernej siły blok sterowania końcówkami może ulec uszkodzeniu.


Pokręto powietrza chłodzącego na konsoli umożliwia jednocześnie regulację przepływu powietrza do wszystkich pozycji końcówek. Natomiast każde pokręto wody chłodzącej umożliwia regulację przepływu wody do pojedynczej pozycji końcówki.

Aby wyregulować wymaganą atomizację medium chłodzącego końcówkę, należy wykonać następujące czynności:

1. Należy upewnić się czy wiertło jest włożone do każdej końcówki, która będzie regulowana.
2. Wyjmij końcówkę z uchwytu lub pociągnij wysięgnik do przodu.
3. Naciśnij przycisk  na panelu sterowania, aby wyłączyć powietrze chłodzące.
4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - W unitach ze sterownikiem nożnym pracy końcówek: użyj panelu sterowania lub przełącznika pracy z wodą/bez wody, aby włączyć wodę chłodzącą, a następnie naciśnij pokrywę całkowicie do dołu.
 - W unitach z dźwignią sterownika nożnego pracą końcówek: przesun dźwignię całkowicie do lewej, aby przepłukać końcówkę wodą na pełnej szybkości.
5. Delikatnie obróć pokręto regulacyjne wody chłodzącej (odpowiedniej końcówki) w prawo aż do zatrzymania przepływu medium chłodzącego. Następnie powoli obróć pokręto regulacyjne wody chłodzącej w lewo, aż krople wody będą wydostawać się z każdego otworu z wodą na głowicy końcówki.
6. Zwolnij sterownik nożny pracą końcówek i odłóż końcówkę do uchwytu.
7. Powtórz kroki od 2 do 6 dla każdej końcówki.

Ciąg dalszy od kroku 8 na stronie 23.

Regulacja strumienia chłodzącego końcówki (ciąg dalszy)



8. Unieś końcówkę nad uchwyt lub odciągnij do przodu wysięgnik i naciśnij przycisk  na panelu sterowania, aby włączyć powietrze chłodzące.
9. Naciśnij do końca sterownik nożny pracą końcówkę.
10. Znajdź pokrętło regulacji dopływu powietrza chłodzącego. Wyreguluj powietrze chłodzące aż do uzyskania wymaganej atomizacji medium chłodzącego na powierzchni tnącej wiertła. Obrót w lewo zwiększa przepływ.




PRZESTROGA Po osiągnięciu maksymalnego przepływu powietrza chłodzącego należy przestać przekręcać pokrętło w tym kierunku. Pokrętło może się wysunąć z bloku sterowania końcówkami.

11. Użyj pokrętła regulacji dopływu wody chłodzącej, zgodnie z zapotrzebowaniem, aby dokonać jakichkolwiek dodatkowych dokładnych regulacji wody chłodzącej na wyjściu.
12. Powtórz kroki od 8 do 11 dla każdej końcówki.



Regulacja ciśnienia powietrza napędzającego końcówkę



PRZESTROGA Przekraczanie parametrów ciśnienia powietrza napędzającego zalecanych przez producenta zwiększa ryzyko uszkodzenia i może znacznie skrócić trwałość elementów końcówki. Informacje dotyczące prawidłowego ciśnienia powietrza napędzającego znajdują się w instrukcjach użycia dostarczonych przez producenta końcówki.





UWAGA Ciśnienie powietrza napędzającego może różnić się w unicie i wynosić o ponad 34 kPa (0,34 bara) mniej na końcówce niż wskazuje panel sterowania. Aby osiągnąć jak najdokładniejszy pomiar powietrza napędzającego, należy użyć miernika ciśnienia końcówki dołączonego do przewodu końcówki. Aby zamówić miernik lub uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dealerem firmy A-dec.



WSKAZÓWKA Podczas wyjmowania końcówki lub pociągnięcia wysięgnika do przodu niebieskie światło wokół pokrętła regulacji wody chłodzącej wskazuje aktywną końcówkę. Skorzystaj z tego światła, aby zlokalizować odpowiedni trzonek regulacyjny powietrza napędzającego pod konsoletą.


Regulacja ciśnienia powietrza napędzającego końcówki (ciąg dalszy)



W celu odczytu ciśnienia końcówka musi być podłączona do przewodu.

Dla unitów z **pokrywą sterownika nożnego pracą końcówek:**

1. Wyjmij końcówkę z uchwytu lub pociągnij wysięgnik do przodu.
2. Użyj panelu sterowania lub przełącznika pracy z wodą/bez wody, aby wyłączyć wodę chłodzącą.
3. Naciśnij jednocześnie przycisk — i +, aby wyświetlić ciśnienie powietrza napędzającego na panelu sterowania.
4. Pod konsoletą odszukaj odpowiedni trzonek regulacyjny ciśnienia powietrza napędzającego dla odpowiedniej aktywnej końcówki.
5. Naciśnij do końca sterownik nożny pracą końcówek, aby uruchomić końcówkę i wyreguluj ciśnienie powietrza napędzającego w celu spełnienia specyfikacji producenta.




Dla unitów z **dźwignią sterownika nożnego pracą końcówek:**

1. Wyjmij końcówkę z uchwytu lub pociągnij wysięgnik do przodu.
2. Naciśnij jednocześnie przycisk — i +, aby wyświetlić ciśnienie powietrza napędzającego na panelu sterowania.
3. Pod konsoletą odszukaj odpowiedni trzonek regulacyjny ciśnienia powietrza napędzającego dla odpowiedniej aktywnej końcówki.
4. Przesuń dźwignię sterownika nożnego pracą końcówek całkowicie do prawej, aby uruchomić końcówkę na pełnej szybkości bez wody.
5. Wyreguluj ciśnienie powietrza napędzającego zgodnie z danymi technicznymi producenta.



Poziomowanie konsoli lekarza




Jeżeli unit jest pochylony do przodu, do tyłu lub na boki, należy wypoziomować konsolę lekarza.


1. Umieść konsolę w pozycji normalnego użytkownika, a następnie podnieś fotel.
2. Umieść poziomicę na wierzchu unitu.
3. Za pomocą klucza sześciokątnego 3/16 cala poluzuj śruby mocujące, aby móc poruszać konsolą lekarza.
4. Wypoziomuj konsolę lekarza w kierunku na boki, do przodu i do tyłu.
5. Dokręć śrubę nastawną.

Regulacja oporu mocowania obrotu podstawy stolika

Jeżeli mocowanie podstawy stolika stawia zbyt duży lub zbyt mały opór podczas poruszania, należy wyregulować zacisk przy użyciu klucza sześciokątnego 7/32 cala. Aby ułatwić regulację górnej podstawy stolika, należy przytrzymać drążek podczas regulacji śruby oporu. Obrót w prawo zwiększa opór.




Górny uchwyt podstawy stolika



Dolny uchwyt podstawy stolika (Wyłącznie konsolety Continental®)

Czyszczenie i konserwacja

Osłony barierowe



UWAGA Informacje dotyczące prawidłowego użycia i utylizacji osłon barierowych znajdują się w instrukcjach dostarczonych przez producenta osłon barierowych.

Firma A-dec zaleca stosowanie osłon barierowych na wszystkich używanych powierzchniach dotyku i transferowych. Powierzchnie dotykowe to obszary mające styczność z dłońmi i mogące stać się punktami zakażenia krzyżowego podczas zabiegów dentystycznych. Powierzchnie transferowe to obszary, które wchodzą w kontakt z instrumentami i innymi przedmiotami.

Osłony barierowe w USA muszą być produkowane zgodnie z zasadami bieżącej dobrej praktyki wytwarzania (ang. Current Good Manufacturing Practice, CGMP) określonymi przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, USFDA). Poza USA należy zapoznać się z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń medycznych.



WAŻNE Zalecenia dotyczące czyszczenia i dezynfekcji chemicznej powierzchni dotykanych i transferowych (w przypadku niemożności stosowania ochrony barierowej lub naruszenia bariery) można znaleźć w dokumencie *Zalecenia dotyczące dezynfekcji urządzeń firmy A-dec* (nr części 85.0696.18).

Konserwacja linii wodnych



Firma A-dec zaleca przeprowadzanie dezynfekcji szokowej linii wodnych unitu dentystycznego przed pierwszym użyciem systemu.


W przypadku bieżącej konserwacji linii wodnej, firma A-dec zaleca protokół trzyczęściowy: ciągle stosowanie tabletek do uzdatniania wody A-dec ICX®, regularne monitorowanie wody unitu dentystycznego i dezynfekcja szokowa.



WAŻNE Pełne szczegóły utrzymywania dobrej jakości wody w unicie zawiera instrukcja użycia dostarczona z tabletkami ICX oraz zamkniętą butelką na wodę:

A-dec ICX nr części 86.0613.00
 System zamkniętego obiegu wody A-dec nr części 86.0609.18
 Zalecenia konserwacji linii wodnych nr części 85.0983.18

Przepłukiwanie przewodu końcówki




Przycisk przepłukiwania służy do przepuszczenia dużej objętości wody przez przewód końcówki. Aby przepłukać przewody:

1. Odłączyć końcówki.
2. Przytrzymaj nad zlewem, spluwaczką lub umywalką wszystkie przewody końcówek, w których jest stosowana woda chłodząca.
3. Obróć przełącznik przepłukiwania skierowany w górę i trzymaj przez 20–30 sekund.



UWAGA Przepłucz wszystkie przewody końcówki (linie powietrzne i wodne) zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeżeli przepisy nie istnieją, płucz przewody przez minimum 20–30 sekund przed rozpoczęciem pracy i po wizycie każdego pacjenta.

Konserwacja zbiornika odprowadzania oleju



Zbiornik odprowadzania oleju konsolety wymaga obsługi raz w tygodniu w przypadku przeciętnie intensywnego użytkowania, a w przypadku bardziej intensywnego użytkowania – częściej. Aby przeprowadzić czynności konserwacyjne:

1. Aby odblokować przekręć klucz osłony zbiornika odprowadzania oleju w lewo, następnie wysuń obudowę z konsolety lekarza.



PRZESTROGA Należy uważać, aby nie chwycić uchwyty konsolety podczas wyciągania obudowy zbiornika odprowadzania oleju. Aktywacja regulowanego uchwytu spowoduje wysunięcie gazika.


2. Wyrzuć i wysuń stary gazik (użyj dwóch płatków 51 mm x 51 mm (2 cale x 2 cale) złożonych na pół).



UWAGA Nie należy wymieniać gazika w prawym rogu zbiornika odprowadzania oleju. Jest to tłumik hamulca, który rzadko kiedy wymaga wymiany. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego autoryzowanego dealera firmy A-dec.

3. Aby zablokować ponownie umieść osłonę i obróć klucz w lewo.

Żarówka przewodu światłowodowego




WAŻNE Informacje na temat wymiany żarówki w końcówce lub szybkozłączce zawiera instrukcja obsługi dostarczona wraz z końcówką.

Aby wymienić żarówkę w światłowodowym, 5-otworowym przewodzie silikonowym lub winylowym:

1. Odłączyć końcówkę i szybki łącznik od przewodu.
2. Wyciągnąć metalową nakrętkę końcówki.
3. Wsunąć z powrotem metalową część zacisku końcówki (dotyczy wyłącznie przewodu silikonowego).
4. Wymienić żarówkę.
5. Włożyć z powrotem metalową część złącza w część plastikową (tylko rękawy silikonowe).
6. Ostrożnie nasunąć nakrętkę końcówki z powrotem na zacisk.

Dostęp do mediów



PRZESTROGA Podczas zdejmowania i zakładania pokrywy należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić okablowania ani przewodów. Po założeniu osłony należy sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowana.

Przyłącza mediów konsoly znajdują w dopasowanej skrzynce przyłączeniowej pod fotelem i zazwyczaj obejmują gniazdo elektryczne, jak również złącza do powietrza, wody i zawory odprowadzające. Aby mieć do nich dostęp, należy podnieść i zdjąć pokrywę skrzynki przyłączeniowej. Informacje o konserwacji można uzyskać od lokalnego autoryzowanego dealera firmy A-dec.

Parametry



Obciążenie akcesoriów unitu

Maksymalna zdolność obciążeniowa akcesoriów: 1,8 kg (4 funty)
(dodatkowo obok zintegrowanych akcesoriów)



WAŻNE Specyfikacje elektryczne, identyfikację symboli oraz inne informacje wymagane przepisami można znaleźć w dokumencie *Informacja o zgodności z przepisami, dane techniczne oraz gwarancja* (nr części 86.0221.18) dostępnym w Centrum zasobów pod adresem www.a-dec.com.



UWAGA Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia. Wymagania mogą być różne w zależności od lokalizacji. Więcej informacji można uzyskać od autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec.



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Stany Zjednoczone
Tel.: 1 800 547 1883 na terenie USA/Kanady
Tel.: +1 503 538 7478 poza USA/Kanadą
Faks: 1 503 538 0276
www.a-dec.com

A-dec Australia

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tel.: 1 800 225 010 w Australii
Tel.: +61 (0) 2 8332 4000 spoza Australii

A-dec Chiny

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311100, Zhejiang, Chiny
Tel.: 400 600 5434 na terenie Chin
Tel.: 86 571 89026088 spoza Chin

A-dec Wielka Brytania

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglia
Tel.: 0800 ADEC UK (2332 85) (na obszarze Wlk. Bryt.)
Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 spoza Wlk. Bryt.



INSTRUKCJA
OBSŁUGI

A-dec 500 LED

LAMPA GŁÓWNA



a-dec

Prawo autorskie

© 2020 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma A-dec Inc. nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do tych materiałów, w tym między innymi żadnej dorozumianej gwarancji przydatności handlowej lub do jakiegokolwiek określonego celu. Firma A-dec Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy zawarte w tym dokumencie ani za szkody będące ich następstwem lub inne, związane z dostarczeniem, właściwościami bądź wykorzystaniem tych materiałów. Informacje zawarte w tej publikacji mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów związanych z tym dokumentem należy zgłosić je do nas na piśmie. Firma A-dec Inc. nie gwarantuje, że niniejszy dokument nie zawiera błędów.

Zabrania się kopiowania, powielania, zmieniania, przesyłania w jakiegokolwiek postaci, jakimikolwiek środkami elektronicznymi bądź mechanicznymi, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie, przechowywanie w jakimkolwiek systemie przechowywania i odtwarzania, jakiegokolwiek części tego dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy A-dec Inc.

Znaki towarowe i dodatkowe prawa własności intelektualnej

A-dec, A-dec logo, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC, Radius i reliablecreativesolutions są znakami towarowymi firmy A-dec Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 i EasyFlex są również znakami towarowymi firmy A-dec Inc. Zabrania się powielania i kopiowania znaków towarowych oraz nazw handlowych zawartych w tym dokumencie, a także wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

Niektóre symbole i ikony znajdujące się na panelu sterowania są własnością firmy A-dec Inc. Jakiegokolwiek użycie tych symboli lub ikon, w części lub w całości, bez pisemnej zgody firmy A-dec Inc. jest surowo zabronione.

Medicom and SafeShield są zastrzeżonymi i nie zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy A. R. Medicom Inc.

Informacja o zgodności z przepisami i gwarancja

Informacja o zgodności z przepisami i gwarancja firmy A-dec, znajdują się w dokumencie *Informacja o zgodności z przepisami, specyfikacje i gwarancja* (nr części 86.0221.18), który jest dostępny w Centrum zasobów na stronie www.a-dec.com.

Serwis produktu

Z usług serwisowych można skorzystać za pośrednictwem lokalnego autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec. Aby uzyskać informacje dotyczące serwisu lub znaleźć autoryzowanego sprzedawcę, należy odwiedzić witrynę internetową www.a-dec.com lub skontaktować się z firmą A-dec pod numerem 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie lub 1 503 538 7478 na całym świecie.

Modele i wersje produktu ujęte w niniejszym dokumencie

Model	Wersja	Opis
570L	A	Zamiennik głowicy lampy
571L	A	Mocowana po stronie asysty
572L	A	Mocowana na ramieniu Radius®
573L	A	Mocowana na drążku
574L	A	Mocowana do szafki
575L	A	Mocowana do ściany
576L	A	Mocowana sufitowo
577L	A	Lampa podsufitowa jezdna na szynie
578L	A	Mocowana do symulatora i ławki


Spis treści



Obsługa i regulacja	2
Czyszczenie i konserwacja	6
Parametry	9

Obsługa i regulacja

Obsługa lampy głównej z ręcznym sterowaniem




Aby obsługiwać lampę główną można używać przycisków znajdujących się na lampie lub na panelu sterowania A-dec.

Przycisk zasilania


Aby włączyć lub wyłączyć lampę należy nacisnąć przycisk zasilania znajdujący na spodzie obudowy przełącznika. Aby wyeliminować potencjalną powierzchnię dotykową lub transferową, należy użyć zewnętrznej strony dłoni. Jeżeli lampa się nie włączy, należy sprawdzić, czy jest włączone zasilanie konsoli lub fotela.

Przycisk trybu pracy

Przyciskiem trybu pracy można wybierać spośród czterech trybów natężenia: niskiego, średniego, wysokiego i niepolimeryzującego. O wybranym trybie informuje podświetlony wskaźnik. Lampa główna pozostaje w wybranym trybie aż do wyłączenia całego systemu. Po ponownym włączeniu ustawiany jest tryb średniego natężenia.



Obsługa lampy głównej z panelem sterowania



Włączanie/wyłączanie lampy głównej i zmiana natężenia oświetlenia

Na panelu sterowania:

- Naciśnij przycisk , aby włączyć lampę.
- Wielokrotnie naciśnij i zwolnij przycisk , aby przełączać pomiędzy trybami natężenia oświetlenia. Kiedy lampa działa w trybie niepolimeryzującym wskaźnik miga.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyłączyć lampę.

Funkcja automatycznego włączania/wyłączania lampy głównej

Po naciśnięciu przycisku  lub  na panelu sterowania, lampa włącza się po zatrzymaniu silnika fotela. Lampa wyłącza się po naciśnięciu przycisku  lub .

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk  i , aby włączyć lub wyłączyć funkcje automatycznego włączania/wyłączenia.

- **Jeden sygnał dźwiękowy** potwierdza wyłączenie funkcji.
- **Trzy sygnały dźwiękowe** potwierdzają włączenie funkcji.



WAŻNE Standardowy panel sterowania. Dla innych paneli sterowania, patrz Instrukcja obsługi konsoli.

Uwaga: Symbole stosowane na panelach sterowania są zastrzeżone dla firmy A-dec Inc.

Funkcje oświetlenia




Tryb niepolimeryzujący

Tryb niepolimeryzujący lampy głównej A-dec LED zapewnia wydajne oświetlenie jednocześnie zapobiegając przedwczesnemu utwardzaniu kompozytów, uszczelniaczy i klejów światłoutwardzalnych. W tym trybie stosowane jest światło o średnim poziomie intensywności oraz niereaktywnej długości fali.

Zakres ogniskowej

Lampa główna jest wyposażona w stały zakres ogniskowej, który zapewnia optymalne oświetlenie w odległości 400–750 mm (16–30 cali) od jamy ustnej. Zakres ogniskowej jest stały i nie można go regulować.

Zakres ruchu



Trzy osie obrotu umożliwiają szeroki zakres ruchu. Dzięki temu można ustawić lampę tak, aby wyraźnie oświetlała powierzchnie zębów, nie przeszkadzając w działaniu innych urządzeń oraz pracy personelu.

Regulacja pochylenia w przód




W przypadku nadmiernego ruchu lub oporu przy pochylaniu głowicy lampy w przód należy wyregulować docisk śruby ustalającej. Śrubę należy przekręcić kluczem sześciokątnym 7/64 cala w prawo, aby zwiększyć docisk, lub w lewo, aby zmniejszyć docisk.



UWAGA Inne regulacje oporu wymagają demontażu określonych komponentów. W razie konieczności dodatkowej regulacji lampy należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy A-dec.


Położenie wyłącznika automatycznego

Wyłącznik automatyczny przerywa przepływ prądu elektrycznego w razie wystąpienia nietypowych warunków pracy. W razie uruchomienia wyłącznika automatycznego można go wyzerować przez wciśnięcie przycisku wyłącznika automatycznego na bloku zasilania. Blok zasilania znajduje się za obszarem przyłączy mediów fotela dentystycznego (położenie bezpiecznika automatycznego wskazano w poniższej tabeli). W przypadku autonomicznych lamp LED firmy A-dec należy użyć bezpiecznika automatycznego w gabinecie.

Model fotela	Położenie bloku zasilania	Położenie przycisku bezpiecznika automatycznego (CB)
Fotel A-dec 511	Miejsce pompy silnika fotela	
Fotel A-dec 311 i A-dec 411	Miejsce pompy silnika fotela	
A-dec 200, Cascade®, Decade®, Performer®, i wczesny model foteli A-dec	Skrzynka przyłączeniowa mediów	

Czyszczenie i konserwacja

Osłony barierowe



UWAGA Informacje dotyczące prawidłowego użycia i utylizacji osłon barierowych znajdują się w instrukcjach dostarczonych przez producenta osłon barierowych.


Firma A-dec zaleca stosowanie osłon barierowych na wszystkich używanych powierzchniach dotyku i transferowych. Powierzchnie dotykowe to obszary mające styczność z dłońmi i mogące stać się punktami zakażenia krzyżowego podczas zabiegów dentystycznych. Powierzchnie transferowe to obszary, które wchodzi w kontakt z instrumentami i innymi przedmiotami.

Osłony barierowe w USA muszą być produkowane zgodnie z zasadami bieżącej dobrej praktyki wytwarzania (ang. Current Good Manufacturing Practice, CGMP) określonymi przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (U. S. Food and Drug Administration, USFDA). Poza USA należy zapoznać się z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń medycznych.



WAŻNE Zalecenia dotyczące czyszczenia i dezynfekcji chemicznej powierzchni dotykanych i transferowych (w przypadku niemożności stosowania ochrony barierowej lub naruszenia bariery) można znaleźć w dokumencie *Zalecenia dotyczące dezynfekcji urządzeń firmy A-dec* (nr części 85.0696.18).

Oslony barierowe do lampy głównej



Uchwyty lampy

Aby uniknąć zakażenia krzyżowego, należy stosować na uchwytach lampy osłony barierowe. Kształt uchwytów umożliwia łatwe zakładanie wymiennych osłon plastikowych takich jak do dmuchawki wodno-powietrznej.

Oslona lampy



PRZESTROGA Osłonę należy zdejmować wyłącznie wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Osłonę mocuje się przy użyciu uszczelki, która zapobiega przedostawaniu się kurzu i zanieczyszczeń do wnętrza zespołu soczewek. Osłonę można zdjąć, aby usunąć płyny lub brud, którym uda się przedostać przez uszczelkę. Aby nie uszkodzić obudowy lampy, należy użyć narzędzia o płaskim ostrzu. Po zdjęciu osłony nie należy dotykać ani próbować czyścić zespołu soczewek, ponieważ grozi to uszkodzeniem elementów.

Oslony barierowe chronią osłonę lampy głównej i utrzymują ją w czystości podczas zabiegów. Używać należy wyłącznie neutralnych pod względem optycznym folii barierowych, które nie zmieniają jakości światła. Firma A-dec zaleca stosowanie wymiennej osłony SafeShield™ firmy Medicom® (informacje dotyczące zamawiania podano na stronie 8).

Jeżeli nie używa się osłony barierowej, należy ostrożnie czyścić osłonę lampy na miejscu miękką ściereczką przy użyciu nieścierającego mydła i wody.

Przyciski trybu i zasilania

Przyciski trybu pracy i zasilania należy osłonić jednym odcinkiem folii barierowej.

Części konserwacyjne lampy głównej

Opis	Numer części	
Wymienne osłony barierowe Medicom SafeShield (10 sztuk)	9565	
Osłona przednia lampy LED z uszczelką	90.1343.00	

W celu zamówienia tych części konserwacyjnych lampy głównej proszę skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy A-dec.

Parametry



Działanie lampy

Zasilanie:	maksymalnie 22 W
Zakres ogniskowej:	400 – 750 mm (16 cala – 30 cala)
Typ diody LED:	biały HB-LED, 90 CRI
Temperatura barwy:	białe światło 5000 K
Oświetlane pole:	145 mm x 95 mm przy ogniskowej 700 mm (5,7 cala x 3,8 cala przy ogniskowej 27,6 cala)

Nominalne natężenie światła:

- tryb niepolimeryzujący: 23 000 luksów (2137 fc)
0 W/m² poniżej 480 nm,
tryb kompozytowy światłoutwardzalny
- wysokie: 30 000 luksów (2787 fc)
- średnie: 25 000 luksów (2323 fc)
- niskie: 15 000 luksów (1394 fc)

Wydajność cieplna: 77 BTU/godz.



WAŻNE Specyfikacje elektryczne i mediów, identyfikację symboli oraz inne informacje wymagane przepisami można znaleźć w dokumencie *Informacja o zgodności z przepisami, dane techniczne oraz gwarancja* (nr części 86.0221.18) dostępnym w Centrum zasobów pod adresem www.a-dec.com.



UWAGA Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia. Wymagania mogą być różne w zależności od lokalizacji. Więcej informacji można uzyskać od autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec.



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Stany Zjednoczone
Tel.: +1.800.547.1883 na terenie USA / Kanady
Tel.: +1.503.538.7478 poza USA / Kanadą
www.a-dec.com

A-dec Australia

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tel.: +1.800.225.010 w Australii
Tel.: +61.(0).2.8332.4000 spoza Australii

A-dec Chiny

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311100, Zhejiang, Chiny
Tel.: +400.600.5434 w Chinach
Tel.: +86.571.89026088 spoza Chin

A-dec Wielka Brytania

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglia
Tel.: +0800.ADEC.UK (2332.85) w Wielkiej Brytanii
Tel.: +44.(0).24.7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii



86.0331.18 Rev G
Data wydania 2020-06-15
Copyright 2020 A-dec Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

A-dec 551

INSTRUMENTY ASYSTY



a[®]dec

Prawo autorskie

© 2020 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma A-dec Inc. nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do tych materiałów, w tym między innymi żadnej dorozumianej gwarancji przydatności handlowej lub do jakiegokolwiek określonego celu. Firma A-dec Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy zawarte w tym dokumencie ani za szkody będące ich następstwem lub inne, związane z dostarczeniem, właściwościami bądź wykorzystaniem tych materiałów. Informacje zawarte w tej publikacji mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów związanych z tym dokumentem należy zgłosić je do nas na piśmie. Firma A-dec Inc. nie gwarantuje, że niniejszy dokument nie zawiera błędów.

Zabrania się kopiowania, powielania, zmieniania, przesyłania w jakiegokolwiek postaci, jakimikolwiek środkami elektronicznymi bądź mechanicznymi, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie, przechowywanie w jakimkolwiek systemie przechowywania i odtwarzania, jakiegokolwiek części tego dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy A-dec Inc.

Znaki towarowe i dodatkowe prawa własności intelektualnej

A-dec, logo A-dec, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC, Radius i reliablecreativesolutions są znakami towarowymi firmy A-dec Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 i EasyFlex są również znakami towarowymi firmy A-dec Inc. Zabrania się powielania i kopiowania znaków towarowych oraz nazw handlowych zawartych w tym dokumencie, a także wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

Niektóre symbole i ikony znajdujące się na panelu sterowania są własnością firmy A-dec Inc. Jakiegokolwiek użycie tych symboli, w części lub w całości, bez pisemnej zgody firmy A-dec Inc. jest surowo zabronione.

Informacja o zgodności z przepisami i gwarancja

Informacja o zgodności z przepisami i gwarancja firmy A-dec znajduje się w dokumencie *Informacja o zgodności z przepisami, specyfikacje i gwarancja* (nr części 86.0221.18), który jest dostępny w Centrum zasobów na stronie www.a-dec.com.

Serwis produktu


Z usług serwisowych można skorzystać za pośrednictwem lokalnego autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec. Aby uzyskać informacje dotyczące serwisu lub znaleźć autoryzowanego sprzedawcę, należy odwiedzić witrynę internetową www.a-dec.com lub skontaktować się z firmą A-dec pod numerem 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie lub 1 503 538 7478 na całym świecie.

Modele i wersje produktu ujęte w niniejszym dokumencie

Model	Wersja	Opis
551	A	Instrumenty asysty

Spis treści

Ssak (HVE)/
ślinociąg.....3, 7



Regulacja uchwytu4



Sitko6




Panel sterowania.....2



Dmuchawka.....3



Osłony barierowe.....5



Obsługa i regulacja	2
Czyszczenie i konserwacja.....	5
Parametry.....	12

Obsługa i regulacja

Włączanie/wyłączanie zasilania elektrycznego, w wodę i powietrze



Fotele z konsolami i blokami spluwaczki

W przypadku fotela z dołączoną konsolą należy nacisnąć włącznik unitu, aby włączyć zasilanie, dopływ wody lub powietrza. Włącznik unitu znajduje się zazwyczaj na konsolce, ale może też znajdować się na bloku spluwaczki lub skrzynce przyłączeniowej w przypadku foteli bez konsoly.


W przypadku braku zasilania systemu należy sprawdzić, czy wciśnięto przycisk zasilania na fotelu. Przycisk ten musi być ustawiony w pozycji włączonej, aby możliwe było sterowanie zasilaniem systemu za pomocą włącznika unitu.

Kiedy należy wyłączać zasilanie

Aby oszczędzać energię i ograniczyć ryzyko wypływu powietrza, należy wyłączać zasilanie za pomocą przycisku zasilania na koniec dnia oraz przed każdym dłuższym okresem, gdy system nie będzie używany.


Panele sterowania i lampka stanu

Logo A-dec na panelu sterowania asysty zapala się, gdy system jest włączony i gotowy do użycia. Jeśli lampka stanu miga, może wskazywać na obecność jakiegoś przedmiotu pod fotelem. Ten przedmiot należy wyjąć, aby wznowić normalną pracę fotela.



WAŻNE Na ilustracji widoczny jest standardowy panel sterowania. Informacje o innych panelach sterowania – patrz Instrukcja obsługi konsoly.

Obsługa dmuchawki nadającej się do sterylizacji w autoklawie




Aby zainstalować końcówkę dmuchawki A-dec, należy ją wpychać, aż do wyczucia podwójnego kliknięcia. W celu uruchomienia strumienia powietrza/wody nacisnąć oba przyciski jednocześnie.



WAŻNE Szczegółowe informacje na temat korzystania z dmuchawki i konserwacji zawiera Instrukcja obsługi dmuchawek A-dec.

Dostosowanie ssaka (HVE)/ślinociągu A-dec do obsługi lewą/prawą ręką




Aby przystosować standardowy ssak (ang. high-volume evacuator, HVE) i ślinociąg do obsługi lewą ręką, wypchnij zawór regulacyjny z korpusu zaworu, obróć zawór regulacyjny o 180° i wepchnij go z powrotem na miejsce.



UWAGA Umieść zawór ponownie po tej samej stronie korpusu zaworu. W przeciwnym razie ssak (HVE) lub ślinociąg nie będzie działać poprawnie.

Ustawienie uchwytu na końcówki




WAŻNE Przed obroceniem uchwytu należy najpierw odciągnąć go od uchwytu sąsiadującego. W przeciwnym wypadku może nastąpić uszkodzenie mechanizmu.

Uchwyty na instrumenty można regulować niezależnie lub w zespole (po stronie lekarza i po stronie asysty).

1. Odciągnij uchwyt lub uchwyty od panelu sterowania/uchwytu.
2. Obróć aż do uzyskaniażądanego ustawienia i zwolnij.


Automatyczne uchwyty elektryczne



Jeżeli unit posiada system próżniowy umieszczony z boku fotela i automatyczne uchwyty elektryczne, należy zdjąć ssak (HVE) lub ślinociąg z uchwytu i otworzyć zawór, aby włączyć ssanie. Aby wyłączyć ssanie, należy włożyć instrument z powrotem do uchwytu.

Czyszczenie i konserwacja

Osłony barierowe



UWAGA Informacje dotyczące prawidłowego użycia i utylizacji osłon barierowych znajdują się w instrukcjach dostarczonych przez producenta osłon barierowych.

Firma A-dec zaleca stosowanie osłon barierowych na wszystkich używanych powierzchniach dotyku i transferowych. Powierzchnie dotykowe to obszary mające styczność z dłońmi i mogące stać się punktami przenoszenia zakażeń podczas zabiegów dentystycznych. Powierzchnie transferowe to obszary, które wchodzi w kontakt z instrumentami i innymi przedmiotami.

Osłony barierowe w USA muszą być produkowane zgodnie z zasadami bieżącej dobrej praktyki wytwarzania (ang. Current Good Manufacturing Practice, CGMP) określonymi przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (U. S. Food and Drug Administration, USFDA). Poza USA należy zapoznać się z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń medycznych.



WAŻNE Zalecenia dotyczące czyszczenia i dezynfekcji chemicznej powierzchni dotykowych i transferowych (w przypadku niemożności stosowania ochrony barierowej lub naruszenia bariery) można znaleźć w dokumencie *Zalecenia dotyczące dezynfekcji urządzeń firmy A-dec* (nr części 85.0696.18).

Konserwacja linii wodnych



Firma A-dec zaleca przeprowadzanie dezynfekcji szokowej linii wodnych unitu dentystycznego przed pierwszym użyciem systemu.


W przypadku bieżącej konserwacji linii wodnej firma A-dec zaleca protokół trzyczęściowy: ciągle stosowanie tabletek do uzdatniania wody A-dec ICX®, regularne monitorowanie jakości wody unitu dentystycznego i dezynfekcja szokowa.



WAŻNE Szczegółowe informacje na temat utrzymywania dobrej jakości wody w unicie – patrz instrukcja użycia dostarczona z tabletkami ICX oraz zamkniętą butelką na wodę:

A-dec ICXnr części 86.0613.00
System zamkniętego obiegu wody A-dec..... nr części 86.0609.18
Zalecenia konserwacji linii wodnych..... nr części 85.0983.18

Konserwacja Sitko



Sitko zapobiega przedostawaniu się odpadków stałych do centralnego systemu próżniowego. Aby zapewnić właściwe odsysanie z centralnego systemu próżniowego i utrzymać odpowiednią higienę gabinetu, należy wyrzucać i wymieniać sitko co najmniej dwa razy w tygodniu.



WSKAZÓWKA Aby uzyskać sitka na wymianę, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy A-dec i zamówić produkt Pinnacle, nr części 5512.



NIEBEZPIECZEŃSTWO Możliwa obecność odpadów zakaźnych. Aby uniknąć przeniesienia zakażeń, należy stosować środki kontroli higieny.

Aby wymienić sitko:

1. Wyłącz układ próżniowy lub otwórz zawór regulacyjny ssaka (HVE).
2. Zdejmij nasadkę sitka.



PRZESTROGA Nie należy wyrzucać sitka do spluwaczki. Może to doprowadzić do zatkania odpływu grawitacyjnego.


3. Zdejmij sitko i usuń zgodnie z miejscowymi przepisami.



UWAGA Podczas wymiany nasadki sitka należy upewnić się, że wyprofilowane wycięcie jest skierowane w stronę przewodów (jak pokazano powyżej), aby uniknąć odcięcia układu próżniowego.

4. Umieść nowe sitko i wymień nasadkę.

Kontrola higieny zespołu korpusu zaworu ssaka (HVE)/ślinociągu A-dec



UWAGA Przewody próżniowe należy przepłukiwać na koniec każdego dnia albo częściej – zgodnie z protokołami obowiązującymi w placówce.

W przypadku stosowania osłon barierowych do ochrony korpusu głównego ssaka (HVE) i ślinociągu należy zmieniać folię barierową po każdym pacjencie. Instrumenty te należy czyścić i dezynfekować na zakończenie każdego dnia lub po każdej wizycie pacjenta, jeżeli folia barierowa została naruszona. Jeżeli folia barierowa nie jest używana, a także w przypadku zabiegów chirurgii stomatologicznej, należy zawsze czyścić i dezynfekować te instrumenty po każdej wizycie pacjenta.

Czyszczenie i dezynfekcja

Aby wyczyścić i zdezynfekować zespół korpusu zaworu ssaka (HVE) i ślinociągu bez odłączania go od systemu próżniowego:



PRZESTROGA Zespół korpusu ssaka zaworu należy wyczyścić najszybciej, jak to możliwe, po zakończeniu leczenia każdego pacjenta. Nie dopuszczać do zaschnięcia krwi ani zanieczyszczeń na narzędziach. Jeśli natychmiastowe czyszczenie jest niemożliwe, wówczas zespół korpusu zaworu należy utrzymywać wilgotny.




UWAGA Konieczne jest stosowanie środka do dezynfekcji klasy szpitalnej zarejestrowanego przez EPA o działaniu prątkobójczym z jedną z następujących mieszanin: wysoko rozcieńczony preparat fenolowy na bazie wody lub czwartorzędowy związek amonowy z mniej niż 25% izopropanolu.



UWAGA Jeśli używany jest roztwór w aerozolu, należy rozpylać go na miękką, nisko strzępiącą się ściereczkę, którą należy nakładać roztwór na zespół korpusu zaworu.

1. Odłącz końcówkę ssącą od zespołu korpusu zaworu ssaka (HVE) lub ślinociągu. Wyrzucić jednorazowe końcówki ssące.

Kontrola higieny zespołu korpusu zaworu ssaka (HVE)/ślinociągu *(ciąg dalszy)*



2. Wyczyść zespół korpusu zaworu, aby usunąć widoczne zanieczyszczenia przy użyciu ściereczki ze środkiem do dezynfekcji albo roztworu środka do dezynfekcji w aerozolu. Utrzymuj zespół korpusu zaworu zwilżony przez czas kontaktu zalecany przez producenta. W razie potrzeby powtarzaj czynności do momentu usunięcia widocznych zanieczyszczeń z zespołu korpusu zaworu.
3. Zdezynfekuj zespół korpusu zaworu, używając nowej ściereczki ze środkiem do dezynfekcji albo roztworu środka do dezynfekcji w aerozolu. Utrzymuj zespół korpusu zaworu zwilżony przez czas kontaktu zalecany przez producenta.
4. Pozostaw zespół korpusu zaworu do wyschnięcia na powietrzu.
5. Kilkakrotnie poruszaj zaworami ssaka (HVE) i ślinociągu, aby sprawdzić, czy obracają się płynnie.



UWAGA Zespoły korpusu zaworu A-dec są odporne na wysoką temperaturę podczas sterylizacji. Użytkownicy mogą je sterylizować według własnego uznania.

Okresowa konserwacja i sterylizacja


Aby przeprowadzić okresową konserwację i sterylizację ssaka (HVE) i ślinociągu po odłączeniu od systemu próżniowego (częstość zależy od użytkownika):



PRZESTROGA Zespół korpusu ssaka zaworu należy wyczyścić najszybciej, jak to możliwe, po zakończeniu leczenia każdego pacjenta. Nie dopuszczać do zaschnięcia krwi ani zanieczyszczeń na narzędziach. Jeśli natychmiastowe czyszczenie jest niemożliwe, wówczas zespół korpusu zaworu należy utrzymywać wilgotny.

1. Zdejmij zespół korpusu zaworu z przewodu próżniowego, odciągając go od przewodu przy jego końcówce.
2. Rozmontuj korpus zaworu, wypychając zawór regulacyjny z korpusu zaworu.
3. Wyczyść elementy korpusu zaworu, używając miękkiej, strzępiącej się w niewielkim stopniu ściereczki.

Kontrola higieny zespołu korpusu zaworu ssaka (HVE)/ślinociągu (ciąg dalszy)



4. Przygotuj ciepły (32–43°C [90–110°F]) roztwór detergentu (detergent enzymatyczny o pH obojętnym lub alkaliczny detergent nieenzymatyczny), postępując zgodnie z zaleceniami przez producenta.
5. Namaczaj zanieczyszczone elementy korpusu zaworu w przygotowanym roztworze detergentu przez co najmniej minutę.
6. Zdejmij i sprawdź uszczelki O-ring. W przypadku uszkodzeń wyrzuć uszkodzone i wymień na nowe.
7. Szczoteczką o miękkim, nylonowym włosiu (albo równoważną) wyszoruj:
 - odsłonięte powierzchnie elementów korpusu zaworu i uszczelki O-ring, utrzymując je w zanurzeniu, przez co najmniej 30 sekund lub do czasu usunięcia wszystkich widocznych zanieczyszczeń;
 - wewnętrzne światło korpusu zaworu co najmniej trzy razy (ze środka na zewnątrz), usuwając jakiegokolwiek widoczne zanieczyszczenia z włosa szczotki.
8. Płucz wyczyszczone elementy korpusu zaworu pod bieżącą ciepłą wodą (32–43°C [90–110°F]) pitną przez co najmniej 30 sekund.
9. Pozostaw elementy korpusu zaworu do wyschnięcia na powietrzu.
10. Wysterylizuj elementy korpusu zaworu zgodnie z następującymi wskazówkami:
 - Sterylizatory z dynamicznym usuwaniem powietrza: 4 minuty w temperaturze 132–135°C (270–275°F)
 - Sterylizatory grawitacyjne: 30 minut w temperaturze 121–123°C (250–254°F)
11. Przed wyjęciem wsadu ze sterylizatora odczekaj 30 minut, aby umożliwić wysuszenie wsadu. Przed wykonaniem dalszych czynności upewnij się, że elementy korpusu zaworu są całkowicie suche.



PRZESTROGA Do smarowania uszczelki O-ring instrumentów A-dec należy używać wyłącznie smaru silikonowego. Produkty naftowe spowodują nieodwracalne uszkodzenia uszczelki O-ring.

12. Przed użyciem nasmaruj uszczelki O-ring smarem silikonowym A-dec i ponownie zamontuj korpus zaworu.

Kontrola higieny zespołu korpusu zaworu ssaka (HVE)/ślinociągu *(ciąg dalszy)*

13. Załóż zespół korpusu zaworu na końcówkę przewodu.
14. Kilkakrotnie poruszaj zaworami regulacyjnymi ssaka (HVE) i ślinociągu, aby sprawdzić, czy obracają się płynnie.

Końcówki ssaka (HVE)/ślinociągu



UWAGA Dobierz końcówki dopasowane do otworów ssaka (HVE) i ślinociągu. Dane techniczne można znaleźć w rozdziale „Połączenia końcówek ssaka (HVE) i ślinociągu A-dec” na stronie 12.

Końcówki jednorazowe




PRZESTROGA Jednorazowe końcówki ssaka (HVE) i ślinociągu nie nadają się do sterylizacji i nie należy używać ich ponownie.



Po każdym użyciu należy wymienić jednorazowe końcówki ssaka i ślinociągu.

Dostęp do mediów



PRZESTROGA Podczas zdejmowania i zakładania pokrywy należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić okablowania ani przewodów. Po założeniu osłony sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowana.

Przyłącza mediów konsoli znajdują w dopasowanej skrzynce przyłączeniowej pod fotelem i zazwyczaj obejmują gniazdo elektryczne, jak również złącza do powietrza, wody i zawory odprowadzające. Aby mieć do nich dostęp, należy podnieść i zdjąć pokrywę skrzynki przyłączeniowej. Informacje o konserwacji można uzyskać od lokalnego autoryzowanego dealera firmy A-dec.

Parametry



Połączenia końcówek ssaka (HVE) i ślinociągu A-dec

Standardowy otwór ssaka (HVE) 11 mm:	Otwór o średnicy 11 mm (0,433 cala) <i>(do standardowych końcówek ssaka (HVE))</i>
Duży otwór ssaka (HVE) 15 mm:	Otwór o średnicy 15 mm (0,591 cala) <i>(do dużych końcówek ssaka (HVE))</i>
Standardowy otwór ślinociągu 6 mm:	Otwór o średnicy 6 mm (0,236 cala) <i>(do standardowych końcówek ślinociągu)</i>



UWAGA Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia. Wymagania mogą być różne w zależności od lokalizacji. Więcej informacji można uzyskać od autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec.

Sitko i filtr

Maksymalny rozmiar oczek: 1,194 mm (0,047 cala) $\cong$ 1200 μ m



WAŻNE Specyfikacje elektryczne, identyfikację symboli oraz inne informacje wymagane przepisami można znaleźć w dokumencie *Informacja o zgodności z przepisami, dane techniczne oraz gwarancja* (nr części 86.0221.18) dostępnym w Centrum zasobów pod adresem www.a-dec.com.



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
USA

Tel.: 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie
Tel.: 1.503.538.7478 spoza USA i Kanady
www.a-dec.com

A-dec Australia

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tel.: 1.800.225.010 na obszarze Australii
Tel.: +61.(0).2.8332.4000 spoza Australii

A-dec Chiny

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
Building 5, No.528 Shunfeng Road
Tangqi Town, Yuhang District,
Hangzhou, Zhejiang, China 311100
Tel.: 400.600.5434 w Chinach
Tel.: +86.571.89026088 spoza Chin

A-dec Wielka Brytania

Austin House
11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglia
Tel.: 0800.ADEC.UK (2332.85) na obszarze Wielkiej Brytanii
Tel.: +44.(0).24.7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii



86.0603.18 Rev J
Data wydania 25.09.2020 r.
Prawa autorskie 2020 A-dec Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

IFUnewcov1

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

A-dec 461

SPLUWACZKA Z BLOKIEM OPCJONALNYM



a[®]dec

Prawo autorskie

© 2020 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma A-dec Inc. nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do tych materiałów, w tym między innymi żadnej dorozumianej gwarancji przydatności handlowej lub do jakiegokolwiek określonego celu. Firma A-dec Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy zawarte w tym dokumencie ani za szkody będące ich następstwem lub inne, związane z dostarczeniem, właściwościami bądź wykorzystaniem tych materiałów. Informacje zawarte w tej publikacji mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów związanych z tym dokumentem należy zgłosić je do nas na piśmie. Firma A-dec Inc. nie gwarantuje, że niniejszy dokument nie zawiera błędów.

Zabrania się kopiowania, powielania, zmieniania, przesyłania w jakiegokolwiek postaci, jakimikolwiek środkami elektronicznymi bądź mechanicznymi, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie, przechowywanie w jakimkolwiek systemie przechowywania i odtwarzania, jakiegokolwiek części tego dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy A-dec Inc.

Znaki towarowe i dodatkowe prawa własności intelektualnej

A-dec, A-dec logo, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC, Radius i reliablecreativesolutions są znakami towarowymi firmy A-dec Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 i EasyFlex są również znakami towarowymi firmy A-dec Inc. Zabrania się powielania i kopiowania znaków towarowych oraz nazw handlowych zawartych w tym dokumencie, a także wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

Niektóre symbole i ikony znajdujące się na panelu sterowania są własnością firmy A-dec Inc. Jakiegokolwiek użycie tych symboli, w części lub w całości, bez pisemnej zgody firmy A-dec Inc. jest surowo zabronione.

Informacja o zgodności z przepisami i gwarancja

Informacja o zgodności z przepisami i gwarancja firmy A-dec, znajdują się w dokumencie *Informacja o zgodności z przepisami, specyfikacje i gwarancja* (nr części 86.0221.18), który jest dostępny w Centrum zasobów na stronie www.a-dec.com.

Serwis produktu

Z usług serwisowych można skorzystać za pośrednictwem lokalnego autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec. Aby uzyskać informacje dotyczące serwisu lub znaleźć autoryzowanego sprzedawcę, należy odwiedzić witrynę internetową www.a-dec.com lub skontaktować się z firmą A-dec pod numerem 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie lub +1 503 538 7478 na całym świecie.

Modele i wersje produktu ujęte w niniejszym dokumencie

Model	Wersja	Opis
461	A	Blok opcjonalny

Spis treści

Płukanie miski
spluwaczki2



Czyszczenie miski6



Butelka na wodę5



Napełnianie
kubka2



Elementy sterujące
spluwaczki2



Regulacja
przepływu.....4




Obsługa i regulacja	2
Czyszczenie i konserwacja.....	5
Parametry.....	8

Obsługa i regulacja

Obsługa spluwaczki



Standardowy panel sterowania



WAŻNE Standardowy panel sterowania. Dla innych paneli sterowania, patrz Instrukcja obsługi konsoli.

Włączanie/wyłączanie napełniania kubka i płukania miski spluwaczki

Aby kontrolować funkcje napełniania kubka i płukania miski spluwaczki użyj ikon na panelu sterowania (☒, ☒) lub przycisków na spluwaczce (☒, ☒).

Ikona/Funkcja	Działanie/Opcje
☒ (lub ☒) Napełnianie kubka	- Naciśnij raz, aby wybrać działanie przez określony czas. Fabrycznie jest on ustawiony na 2,5 sekundy. - Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać obsługę ręczną.
☒ (lub ☒, ☒) Płukanie miski spluwaczki	- Naciśnij raz, aby wybrać działanie przez określony czas. Fabrycznie jest on ustawiony na 30 sekund. - Naciśnij dwukrotnie, aby włączyć tryb działania ciągłego. Naciśnij raz, aby zatrzymać przepływ wody. - Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać obsługę ręczną. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać przepływ wody.


Uwaga: Symbole stosowane na panelach sterowania są zastrzeżone dla firmy A-dec Inc.

Ustawianie czasowego napełniania kubka i płukania miski na spluwaczce

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ☒ i ☒ pod napełnianiem kubka do momentu usłyszenia jednego sygnału dźwiękowego, co oznacza uruchomienie trybu programowania.
- W ciągu pięciu sekund naciśnij i przytrzymaj przycisk ☒ lub ☒ przez żądany czas.
- Trzy sygnały dźwiękowe oznaczają zaprogramowanie nowego ustawienia do pamięci.

Obsługa spluwaczki (ciąg dalszy)

Standardowy panel sterowania



Ustawianie czasowego napełniania kubka i płukania miski spluwaczki na panelu sterowania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu usłyszenia jednego sygnału dźwiękowego, co oznacza uruchomienie trybu programowania.
2. W ciągu pięciu sekund nacisnąć i przytrzymać przycisk lub przez żądany czas.
3. Trzy sygnały dźwiękowe oznaczają zaprogramowanie nowego ustawienia do pamięci.



WAŻNE Standardowy panel sterowania. Dla innych paneli sterowania, patrz Instrukcja obsługi konsoly.

Wyłącznik spluwaczki

Jeżeli podczas opuszczania fotela pod miską spluwaczki znajdzie się jakiś przedmiot, fotel automatycznie zatrzyma się, aby zapobiec uszkodzeniom. Jeżeli nastąpi zablokowanie jakiegoś przedmiotu, naciśnij przycisk na przełączniku nożnym lub panelu sterowania, aby usunąć ten przedmiot i wznowić pracę.



WAŻNE Więcej informacji na temat funkcji bezpieczeństwa fotela znajduje się w dokumencie Instrukcja użycia fotela dentystycznego.

Regulacja przepływu podczas płukania miski




Należy ustawić natężenie spłukiwania miski wystarczające do całkowitego opłukania miski spluwaczki. Jeżeli przepływ wody jest niewystarczający, można go wyregulować w bloku opcjonalnym:

1. Zdejmij boczną pokrywę bloku opcjonalnego poprzez wyciągnięcie dolnych krawędzi pokrywy.
2. Przy włączonym płukaniu miski, ściśnij zawór zaciskowy, aby zmniejszyć przepływ. Zwolnij zacisk, aby zwiększyć przepływ.
3. Aby uzyskać największą skuteczność płukania, wyreguluj kształt przepływu, obracając wylewkę do płukania miski spluwaczki.

Czyszczenie i konserwacja

Osłony barierowe



UWAGA Informacje dotyczące prawidłowego użycia i utylizacji osłon barierowych znajdują się w instrukcjach dostarczonych przez producenta osłon barierowych.

Konserwacja linii wodnych



Firma A-dec zaleca stosowanie osłon barierowych na wszystkich używanych powierzchniach dotyku i transferowych. Powierzchnie dotykowe to obszary mające styczność z dłońmi i mogące stać się punktami zakażenia krzyżowego podczas zabiegów dentystycznych. Powierzchnie transferowe to obszary, które wchodzą w kontakt z instrumentami i innymi przedmiotami.

Osłony barierowe w USA muszą być produkowane zgodnie z zasadami bieżącej dobrej praktyki wytwarzania (ang. Current Good Manufacturing Practice, CGMP) określonymi przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (U. S. Food and Drug Administration, USFDA). Poza USA należy zapoznać się z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń medycznych.



WAŻNE Zalecenia dotyczące czyszczenia i dezynfekcji chemicznej powierzchni dotykanych i transferowych (w przypadku niemożności stosowania ochrony barierowej lub naruszenia bariery) można znaleźć w dokumencie *Zalecenia dotyczące dezynfekcji urządzeń firmy A-dec* (nr części 85.0696.18).

Firma A-dec zaleca przeprowadzanie dezynfekcji szokowej linii wodnych unitu dentystycznego przed pierwszym użyciem systemu.

W przypadku bieżącej konserwacji linii wodnej, firma A-dec zaleca protokół trzyczęściowy: ciągłe stosowanie tabletek do uzdatniania wody A-dec ICX®, regularne monitorowanie wody unitu dentystycznego i dezynfekcja szokowa.



WAŻNE Pełne szczegóły utrzymywania dobrej jakości wody w unicie, patrz instrukcja użycia dostarczona z tabletkami ICX oraz zamkniętą butelką na wodę:

A-dec ICX nr części 86.0613.00

System zamkniętego obiegu wody A-dec.... nr części 86.0609.18

Zalecenia konserwacji linii wodnych..... nr części 85.0983.18

Konserwacja spluwaczki i odpływu grawitacyjnego



Wylewki i miska

Profil wylewki i gładkie powierzchnie miski spluwaczki przyspieszają i ułatwiają czyszczenie. Podczas czyszczenia spluwaczki należy za każdym razem opróżnić i wyczyścić sitko.



PRZESTROGA Podczas czyszczenia spluwaczki nie należy zdejmować wylewek. Zapobiega to uszkodzeniu sprzętu i zanieczyszczeniu wody do napełniania kubka przez środki czyszczące.



PRZESTROGA Nie należy opróżniać filtra odpadków stałych ani sitka miski do spluwaczki. Może to doprowadzić do zatkania odpływu grawitacyjnego spluwaczki. Zawartość należy usunąć do pojemnika na odpady stanowiące zagrożenie biologiczne zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Po wyczyszczeniu należy zawsze zakładać sitko w misce spluwaczki, aby zapobiec zatykaniu odpływu przez zanieczyszczenia.



Sitko miski


Czyszczenie odpływu grawitacyjnego

Na zakończenie każdego dnia pracy należy przepłukać spluwaczkę, aby usunąć zanieczyszczenia z elastycznego przewodu odpływu grawitacyjnego. Nieregularne płukanie spluwaczki może powodować gromadzenie się zanieczyszczeń utrudniających odpływ. Aby przepłukać spluwaczkę, naciśnij przycisk płukania miski na około 60 sekund.

Części zamienne

Sitka spluwaczki na wymianę można zamówić, podając numer części 75.0035.03.

Dostęp do mediów



PRZESTROGA Podczas zdejmowania i zakładania pokrywy należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić okablowania ani przewodów. Po założeniu osłony sprawdź, czy jest prawidłowo zamocowana.

Przyłącza mediów konsoliet znajdują w dopasowanej skrzynce przyłączeniowej pod fotelem i zazwyczaj obejmuje gniazdo elektryczne, jak również podejścia do powietrza, wody i zawory odprowadzające. Aby mieć do nich dostęp, należy podnieść i zdjąć pokrywę skrzynki przyłączeniowej. Informacje o konserwacji można uzyskać od lokalnego autoryzowanego dealera firmy A-dec.

Parametry



WAŻNE Specyfikacje elektryczne i mediów, identyfikację symboli oraz inne informacje wymagane przepisami można znaleźć w dokumencie *Informacja o zgodności z przepisami, dane techniczne oraz gwarancja* (nr części 86.0221.18) dostępnym w Centrum zasobów pod adresem www.a-dec.com.



UWAGA Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia. Wymagania mogą być różne w zależności od lokalizacji. Więcej informacji można uzyskać od autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec.



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Stany Zjednoczone
Tel.: +1.800.547.1883 na terenie USA / Kanady
Tel.: +1.503.538.7478 poza USA / Kanadą
www.a-dec.com

A-dec Australia

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tel.: +1.800.225.010 w Australii
Tel.: +61.(0).2.8332.4000 spoza Australii

A-dec Chiny

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311100, Zhejiang, Chiny
Tel.: +400.600.5434 w Chinach
Tel.: +86.571.89026088 spoza Chin

A-dec Wielka Brytania

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglia
Tel.: +0800.ADEC.UK (2332.85) w Wielkiej Brytanii
Tel.: +44.(0).24.7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii



86.0374.18 Rev E
Data wydania 2020-03-10
Copyright 2020 A-dec Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Silnik elektryczny z diodą LED

NLX nano / NLX plus



MADE IN JAPAN

Niniejszą Instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać przed użyciem i zachować na przyszłość.

 **a1dec**[®]
reliablecreativesolutions™

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa przed rozpoczęciem eksploatacji

Przed użyciem tego silnika należy zawsze uwzględnić bezpieczeństwo pacjenta.

- Podczas zabiegów u pacjentów z rozrusznikami serca mogą wystąpić zakłócenia.
- Ten system emituje pola elektromagnetyczne, z czym wiąże się pewne ryzyko. Możliwe jest zakłócenie działania wszczepialnych urządzeń, takich jak rozruszniki serca czy wszczepialne kardiowertery-defibrylatory serca (ICD).
 - Przed użyciem tego produktu należy zapytać pacjentów i użytkowników, czy mają wszczepione urządzenie. Należy wyjaśnić im sytuację.
 - Należy rozważyć zagrożenia i korzyści.
 - Produkt ten należy trzymać z daleka od wszczepionych urządzeń.
 - Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenia i podjąć natychmiastowe działania, jeżeli pacjent poczuje się gorzej.
 - O problemach z rozrusznikami serca i ICD mogą świadczyć takie objawy, jak przyspieszone bicie serca, nieregularny puls i zawroty głowy.

Parametry

Model	NLX nano	NLX plus
Maksymalne parametry zasilania	Napięcie 19 V~	Napięcie 25 V~
	Natężenie 5 A	Natężenie 5 A
Maksymalna szybkość obrotów	1000–40 000 min ⁻¹	100–40 000 min ⁻¹
Maksymalny moment obrotowy	3,4 N ·cm	4,0 N ·cm
Wymiary	70 mm długości x 22 mm średnicy	77 mm długości x 22 mm średnicy

Woda do sprayu	> 65 ml/min (0,2 MPa)
Powietrze przedmuchowe	> 1,5 l/min (0,2 MPa)
Powietrze chłodzące	> 6,5 l/min (0,2 MPa)



PRZESTROGA — Uwagi dotyczące działania silnika elektrycznego

- Przed zamontowaniem silnika sprawdź, czy rękaw i przewody łączące silnika elektrycznego nie są uszkodzone.
- Sprawdź, czy rękaw silnika nie jest zagięty.
- Nie wolno dopuszczać do kontaktu rękawa silnika z ostrymi przedmiotami.
- Nie wolno podłączać ani odłączać rękawa silnika, dopóki silnik nie zatrzyma się całkowicie.
- Należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta instrumentu transmisyjnego i instrumentu obrotowego. Nie wolno przekraczać zalecanej przez producenta szybkości silnika.
- Przed użyciem silnika w jamie ustnej pacjenta należy sprawdzić silnik pod kątem dopasowania, wibracji, hałasu i przegrzania. W przypadku wykrycia jakichkolwiek anomalii należy niezwłocznie zaprzestać używania silnika i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.
- Należy zawsze dbać o odpowiednie warunki eksploatacji.
- Należy zawsze dbać o odpowiednie napięcie zasilania.
- Nie należy używać silnika bez odpowiedniego powietrza chłodzącego. Niewłaściwe używanie może spowodować nagrzanie powierzchni do temperatury około 60°C.

- Do silnika należy doprowadzać tylko wodę pitną i powietrze z unitu dentystycznego.
- Należy sprawdzić, czy dopływ powietrza jest suchy i wolny od zanieczyszczeń, kurzu, soli, siarki i oleju.
- Silnik należy przechowywać w odpowiednich warunkach, z uwzględnieniem ciśnienia atmosferycznego, temperatury, wilgotności i wentylacji.
- Gazy łatwopalne – nie stosować systemu silnika elektrycznego w obecności łatwopalnych mieszanek anestetycznych z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu ani w miejscach gromadzenia się takich gazów w większych stężeniach w zamkniętych przestrzeniach.



UWAGA Dokument *Informacja o zgodności z przepisami i dane techniczne* jest dostarczany z urządzeniem stomatologicznym A-dec zgodnie z wymaganiami władz. Informacje te można uzyskać z biblioteki dokumentów pod adresem www.a-dec.com.


Więcej informacji na temat ustawień panelu sterowania dotyczących silnika zawiera *Instrukcja obsługi* dodana do konsoly.

1. Połączenie silnika i końcówki

1-1 Łączenie i odłączanie silnika oraz przewodu silnika

Wyrównaj i mocno wsuń styki silnika do otworów na styki złącza przewodu silnika. Dokręć mocno nakrętkę przewodu silnika (rys. 1).

Aby odłączyć przewód silnika od silnika, odkręć i zdejmij nakrętkę przewodu silnika, a następnie delikatnie odciągnij złącze przewodu silnika.




Rys. 1

1-2 Łączenie i odłączanie silnika oraz końcówki*

Aby zainstalować na silniku końcówkę typu E, ustaw końcówkę równo ze sprzęgłem silnika, połącz je, a następnie przekręć, aż usłyszysz kliknięcie (zostaną wyrównane kołki ustalające).

Aby zdjąć końcówkę, odciągnij ją od silnika.



Rys. 2

*Końcówki do nabycia osobno.




PRZESTROGA — Uwagi dotyczące systemu silnika elektrycznego

- Nie wolno podłączać ani odłączać końcówki, dopóki silnik nie zatrzyma się całkowicie.
- Używanie tego silnika jest dozwolone tylko w połączeniu z unitami dentystycznymi zgodnymi z normami IEC 60601-1 (EN 60601-1) i IEC 60601-1-2 (EN 60601-1-2) lub odpowiednio oznaczonymi.
- Układ sterowania unitu dentystycznego musi być zgodny z wymaganiami normy IEC 60601-1 dotyczącymi mocy wyjściowej.
- Bezpieczeństwo elektryczne wiąże się nieodłącznie z uziemieniem i izolacją sprzętu.
- Cykl pracy silnika elektrycznego wynosi 40%. Czas działania wynosi 2 minuty, a czas bezczynności — 3 minuty.
- Zasilacz musi być transformatorem hermetyzowanym i spełniać następujące wymagania:
 - Instalacja zgodnie z instrukcjami producenta zapewnia zgodność z wymaganiami dotyczącymi prądu upływowego.
 - Obwody napięcia wtórnego muszą być nieuziemiene.
 - Obwody napięcia wtórnego muszą być zabezpieczone przed zwarcie i przeciążeniem.

2. Sterylizacja

W celu sterylizacji silnika zalecamy używanie autoklawu. Sterylizacja jest wymagana przed pierwszym użyciem silnika oraz po każdej wizycie pacjenta.

- 1) Wyłącz zasilanie.
- 2) Odłącz silnik od przewodu silnika. (Zobacz 1-1 Łączenie i odłączanie silnika oraz przewodu silnika)
- 3) Oczyszczyć powierzchnię silnika szczotką. (Nie używaj szczotki metalowej). Wytrzyj powierzchnię silnika miękką ściereczką zwilżoną dezynfekującym alkoholem.
- 4) Przykręć nasadkę silnika do silnika. Załóż zatyczkę do autoklawu na sprężę silnika.
- 5) Umieść silnik w torebce do autoklawu. Zamknij torebkę.
- 6) Sterylizuj w autoklawie przez 20 minut w temperaturze 121°C lub przez 15 minut w temperaturze 132°C (maksymalnie 135°C)*.
- 7) Wyjmij silnik z torebki do autoklawu dopiero przed użyciem.



Rys. 3




PRZESTROGA — Uwagi dotyczące sterylizacji silnika elektrycznego

- Nie wolno sterylizować rękawa silnika.
- Silnik elektryczny należy sterylizować w autoklawie przez 20 minut w temperaturze 121°C lub przez 15 minut w temperaturze 132°C. Nie wolno przekraczać temperatury 135°C.
- Silnika, nawet umieszczonego w torebce, nie należy sterylizować w autoklawie wraz z innymi instrumentami, z których nie usunięto dokładnie środków chemicznych. Pomaga to uniknąć odbarwienia i uszkodzenia powłoki galwanicznej silnika.
- Nie wolno zanurzać silnika w cieczach.
- Nie wolno myć ani wycierać silnika przy użyciu roztworu mającego potencjalne właściwości utleniające (roztworu mocnego kwasu lub superkwasu), roztworu sterylizującego, mocnego roztworu zasadowego lub wody wzbogacanej minerałami.
- Nie wolno sterylizować silnika elektrycznego metodą sterylizacji plazmowej ani tlenkiem etylenu.
- Nie wolno sterylizować produktu z zanieczyszczeniami na powierzchni. Może to spowodować korozję.
- Nie wolno dotykać silnika bezpośrednio po sterylizacji. Może on być bardzo gorący.
- Nie wolno wieszać silnika za zatyczkę do autoklawu. Silnik może spaść i ulec uszkodzeniu.
- Zatyczkę do autoklawu należy zawiesić w znanym miejscu, aby jej nie zgubić.

3. Konserwacja

Jeżeli uszczelka O-ring zostanie uszkodzona albo wystąpią problemy z zakładaniem końcówki lub z ulatnianiem się powietrza bądź wyciekami wody, należy wymienić uszczelkę O-ring. Uszczelkę O-ring należy zdjąć ze sprężą silnika za pomocą odpowiedniego narzędzia. Załóż nową uszczelkę O-ring na rowek.

- Uszczelka O-ring (niebieska): 0313084070
- Uszczelka O-ring (czarna): 0312074080
- Uszczelka O-ring (zatyczka do autoklawu): 0312457102



Rys. 4




PRZESTROGA Konserwacji silnika dentystycznego należy dokonywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz procedurami zapobiegania infekcji z myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu pacjentów. Nieprawidłowa eksploatacja, np. przez pominięcie konserwacji higienicznej, niezachowanie zgodności z instrukcjami obsługi akcesoriów lub użycie części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone przez firmę A-dec, będzie powodem odrzucenia wszelkich roszczeń, w tym także gwarancyjnych.



PRZESTROGA — Uwagi dotyczące konserwacji silnika elektrycznego

- Na sprzęgle znajdują się cztery uszczelki O-ring. Niebieska uszczelka O-ring jest cieńsza od pozostałych uszczelek. Wszystkie uszczelki O-ring należy założyć w odpowiednim miejscu.
- Nie wolno używać zatyczki do autoklawu bez mocującej uszczelki O-ring. Może to spowodować awarię.
- Uszkodzoną uszczelkę O-ring należy bezzwłocznie wymienić.
- Uszkodzenie uszczelki O-ring może mieć następujące konsekwencje:
 - ulatnianie się powietrza lub przeciek wody,
 - nieprawidłowe doprowadzenie powietrza lub wody do końcówki,
 - wibracje,
 - trudności z założeniem lub zdjęciem końcówki.
- Podczas używania wszelkich końcówek wymagających smarowania (typu E) należy zachować ostrożność. Po nasmarowaniu należy ustawić końcówkę pionowo, aż spłynie z niej nadmiar smaru. Końcówkę należy wtedy wytrzeć i połączyć ją z silnikiem.

Uszczelka O-ring (niebieska)



Uszczelka O-ring (czarna)

4. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie uruchamia się po włączeniu	Przewód silnika może nie być podłączony prawidłowo.	Sprawdź połączenie.
Silnik uruchamia się, a następnie zatrzymuje	Mogła wystąpić awaria, przeciążenie lub pęknięcie albo urządzenia są użytkowane nieprawidłowo.	Nie naciskaj sterownika nożnego pracą końcówek. Wyłącz, a następnie włącz ponownie konsolę, używając włącznika unitu. Jeżeli silnik będzie nadal działać nieprawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Dioda LED nie świeci się	Okres eksploatacji diody LED mógł dobiec końca.	Skontaktuj się ze sprzedawcą.
Przeciekanie wody	Przewód silnika może nie być podłączony prawidłowo.	Sprawdź połączenie.
	Może być uszkodzona uszczelka O-ring.	Założ nową uszczelkę O-ring.

Gwarancja

Firma A-dec udziela gwarancji, że wszystkie jej produkty będą wolne od usterek materiałowych i wykonawstwa przez okres jednego roku od dnia dostawy. Jedynym obowiązkiem firmy A-dec w ramach tej gwarancji jest dostarczenie części do naprawy lub, według uznania firmy, zapewnienie produktu zastępczego (z wyjątkiem robocizny). Nabywcy nie przysługuje żadna inna forma zadośćuczynienia. Wyłączone są z tego wszelkie szkody szczególne, przypadkowe i równoczesne. Pisemne zgłoszenie roszczeń gwarancyjnych musi zostać przekazane firmie A-dec przed upływem okresu gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją lub konserwacją, wypadkami oraz nieprawidłową obsługą urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użycia chemikaliów lub procesów czyszczących, dezynfekujących albo sterylizujących. Niezastosowanie się do wskazówek zawartych w Instrukcji obsługi firmy A-dec (instrukcji obsługi i konserwacji) może spowodować unieważnienie gwarancji. Nie udziela się żadnych innych gwarancji przydatności handlowej ani innych gwarancji na te produkty. Informacje serwisowe można uzyskać od lokalnego autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec. Należy zapoznać się z przepisami lokalnymi oraz wymogami ADA (amerykańskiej ustawy o ochronie osób niepełnosprawnych) w zakresie instalacji tego produktu.



PRZESTROGA W świetle federalnego prawa USA nabywać i użytkować niniejsze urządzenie mogą jedynie stomatolodzy, lekarze i inni specjaliści mający uprawnienia do użytkowania lub zamawiania tego urządzenia przyznane przez stan, w którym prowadzą działalność.

Uwaga: zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia.

OM-EZ 598E 000

86.0362.18 wersja B
Copyright 2012 A-dec Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive Newberg, OR 97132 USA

Tel.: 1 800 547 1883 w USA/Kanadzie

Tel.: 1 503 538 7478 spoza USA/Kanady

Faks: 1 503 538 0276

www.a-dec.com

Międzynarodowe centra dystrybucji

A-dec Wielka Brytania

Austin House, 11 Liberty Way Nuneaton,

Warwickshire CV11 6RZ Wielka Brytania

Tel.: 0800 ADECUK (233285) w Wielkiej Brytanii

Tel.: + 44 (0) 24 7635 0901 spoza Wielkiej Brytanii

www.a-dec.co.uk

A-dec Australia

Unit 8

5-9 Ricketty Street Mascot, NSW 2020

Australia

Tel.: 1 800 225 010 w Australii

Tel.: + 61 (0)2 8332 4000 spoza Australii

www.a-dec.com.au

A-dec NLZ

Mikrosilnik elektryczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niniejszą Instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać przed użyciem i zachować na przyszłość.



Spis treści

1. Prawa autorskie	3
2. Znaki towarowe i dodatkowe prawa własności intelektualnej	3
3. Skróty używane w niniejszym dokumencie	3
4. Odpowiedzialność producenta i użytkownika końcowego	3
5. Informacja o zgodności z przepisami	3
6. Serwis produktu	3
7. Użytkownicy docelowi	4
8. Zalecenia dotyczące stosowania	4
9. Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi	4
10. Warunki i środowisko pracy	5
11. Podłączanie i odłączanie mikrosilnika	5
12. Sprawdzenie przed użyciem	6
13. Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja	7
14. Konserwacja	8
15. Części zamienne	10
16. Parametry	10
17. Utylizacja produktu	10
18. Gwarancja	10

Komponenty



Panel sterowania A-dec 500
Deluxe



Panel sterowania A-dec 300 Deluxe

(Informacje o funkcjach i ustawieniach panelu sterowania znajdują się w instrukcji obsługi konsoli).

1 Prawa autorskie

© 2017 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma A-dec Inc. nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do tych materiałów, w tym między innymi żadnej dorozumianej gwarancji przydatności handlowej lub do jakiegokolwiek określonego celu. Firma A-dec Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy zawarte w tym dokumencie ani za szkody będące ich następstwem lub inne związane z dostarczeniem, właściwościami bądź wykorzystaniem tych materiałów. Informacje zawarte w tej publikacji mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów związanych z tym dokumentem należy zgłosić je do nas na piśmie. Firma A-dec Inc. nie gwarantuje, że niniejszy dokument nie zawiera błędów.

Zabrania się kopiowania, powielania, zmieniania, przesyłania w jakiegokolwiek postaci, jakimikolwiek środkami elektronicznymi bądź mechanicznymi, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie, przechowywanie w jakimkolwiek systemie przechowywania i odtwarzania, jakiegokolwiek części tego dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy A-dec Inc.

2 Znaki towarowe i dodatkowe prawa własności intelektualnej

A-dec, logo A-dec i A-dec 300 są znakami towarowymi należącymi do firmy A-dec Inc., które są zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. A-dec 500 i reliablecreativesolutions są również znakami towarowymi firmy A-dec Inc. Zabrania się powielania i kopiowania znaków towarowych oraz nazw handlowych zawartych w tym dokumencie oraz wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

3 Skrót używane w niniejszym dokumencie

ANSI/AAMI	American National Standards Institute (Amerykański Krajowy Instytut Normalizacji) / Association for the Advancement of Medical Instrumentation (Amerykańskie Towarzystwo na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej)
EN	Norma europejska
IEC	International Electrotechnical Commission (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna)
ISO	International Organization for Standardization (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna)
USFDA	United States Food and Drug Administration (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków)

4 Odpowiedzialność producenta i użytkownika końcowego



PRZESTROGA

Producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność pracy mikrosilnika oraz rękawa mikrosilnika tylko wtedy, gdy urządzenia te są używane zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- Mikrosilnik i rękaw mikrosilnika muszą być używane zgodnie z ich instrukcjami obsługi.
- Mikrosilnik i rękaw mikrosilnika nie mogą być naprawiane przez użytkownika końcowego. Montaż, modyfikacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników firmy A-dec lub autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec.
- Mikrosilnik jest przeznaczony do stosowania wyłącznie z rękawem mikrosilnika NLZ i konsolą A-dec z panelem sterowania deluxe i dlatego może być stosowany wyłącznie z produktami firmy A-dec. Użycie systemów lub komponentów innych producentów może doprowadzić do nieprzewidywalnego zachowania lub uszkodzenia systemu.

5 Informacja o zgodności z przepisami

Dokument Informacja o zgodności z przepisami, dane techniczne i gwarancja (nr części 86.0221.18) jest dostarczany ze sprzętem stomatologicznym A-dec zgodnie z wymaganiami władz. W przypadku konieczności uzyskania tych informacji należy przejść do działu Document Library na stronie www.a-dec.com.

6 Serwis produktu

Z usług serwisowych można skorzystać za pośrednictwem lokalnego autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec. W celu uzyskania informacji na temat serwisu lub znalezienia autoryzowanego przedstawiciela, prosimy o kontakt pod numerem A-dec at +1.503.538.7478 lub odwiedzenie strony www.a-dec.com.

7 Użytkownicy docelowi

Nasz system mikrosilnika elektrycznego (obejmujący rękaw, mikrosilnik elektryczny i jednostkę sterowania) został opracowany w oparciu o informacje uzyskane od grupy docelowych użytkowników – stomatologów, higienistek stomatologicznych, pracowników gabinetów stomatologicznych (personelu prowadzącego procedury profilaktyczne) i asystentów stomatologicznych.

Mikrosilnik i rękaw mikrosilnika są przeznaczone do użytku tylko przez przeszkolony personel stomatologiczny lub medyczny w celach określonych w części „Zalecenia dotyczące stosowania”, zgodnie z niniejszym dokumentem i przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.

Mikrosilnik i rękaw mikrosilnika powinny być przygotowywane do użytku i konserwowane przez personel przeszkolony w zakresie procedur kontroli przed zakażeniami, bezpieczeństwa personelu i bezpieczeństwa pacjenta. Nieprawidłowa eksploatacja, np. przez pominięcie procedur konserwacyjnych i higienicznych, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi lub użycie akcesoriów i części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone przez firmę A-dec, jest powodem odrzucenia wszelkich zgłoszeń z tytułu gwarancji lub innych roszczeń.

8 Zalecenia dotyczące stosowania

System mikrosilnika elektrycznego A-dec NLZ składa się z jednostki sterowania, która zapewnia zasilanie prądem stałym mikrosilnika elektrycznego włączanego za pomocą przełącznika nożnego. System jest przeznaczony do użytku w ogólnych zastosowaniach stomatologicznych, takich jak: cięcie zęba przy opracowywaniu ubytków, przygotowanie wierzchołków, wykończenie wierzchołków, plomb, wypełnień, polerowanie, procedury profilaktyczne i leczenie endodontyczne z użyciem końcówek zgodnych ze standardem ISO E: prostnic, kątnic typu right-angle lub contra-angle o przełożeniach normalnych, zwalniających lub przyspieszających.

9 Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi

Niniejsza część zapewnia ogólne ostrzeżenia i przestrogi. Inne określone ostrzeżenia i przestrogi podawane są w miarę potrzeby w całej treści niniejszego dokumentu.

- Proszę uważnie przeczytać niniejszą część i stosować ją wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem lub instrukcjami.
- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa mają na celu uniknięcie potencjalnych zagrożeń, które mogłyby spowodować obrażenia osób lub uszkodzenie urządzenia.
- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa są klasyfikowane według istotności zagrożenia.



OSTRZEŻENIE

- Na systemy wszczepialne, takie jak rozruszniki serca i wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD) mogą mieć wpływ pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne. System mikrosilnika emituje fale elektromagnetyczne, które stanowią potencjalne ryzyko. Na przykład, mogą nastąpić interferencje i usterka wszczepionego urządzenia. Firma A-dec zaleca następujące postępowanie:
 - Przed rozpoczęciem użytkowania mikrosilnika zapytać pacjenta lub użytkownika, czy ma wszczepione urządzenie.
 - Należy wyjaśnić im sytuację.
 - Rozważyć ryzyko i korzyści.
 - Trzymać mikrosilnik z dala od wszczepionych urządzeń.
 - Stosować odpowiednie procedury ratunkowe i podjąć natychmiastowe działania w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Symptomy w rodzaju podwyższenia tętna, nieregularnego pulsu oraz zawroty głowy mogą wskazywać na wystąpienie problemów z rozrusznikiem serca lub wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem.
- Nie używać urządzeń komunikacyjnych wysokiej częstotliwości (HF) (np. telefonów komórkowych) podczas pracy. Urządzenia te mogą mieć wpływ na pracę elektrycznych urządzeń medycznych.
- Nie należy podejmować prób demontażu lub manipulowania produktem z wyjątkiem zaleceń w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie wolno upuszczać mikrosilnika. Może to spowodować uszkodzenia powodujące porażenie prądem elektrycznym lub usterkę urządzenia.
- Zgodnie z normą IEC 60601-1/ANSI/AAMI ES60601-1, mikrosilnik nie nadaje się do użycia w atmosferze potencjalnie wybuchowej lub z potencjalnie wybuchowymi mieszaninami środków znieczulających zawierających tlen lub tlenek azotu, lub w miejscach, gdzie te gazy mogą gromadzić się w zamkniętej przestrzeni. Mikrosilnik i rękaw końcówki nie są odpowiednie do użytku w atmosferze o podwyższonej zawartości tlenu.



PRZESTROGA

- Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta mikrosilnika i końcówki. Niewłaściwa eksploatacja może doprowadzić do uszkodzenia mikrosilnika, spowodować ryzyko oraz stanowić zagrożenie dla pacjentów, użytkowników i innych osób.
- Niniejszy produkt powinien być stosowany wyłącznie do leczenia stomatologicznego przez wykwalifikowany personel. Nie należy stosować produktu do zastosowań innych niż wymienione w instrukcji obsługi.
- Przed każdym użyciem sprawdzić mikrosilnik, rękaw mikrosilnika i uszczelki o-ring pod kątem uszkodzeń, luzów i wycieków. Należy sprawdzić, czy rękaw mikrosilnika nie jest zagięty. Nie używać mikrosilnika, jeśli wykryto uszkodzenie. Wykonać obsługę serwisową lub dokonać wymiany, jeśli jest to konieczne.
- Nie patrzeć bezpośrednio na wyjście optyczne, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Wysterylizować mikrosilnik przed pierwszym użyciem. Patrz „13-2 Sterylizacja mikrosilnika” na stronie 7.
- Upewnić się, że do mikrosilnika jest dostarczane powietrze chłodzące. W innym przypadku, temperatura powierzchni mikrosilnika może wzrosnąć do 60°C (150°F) lub wyższej.



UWAGA

- Więcej informacji na temat środków ostrożności podczas stosowania, postępowania i konserwacji/kontroli itd. końcówki, patrz podręcznik obsługi końcówki.
- Jeżeli wymagana jest naprawa, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy A-dec. Technik serwisu firmy A-dec sprawdzi produkt i dokona naprawy zgodnie z podręcznikiem serwisowym.

10 Warunki i środowisko pracy

- Korzystać wyłącznie z wody pitnej oraz powietrza pochodzącego z konsol stomatologicznych.
- Do obsługi mikrosilnika i rękawa mikrosilnika używać wyłącznie suchego, czystego, filtrowanego, nie zawierającego oleju sprężonego powietrza.
- Należy przeprowadzać regularne kontrole działania i konserwację.
- Mikrosilnik elektryczny jest przeznaczony do pracy nieciągłej. Czas działania wynosi 3 minuty, a czas bezczynności – 10 minut.

Jeżeli temperatura powierzchni mikrosilnika stanie się zbyt wysoka podczas zabiegu, moment obrotowy będzie stopniowo zmniejszany.

Moment obrotowy zostanie przywrócony po zatrzymaniu mikrosilnika i poczekaniu na wystarczające zmniejszenie temperatury powierzchni.


11 Podłączanie i odłączanie mikrosilnika

Końcowa kontrola wyposażenia

- Przed pierwszym użyciem mikrosilnika i rękawa mikrosilnika należy sprawdzić, czy zostały zapewnione odpowiednie warunki pracy.
- Zawsze należy sprawdzać, czy zostało zapewnione odpowiednie chłodzenie końcówki (z wyjątkiem zastosowań endodontycznych). Jeśli dopływ chłodziwa działa nieprawidłowo, mikrosilnik należy natychmiast zatrzymać.
- Przed każdym użyciem sprawdzić mikrosilnik, rękaw mikrosilnika i uszczelki o-ring pod kątem uszkodzeń, luzów, wycieków i tworzenia biofilmu. Należy sprawdzić, czy rękaw mikrosilnika nie jest zagięty. Nie używać mikrosilnika lub rękawa mikrosilnika, jeśli wykryto uszkodzenie. Wykonać obsługę serwisową lub dokonać wymiany, jeśli jest to konieczne.
- Przed każdym leczeniem należy wykonać uruchomienie testowe.

11-1 Łączenie i odłączanie mikrosilnika oraz rękawa mikrosilnika

Wyrównać kołek mikrosilnika i złączyć rękawa mikrosilnika oraz mocno włożyć kołki mikrosilnika do ich otworów w złączu rękawa mikrosilnika. Solidnie przymocować nakrętkę rękawa mikrosilnika. Aby odłączyć rękaw mikrosilnika od mikrosilnika, odkręcić i zdjąć nakrętkę rękawa mikrosilnika, a następnie delikatnie odciągnąć złącze przewodu mikrosilnika.



11-2 Łączenie i odłączanie mikrosilnika oraz końcówki



OSTRZEŻENIE

- Nie stawiać na sterowniku nożnym podczas instalowania lub zdejmowania mikrosilnika. Może nastąpić uszkodzenie.




PRZESTROGA

- Potwierdzić, że końcówka jest prawidłowo podłączona. Odłączenie się końcówki podczas pracy jest bardzo niebezpieczne.
- Nie należy pozostawiać nasmarowanej końcówki podłączonej do mikrosilnika, gdy nie jest używana. Olej może przeniknąć do mikrosilnika i spowodować usterkę.
- Używać tylko końcówek typu ISO E (średnica 20 mm, napęd zębaty), które są zgodne z normą ISO 3964.

Aby zainstalować na mikrosilniku końcówkę typu ISO E, ustawić końcówkę równo ze sprzęgłem mikrosilnika, połączyć je, a następnie przekręcić, aż będzie słychać kliknięcie (zostaną wyrównane kołki ustalające).

Aby zdjąć końcówkę, odciągnij ją od mikrosilnika.



12 Sprawdzenie przed użyciem




OSTRZEŻENIE

- Sprawdzić, czy mikrosilnik i końcówka są całkowicie suche przed rozpoczęciem pracy. Wilgoć zgromadzona w mikrosilniku może doprowadzić do usterki.

Aby przeprowadzić test całego systemu mikrosilnika elektrycznego:

1. Sprawdzić, czy końcówka jest prawidłowo podłączona i prawidłowo zamocowana na mikrosilniku. Końcówka nie powinna się odłączać przy delikatnym pociągnięciu.
2. Aktywować mikrosilnik, używając dźwigni sterownika nożnego lub pokryw. Informacje na temat obsługi sterownika nożnego, patrz Instrukcja obsługi dołączona do konsoli lub sterownika nożnego.
3. W przypadku występowania takich problemów, jak wibracje, dziwne dźwięki, przegrzewanie się, podejrzany zapach, wycieki lub niesprawne lampki, należy natychmiast zatrzymać mikrosilnik i skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy A-dec lub działem obsługi klienta firmy A-dec.



13 Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja

Czyścić i dezynfekować mikrosilnik i rękaw mikrosilnika bezpośrednio po każdym użyciu. Sterylizację mikrosilnika należy wykonać po czyszczeniu i dezynfekcji.

Należy zapoznać się z poniższymi informacjami przed czyszczeniem i dezynfekcją mikrosilnika elektrycznego A-dec NLZ.



PRZESTROGA

- Przestrzegać lokalnie obowiązujących dyrektyw, norm i wytycznych dotyczących czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji.
- Stosować odzież ochronną i osobisty sprzęt ochronny (PPE).
- Nie używać środków dezynfekujących, które zawierają chlor lub mają właściwości utrwalające (denaturujące) białka.
- Sprawdzić, czy płyn nie przedostał się do mikrosilnika podczas czyszczenia lub dezynfekcji.
- Nie używać myjni termicznej/dezynfektora do czyszczenia mikrosilnika lub rękawa mikrosilnika.
- Nie smarować mikrosilnika, który ma zapewnione smarowanie ciągłe.

13-1 Czyszczenie i dezynfekcja mikrosilnika i rękawa mikrosilnika



PRZESTROGA

- Nie umieszczać mikrosilnika ani rękawa mikrosilnika w ciekłym środku dezynfekującym ani w łaźni ultradźwiękowej.



UWAGA

- Wyrześć z zewnątrz mikrosilnik i rękaw mikrosilnika czystą ściereczką zwilżoną w środku dezynfekującym lub etanolu o stężeniu 60–90%.
- Używać wyłącznie środków dezynfekujących, certyfikowanych przez oficjalnie uznane instytucje, które nie zawierają chloru ani nie mają właściwości utrwalających (denaturujących) białka. W celu prawidłowego użycia należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekującego.



OSTRZEŻENIE

- Rutynowo monitorować jakość wody unitu dentystycznego w celu upewnienia się, że miana mikrobiologiczne są poniżej wartości zalecanych dla wody pitnej przez lokalną agencję. Centra Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (ang. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) w Stanach Zjednoczonych zalecają wartość <500 CFU/ml heterotroficznych bakterii w wodzie.

13-2 Sterylizacja mikrosilnika



UWAGA

- Sterylizować mikrosilnik po każdym użyciu.



OSTRZEŻENIE

- Nie używać sterylizatora autoklawującego, który wykorzystuje szybkie ogrzewanie lub schładzanie. Nagłe zmiany temperatury mogą spowodować pogorszenie jakości elementów.
- Nie używać sterylizatora, którego temperatura przekracza 136°C (277°F), w tym podczas procesu suszenia. Może to spowodować usterkę produktu.
- Nie wolno dotykać produktu bezpośrednio po sterylizacji, ponieważ będzie on miał bardzo wysoką temperaturę, co może spowodować oparzenia.



PRZESTROGA

- Przestrzegać lokalnie obowiązujących dyrektyw, norm i wytycznych.
- Przed sterylizacją mikrosilnika należy go wyczyścić i zdezynfekować w celu upewnienia się, że proces sterylizacji jest skuteczny i mikrosilnik nie zostanie uszkodzony.
- Nie należy sterylizować rękawa mikrosilnika.
- Przed wyjęciem ładunku ze sterylizatora sprawdzić, czy jest on suchy.
- Sterylne wyroby należy przechowywać w miejscu niezapylonym i suchym.
- Umieścić mikrosilnik w zalaminowanym papierowo-foliowym opakowaniu do sterylizacji zatwierdzonym przez USFDA i zgodnym z ISO 11607-1.
- Jeżeli mikrosilnik lub dowolny instrument sterylizowany z mikrosilnikiem zawiera pozostałości środka dezynfekującego lub innych środków chemicznych, powierzchnia mikrosilnika może ulec odbarwieniu, a elementy wewnętrzne mogą zostać uszkodzone. Należy upewnić się, że wewnątrz autoklawu nie pozostały żadne środki chemiczne.
- W przypadku mikrosilnika zalecana jest sterylizacja przez autoklawowanie. Inne metody sterylizacji nie zostały walidowane.
- W trakcie obsługi mikrosilnika należy zachować ostrożność i nie dopuścić do zarysowania wyjścia optycznego.



UWAGA

- Firma A-dec zaleca prowadzenie procesu sterylizacji zgodnie z normami ANSI/ AAMI ST79 i EN 13060 (klasa B). Inne metody sterylizacji mogą zmniejszyć trwałość mikrosilnika.




WAŻNE

- Postępować zgodnie z instrukcjami producenta sterylizatora.

Przed sterylizacją:

- Przepłukać linie wody powietrzem.
- Odkręcić mikrosilnik od złącza rękawa mikrosilnika i odciągnąć mikrosilnik prosto od złącza rękawa.



PRZESTROGA

- Rękawa mikrosilnika nie należy skręcać, zaginać ani ścisnąć. Może to spowodować usterkę.

- Przed sterylizacją mikrosilnik należy wyczyścić i zdezynfekować.
- Umieścić mikrosilnik w zalaminowanym papierowo-foliowym opakowaniu do sterylizacji zatwierdzonym przez USFDA i zgodnym z ISO 11607-1.
- Mikrosilnik należy sterylizować w temperaturze 132°C (270°F) przez następujący czas*:
 - Sterylnizatory z dynamicznym usuwaniem powietrza: 4 minuty
 - Sterylnizatory z wyparciem grawitacyjnym: 15 minut



OSTRZEŻENIE

- Nie używać sterylizatora, którego temperatura przekracza 136°C (277°F), w tym podczas procesu suszenia. Może to spowodować usterkę produktu.

- Przed wyjęciem ładunku ze sterylizatora należy odczekać około 30 minut lub dłużej, aby umożliwić wysuszenie ładunku. Przed wyjęciem ze sterylizatora upewnić się, że ładunek jest całkowicie suchy i na torebce sterylizacyjnej nie są widoczne kropelki wody. Mikrosilnik należy przechowywać w torebce sterylizacyjnej, aby pozostał czysty i suchy.

* Aby uzyskać więcej informacji dotyczących norm i standardów sterylizacji, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi urządzeń medycznych.

14 Konserwacja



PRZESTROGA

- Mikrosilnik elektryczny należy konserwować zgodnie z instrukcjami obsługi akcesoriów i procedurami kontroli przed zakażeniami. Pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pacjentów. Nieprawidłowa eksploatacja, niezachowanie zgodności z instrukcjami obsługi akcesoriów lub użycie części serwisowych, które nie zostały zatwierdzone przez firmę A-dec, jest powodem odrzucenia wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych z tytułu gwarancji oraz innych roszczeń.
- Regularna obsługa serwisowa mikrosilnika i końcówek pod kątem prawidłowego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa jest niezbędna i powinna być przeprowadzana co najmniej co trzy lata, o ile przepisy prawne nie określają krótszych okresów. Obsługa serwisowa powinna być prowadzona przez autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec lub dział obsługi klienta firmy A-dec.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Nieodłączenie zasilania przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.



OSTRZEŻENIE

- Nieodłączenie zasilania przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych może doprowadzić do uszkodzenia produktu oraz do wystąpienia poważnych obrażeń ciała lub zgonu.

14-1 Wymiana uszczelki o-ring




- W przypadku uszkodzenia uszczelki o-ring mogą mieć miejsce następujące sytuacje:
 - ulatnianie się powietrza lub przeciek wody,
 - nieprawidłowe doprowadzenie powietrza lub wody do końcówki,
 - wibracje,
 - trudności z założeniem lub zdjęciem końcówki.

14-1-1 Łożysko mikrosilnika


Jeżeli końcówkę trudno podłączyć do mikrosilnika lub jeżeli wykryto ulatnianie się powietrza lub przeciek wody, uszczelki o-ring łożyska mikrosilnika mogą być uszkodzone i należy je wymienić. Należy użyć odpowiedniego narzędzia w celu wyjęcia uszkodzonych uszczelki O-ring z łożyska mikrosilnika. Należy upewnić się, że nowe uszczelki założono w odpowiednim miejscu (patrz niżej).

- Informacje na temat wymiany uszczelki O-ring, patrz „15. Części zamienne”



- Na sprężce znajdują się cztery uszczelki O-ring. Niebieska uszczelka O-ring jest cieńsza od pozostałych uszczelki. Wszystkie uszczelki O-ring należy założyć w odpowiednim miejscu.
- Uszkodzoną uszczelkę O-ring należy bezzwłocznie wymienić.
- Podczas używania wszelkich końcówek wymagających smarowania (typu ISO E) należy zachować ostrożność. Po nasmarowaniu należy ustawić końcówkę pionowo, aż spłynie z niej nadmiar smaru. Końcówkę należy wtedy wytrzeć i połączyć ją z silnikiem.

Uszczelka O-ring (niebieska)




Uszczelka O-ring (czarna)

14-1-2 Podłączenie rękawa mikrosilnika

W przypadku wykrycia ulatniania się powietrza lub przecieku wody z połączenia rękawa mikrosilnika, należy wymienić uszczelki o-ring. Wyjąć uszkodzone uszczelki o-ring z tyłu mikrosilnika za pomocą sondy stomatologicznej lub podobnego instrumentu i włożyć nowe uszczelki o-ring do wyżłobienia uszczelki o-ring. (Uszczelki o-ring do wymiany dla obwodu powietrza: 2, obwodu wody: 2, obwodu powietrza chłodzącego: 1)

- Informacje na temat wymiany uszczelki O-ring, patrz „15. Części zamienne”.



15 Części zamienne

Lista części zamiennych

Element	Numer części NSK	Opis
Uszczelka o-ring	D0313084070	Niebieska, do łożyska mikrosilnika
Uszczelka o-ring	D0312074080	Czarna, do łożyska mikrosilnika
Uszczelka o-ring	D0312010050	Do połączenia rękawa mikrosilnika

16 Parametry

Parametry

Element	Wartość
Model (mikrosilnik)	NLZ A-dec
Model (rękaw 160 cm (63 cale))	NLZ CDAS
Model (rękaw 208 cm (82 cale))	NLZ CDAL
Prędkość obrotów (tryb standardowy)	1000–40 000 obr./min (min ⁻¹)
Prędkość obrotów (tryb endodontyczny)	100–5000 obr./min (min ⁻¹)
Moment obrotowy (tryb standardowy)	4,0 N cm (0,029 ft-lb)
Moment obrotowy (tryb endodontyczny)	3,0 N cm (0,022 ft-lb)
Waga	57 g (2,01 oz)
Źródło wody rozpylanej	>65 ml/min (0,0023 CFM) (0,2 MPa/29 psi)
Źródło powietrza rozpylanego	>1,5 ml/min (0,05 CFM) (0,2 MPa/29 psi)
Źródło powietrza chłodzącego	>6,5 ml/min (0,25 CFM) (0,25 MPa/36 psi)
Tryb pracy	WŁ.: 3 min, WYŁ.: 10 min

Parametry środowiska pracy

	Temperatura	Wilgotność	Ciśnienie atmosferyczne
Środowisko użytkowania	10–40°C (50–104°F)	30–75% wilg. względna*	–
Środowisko transportu i przechowywania	-10–50°C (14–122°F)	10–85% wilg. względna*	500 do 1060 hPa

*Bez kondensacji.



UWAGA

- Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia. Wymagania mogą być różne w zależności od lokalizacji. Więcej informacji można uzyskać od autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec.

17 Utylizacja produktu

Przed utylizacją należy upewnić się, że mikrosilnik jest sterylny, aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia i środowiska.

18 Gwarancja

Informacje o gwarancji można znaleźć w dokumencie *Informacje o przepisach, specyfikacjach i gwarancji* (numer części 86.0221.18), który dostępny jest w Bibliotece dokumentów na stronie www.a-dec.com.



PRZESTROGA

- W świetle federalnego prawa USA nabywać i użytkować niniejsze urządzenie mogą jedynie stomatolodzy, lekarze i inni specjaliści mający uprawnienia do użytkowania lub zamawiania tego urządzenia przyznane przez stan, w którym prowadzą działalność.



Siedziba firmy A-dec
2601 Crestview Drive Newberg, OR 97132 USA
Tel.: 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie Tel.: 1 503 538 7478 spoza USA i Kanady Faks: 1 503 538 0276
www.a-dec.com

Międzynarodowe centra dystrybucji

A-dec Australia
Unit 8, 5-9 Ricketty Street, Mascot, NSW 2020, Australia
Tel.: 1.800.225.010 w Australii Tel.: +61 (0)2 8332 4000 spoza Australii

A-dec Chiny | A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road, Qianjiang Economic Development Zone, Hangzhou 311106, Zhejiang, Chiny
Tel: 400.600.5434 (na terenie Chin) Tel: +0571.89026088 (spoza terytorium Chin)

A-dec Wielka Brytania
Austin House, 11 Liberty Way, Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ, Anglia
Tel: 0800 ADECUK (233285) w Wielkiej Brytanii Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 spoza Wielkiej Brytanii

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.
Prawa autorskie 2016 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CE
1434

86.0677.18 Rev B
2019.05.15 01 (H)


Mocowania monitora A-dec



W mocowaniach monitora A-dec stosowane są następujące mechanizmy ustalania pozycji:

Z zaciskiem ruchomym

Te mocowania wywierają stały nacisk utrzymujący monitor w wybranej pozycji.



Z blokadą

Te mocowania zawierają pokrętkę, za pomocą której można ręcznie zablokować pochylenie monitora.



Mocowania monitora A-dec są zgodne ze standardem VESA (Video Electronics Standards Association), dzięki czemu można je stosować z monitorami większości marek i o różnych rozmiarach.




UWAGA Mocowanie monitora A-dec służy do podtrzymywania i ustawiania położenia monitora płaskoekranowego klasy medycznej lub równoważnego. Wymagania dotyczące monitorów można znaleźć w tabeli na stronie 3.


Regulacja i dane techniczne mocowań monitora

Informacje o regulacji oraz dane techniczne monitorów stosowanych z danym mocowaniem można znaleźć na rysunkach poniżej i w tabeli na stronie 3.


Typ 1, z zaciskiem ruchomym




Typ 2, z zaciskiem ruchomym



Typ 3, z zaciskiem ruchomym



Typ 4, z blokadą



Regulacja oporu ruchu w pionie	Rozmiar klucza sześciokątnego	Typ regulacji	Dostępność	Maksymalna waga monitora	Maksymalny rozmiar monitora
Typ 1, z zaciskiem ruchomym Aby zwiększyć opór, przekręć klucz sześciokątny w prawo. Aby zmniejszyć opór, przekręć go w lewo.	3/16 cala	Zacisk ruchomy, pojedynczy	fotele, bloki spluwaczek	9 kg (20 funtów)	483 mm (19 cali) po przekątnej
Typ 2, z zaciskiem ruchomym Aby zwiększyć opór, przekręć klucz sześciokątny w prawo. Aby zmniejszyć opór, przekręć go w lewo. Regulacji może wymagać opór ruchu zarówno w górę, jak i w dół.	5/32 cala	Zacisk ruchomy, podwójny	fotele, bloki opcjonalne, mocowanie do szafki jezdne na szynie	14 kg (31 funtów)	483 mm (19 cali) po przekątnej
Typ 3, z zaciskiem ruchomym Odkręć śruby tylnej pokrywy kluczem sześciokątnym 1/8 cala. Przy użyciu klucza sześciokątnego 5/32 cala zwiększ lub zmniejsz opór ruchu mocowania w pionie. <i>(Uwaga: uchwyty można założyć ponownie po zdjęciu pokrywy. Śruby tylnej pokrywy można odkręcić i przykręcić kluczem sześciokątnym 1/8 cala).</i>	1/8 cala 5/32 cala	Zacisk ruchomy, pojedynczy	sufity, szafki, ściany	9 kg (20 funtów)	483 mm (19 cali) po przekątnej
Typ 4, z blokadą Przekręć pokrętło w prawo, aby zablokować pozycję monitora.	Nie dotyczy	Z blokadą, pokrętło	fotele, bloki spluwaczek	9 kg (20 funtów)	483 mm (19 cali) po przekątnej

Dane techniczne i gwarancja



WAŻNE Gwarancję, specyfikacje elektryczne, identyfikację symboli oraz inne informacje wymagane przepisami można znaleźć w dokumencie *Informacja o zgodności z przepisami, dane techniczne oraz gwarancja* (nr części 86.0221.18) dostępnym w Centrum zasobów pod adresem www.a-dec.com.



UWAGA Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia. Wymagania mogą być różne w zależności od lokalizacji. Więcej informacji można uzyskać od autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec.

Modele i wersje produktu uwzględnione w niniejszym dokumencie

Modele	Wersje	Opis
200, 300, 381, 382, 482, 581, 584, 585, 586, 587, Performer 8000	A	Mocowanie monitora



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Stany Zjednoczone
Tel.: +1.800.547.1883 na terenie USA / Kanady
Tel.: +1.503.538.7478 poza USA / Kanadą
www.a-dec.com

A-dec Australia

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tel.: +1.800.225.010 w Australii
Tel.: +61.(0).2.8332.4000 spoza Australii

A-dec Chiny

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311100, Zhejiang, Chiny
Tel.: +400.600.5434 w Chinach
Tel.: +86.571.89026088 spoza Chin

A-dec Wielka Brytania

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglia
Tel.: +0800.ADEC.UK (2332.85) w Wielkiej Brytanii
Tel.: +44.(0).24.7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii



86.0309.18 Rev G
Data wydania 2020-03-05
Copyright 2020 A-dec Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.