

# Lista kontrolna konserwacji sprzętu\*

## Po każdym pacjencie

- ☐ Wyczyszczenie, nasmarowanie i wysterylizowanie końcówek
- ☐ Wyczyszczenie (przy użyciu ultradźwięków) i wysterylizowanie końcówek dmuchawek
- ☐ Wycieranie i przepłukiwanie przewodu końcówek
- ☐ Przepłukiwanie przewodów próżniowych  
(w przypadku zabiegów chirurgii stomatologicznej)
- ☐ Czyszczenie/dezynfekcja powierzchni dotykanych przez pacjenta
- ☐ Wymiana wszystkich osłonek barierowych

## Codziennie lub w zależności od potrzeb

- ☐ Dodanie tabletki A-dec ICX® przy każdym napełnianiu butelki na wodę†
- ☐ Przepłukiwanie spluwaczki przez jedną minutę
- ☐ Wyczyszczenie miski spluwaczki i sitka miski
- ☐ Przepłukiwanie linii systemu próżniowego

## Co tydzień lub w zależności od potrzeb

Data/godzina

- ☐ Czyszczenie tapicerki fotela i stołka łagodnym płynem do mycia naczyń i wodą
- ☐ Wyczyszczenie zaworów ssaka i ślinociągu
- ☐ Sprawdzenie i konserwacja filtra odpadków stałych (dwa razy w tygodniu)
- ☐ Konserwacja zbiornika odprowadzania oleju  
(przeprowadzać co miesiąc, jeśli do konserwacji końcówek stosowane jest urządzenie Assistina)
- ☐ Smarowanie uchwyty końcówek
- ☐ Czyszczenie pokrywy lampy głównej łagodnym płynem do mycia naczyń i wodą  
(aby uniknąć zadrapania pokrywy, należy użyć gazy lub miękkiej ściereczki o wymiarach 5 cm x 5 cm (2 cale x 2 cale))
- ☐ W razie potrzeby wymiana bariery lampy głównej Medicom® SafeShield™

## Co miesiąc

Data/godzina

- ☐ Kontrola poziomu CFU w wodzie w systemie i w razie potrzeby odpowiednia obróbka linii wodnych†
- ☐ Konserwacja zbiornika odprowadzania oleju  
(przeprowadzać co tydzień, jeśli do konserwacji końcówek nie jest stosowane urządzenie Assistina)
- ☐ Kontrola wszystkich uszczelnień pierścieniowych typu O-ring końcówek, silnika i urządzenia Assistina; wymiana zużytych/uszkodzonych
- ☐ Nasmarowanie uszczelnień pierścieniowych typu O-ring ssaka i ślinociągu
- ☐ Nasmarowanie uszczelnień pierścieniowych typu O-ring butelki na wodę

## Co roku

Data/godzina

- ☐ Wymiana i nasmarowanie uszczelnień pierścieniowych typu O-ring dmuchawki i zaworów z przyciskiem
- ☐ Wymiana i nasmarowanie uszczelnień pierścieniowych typu O-ring ssaka i ślinociągu
- ☐ Wymiana wszystkich uszczelnień pierścieniowych typu O-ring końcówek, silnika i urządzenia Assistina
- ☐ Wymiana filtrów powietrza i wody w skrzynce przyłączeniowej lub powierzchni przyłączy



**Siedziba firmy A-dec**  
1 800 547 1883 na obszarze USA i Kanady  
+1.503.538.7478 spoza USA/Kanady  
[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com)

\* Szczegółowe informacje dotyczące czynności konserwacyjnych można znaleźć w Instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia lub na stronie internetowej [www.a-dec.com](http://www.a-dec.com).

† Szczegółowe informacje dotyczące konserwacji linii wodnej można znaleźć w dołączonej do urządzenia Instrukcji konserwacji linii wodnej (nr części 85.0983.18) oraz na stronie internetowej [www.a-dec.com](http://www.a-dec.com).

86.0600.18 Rev E  
Data wydania 2020-03-11  
Copyright 2020 A-dec Inc.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.