

BARDZIEJ INTELIGENTNY I LEPSZY NIŻ KIEDYKOLWIEK

Tomograf CS 9600. Obrazowanie nigdy nie było tak proste.

Najbardziej inteligentny system CBCT na świecie. Teraz bardziej wszechstronny niż kiedykolwiek. Nowa przystawka cefalometryczna, a także kolejne innowacje pozwalają osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty. CS 9600 na nowo definiuje jakość i funkcjonalność w obrazowaniu, co czyni go idealnym systemem dla lekarzy dentystów, którzy pragną nowego poziomu precyzji.

Obrazowanie CBCT: Pokaż na jednym skanie - wyraźne i bardzo precyzyjne obrazy 3D zębów, tkanki miękkiej, kanału nerwowego oraz kości w okolicy czaszki.

Panoramyczne obrazowanie 2D: Generuj krystalicznie czyste obrazy 2D, obrazy stawów skroniowo-żuchwowych, skrzydłowo-zgrzyzowych i FMS dzięki najnowszej technologii Tomosharp.

Przystawka cefalometryczna¹: Uzyskaj najlepsze w swojej klasie obrazy cefalometryczne z wykorzystaniem najnowszej technologii skanowania, przetwarzania obrazu i automatycznego traceingu¹.

Skanowanie modeli 3D: Uzyskaj precyzyjne cyfrowe modele 3D, skanując wyciski pacjenta lub modele gipsowe.

Wiele pól obrazowania: 14 pól obrazowania zaspokoi każdą potrzebę diagnostyczną, od podstawowej po najbardziej specjalistyczną.

Skanowanie 2D i 3D przy niskiej dawce: Zmniejsz dawkę promieniowania i przestrzegaj zasady ALARA (as low as reasonably achievable).

Technologia gwiazdna: Zredukuj artefakty i popraw kontrast bez zwiększania dawki, dzięki tubusowi 120 kV i inteligentnej filtracji.

Zdalne monitorowanie¹: Zwiększ swoją efektywność dzięki zaawansowanej technologii CS Upstream, która stale monitoruje CS 9600 i bada zachowania aparatu w czasie rzeczywistym.



NAPĘDZANY INTELIGENCJĄ WYJĄTKOWY PRECYZJĄ

NEW

POZYCJONOWANIE WSPIERANE PRZEZ SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ

Dzięki sztucznej inteligencji urządzenie automatycznie wykrywa płaszczyznę frankfurcką, aby zmniejszyć ryzyko pomyłki i jeszcze łatwiej uzyskać spójne rezultaty.



NEW

KRYSTALICZNIE CZYSTY OBRAZ


Nasza nowa technologia Tomosharp - w połączeniu z pozycjonowaniem opartym na sztucznej inteligencji i najnowocześniejszym algorytmie przetwarzania - zapewnia krystalicznie czyste obrazy panoramiczne.



NEW

ZAAWANSOWANA REDUKCJA SZUMU

Nowy algorytm redukuje szumy w obrazie przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich szczegółów klinicznych.



NEW

PRZYSTAWKA CEFALOMETRYCZNA¹


CS 9600 rejestruje precyzyjne obrazy cefalometryczne i analizuje je szybko za pomocą Automatycznej Analizy Cefalometrycznej¹.



NEW

WYJĄTKOWA TECHNOLOGIA CS MAR¹

Automatycznie redukuje metalowe artefakty dla lepszej jakości obrazu, posiada wyjątkową funkcję porównywania obrazów na żywo.



NEW

INTUICYJNY SMARTPAD


Interfejs użytkownika prowadzi operatora przez każdy etap badania, upraszczając procedury i zmniejszając prawdopodobieństwo popełnienia błędu, począwszy od konfiguracji ustawień na jakości obrazu kończąc.



NEW

CS FACE SCAN¹

Twórz realistyczne obrazy 3D twarzy pacjenta. Automatycznie nałóż skan twarzy na obraz CBCT i modele 3D.



TOMOGRAF CS 9600

¹ Opcjonalnie

© 2020 Carestream Dental LLC