

Wybierz idealną kamerę dla siebie

Idealna jakość obrazu rzeczywistego, doskonała stopklatka dla perfekcyjnego zatrzymania obrazu, przyjazne i łatwe oprogramowanie dla archiwizacji. Te cechy powodują, że kamery Carestream stanowią optymalne narzędzie pracy. Innowacyjna technologia eliminacji refleksów, białe światło LED, najwyższej jakości i precyzji układ optyczny gwarantują zawsze idealną jakość obrazu. Wysokiej jakości parametry plus wyjątkowa ergonomia obsługi jest gwarancją efektywnego wykorzystania.

Cecha	CS 1500	CS 1200
Wykrywanie próchnic	Nie	Nie
Rozdzielczość obrazu	1024 (H) x 768 (V)	1024 (H) x 768 (V)
Zakres ostrości	1 mm - nieskończoność	3 mm-25 mm
Efekt polaryzacji	Nie	Nie
Zdjęcie portretowe	Tak	Nie
Autofocus	Tak	Nie
Podłączenie	PC/video (dla wifi), AV	USB/S-video, AV
Bezprzewodowe wifi	Tak	Nie
System oświetlenia	8 diod LED	6 diod LED

Najwyższa rozdzielczość i unikalny autofocus dla endodoncji, narzędzia do uzyskania przejrzystych, wiernie odwzorowujących kolor zdjęć. Kamery CS są łatwe i intuicyjne w eksploatacji. Funkcja autofocusa (dostępna w modelu CS 1500) umożliwia natychmiastowe wykonywanie zdjęć bez konieczności ustawiania parametrów. Dzięki wbudowanemu wifi kamera 1500 gwarantuje wolność i mobilność.



Uchwyt na kamerę



Osłonki przed światłem zewnętrznym



Osłonki higieniczne



Okablowanie

Pełna gama akcesoriów w pakiecie

Kamery wewnętrzne Carestream dostarczane są z kompletem akcesoriów przydatnych w wielu sytuacjach. Poczynając od wygodnego uchwytu na kamerę przez jednorazowe osłonki higieniczne aż po komplet różnych kabli (USB, S-Video, AV). Jednym słowem, wszystko, czego potrzebujesz jest dostępne w komplecie z kamerą.



Wsparcie serwisowe gwarantowane Zawsze!

Jak wszystkie produkty koncernu Carestream Dental, kamery CS i platforma programowa CS Software są intuicyjne i łatwe w użyciu. Ponadto wymagają minimalnego przeszkolenia wstępnego i zapewniają maksymalną efektywność. Co więcej, stając się posiadaczem kamery CS zyskujesz pełne wsparcie serwisowe doświadczonych inżynierów.

Optident
DIGITAL DENTAL SOLUTIONS

Carestream
DENTAL

Kamery wewnętrzne



Kamery wewnętrzne
Carestream Dental

Najwyższa jakość obrazu,
łatwość użytkowania i idealna komunikacja z pacjentem.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Zamów bezpłatną prezentację w Twoim Gabinecie: 501 242 101, 71 781 84 62
lub odwiedź naszą stronę internetową: www.optident.pl

Optident S. J. 53-032 Wrocław, ul. Jeździecka 12
+48 71 781 84 62, 0501 242 101, www.optident.pl
Optident Wyłączny Dystrybutor Carestream Dental w Polsce

Optident
DIGITAL DENTAL SOLUTIONS

Kamera wewnątrzustna CS 1500

Dostępna w wersji przewodowej i bezprzewodowej kamera wewnątrzustna CS 1500 to najwyższa jakość obrazu i wyjątkowa elastyczność użytkowania. To połączenie powoduje, że użytkownik otrzymuje łatwy w obsłudze aparat, który wyznacza nowe trendy w sposobie komunikowania się z pacjentem.



Komunikacja to podstawa. Promuj rozmowy.

Poczynając od funkcji portretów do ujęć makro, kamera CS 1500 zawsze zapewnia lekarzowi jasne, wysokiej rozdzielczości obrazy, które zawsze warto zaprezentować pacjentowi. Dzięki nim pacjent widzi dokładnie to samo co lekarz i chętniej akceptuje zalecenia terapeutyczne.



Wysoka jakość obrazu w szerokim zakresie.

Prawdziwa automatyzacja

Technologia ciekłej soczewki „Liquid lens” powoduje, że autofocus w obiektywie pracuje podobnie jak ludzkie oko. Ostrość jest ustawiana na podstawie odległości pomiędzy kamerą a obiektem. Dzięki temu nie są potrzebne żadne czasochłonne manualne poprawki.8 – punktowe światło LED intuicyjnie dostosowuje się do bieżących warunków oświetlenia w celu automatycznej optymalizacji poziomu kontrastu.

Idealna ergonomia i funkcjonalność

Jako, że kamera CS 1500 nie wymaga manualnych poprawek - przechwytywanie obrazu jest łatwiejsze i szybsze niż kiedykolwiek. Ergonomiczna i lekka obudowa komfortowo dopasuje się do każdej dłoni. Dzięki temu lekarz może łatwo manewrować kamerą nawet w najtrudniej dostępnych miejscach. Dodatkowo, po naciśnięciu tylko jednego przycisku kamera CS 1500 wygeneruje obrazy wysokiej rozdzielczości, które automatycznie zostaną zapisane na komputerze lub na karcie SD.

Łatwe udostępnianie i integracja

Wykonywanie zdjęć i filmów kamerą CS 1500 to czysta przyjemność. Obrazy są natychmiastowo wyświetlane na ekranie komputera lub monitora. Opcjonalnie można wybrać wersję bezprzewodową urządzenia CS 1500, która zapewni pełną swobodę przemieszczania się. Kamerę można również w każdej chwili podłączyć bezpośrednio do komputera przez popularne wejście USB. CS 1500 w wersji bezprzewodowej (CS 1500 WiFi) obsługuje połączenia AV i S-Video eliminując potrzebę stosowania osobnych komputerów przy każdym ujęciu. Reasumując – niezależnie od wybranej opcji kamery – CS 1500 zawsze dostosuje się do indywidualnych wymagań każdej praktyki.



Automatycznie dostosowujące się 8-punktowe źródło światła LED.

CS 1200 Kamera wewnątrzustna

Kombinacja takich cech jak łatwość użycia i błyskawiczne udostępnianie obrazów przez CS 1200 sprawia, że praca z kamerą jest komfortowa.



Wysoka jakość obrazu w przystępnej cenie

Wysoka jakość obrazów z kamery CS 1200 jest optymalnym wstępem w świat obrazowania cyfrowego dla każdego gabinetu. CS 1200 łączy w sobie jakość i przystępną cenę. Dlatego też kamera ta jest idealnym rozwiązaniem dla gabinetów z mniejszym budżetem.



Wysokiej jakości zdjęcia wyraźnie ukazują rysy, pęknięcia i inne anomalie.

Intuicyjny system optyczny

CS 1200 wyposażono w 6 – punktowy system oświetlenia LED zapewniający doskonałe, jasne obrazy w każdych warunkach oświetleniowych. Kamera CS 1200 oferuje szeroki, elastyczny zakres ostrości od 3 do 25 mm, pozwalający uzyskać wiele wygodnych ujęć.



Naprawdę łatwe udostępnianie

Kamera CS 1200 umożliwia wykonywanie zdjęć pacjentom z natychmiastowym przeglądaniem ich bezpośrednio z wewnętrznej pamięci kamery. Dzięki zdolności do przechowywania aż 300 zdjęć w kamerze, CS 1200 całkowicie eliminuje potrzebę dodatkowej karty pamięci lub komputera przy każdym ujęciu. Co więcej, kamera obsługuje wyświetlacze analogowe i monitory PC, a także wiele połączeń (USB, S-Video i AV). Wszystko po to, aby przenoszenie obrazów było wygodniejsze niż kiedykolwiek.



6 punktowy system LED automatycznie dostosuje się do oświetlenia w każdych warunkach praktyki

Kamery wewnątrzustne Carestream Dental

Doskonała jakość obrazu

Nasze kamery wewnątrzustne zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu lekarzom najwyższej jakości obrazu i wyjątkowej łatwości obsługi. Wszystkie kamery CS gwarantują wysoką rozdzielczość (1024 x 768).

Kamery CS pomogą zobaczyć Tobie i Twoim pacjentom nawet najmniejsze szczegóły, takie jak: pęknięcia, zmiany próchnicowe i inne anomalie. Dodatkowo kompaktowa i lekka konstrukcja kamer CS zapewni maksymalny komfort użytkownikom i pacjentom. W efekcie użytkownicy kamer otrzymają niezwykle wyraźne i szczegółowe obrazy.

Wysoka jakość obrazu gwarantuje ukazanie szczegółów niewidocznych gołym okiem.



Rozpocznij leczenie od rozmowy...

Wysokiej jakości obraz pozwoli Twoim pacjentom zobaczyć dokładnie to co Ty widzisz. Komunikacja z pacjentem poparta takim potężnym dowodem wizualnym pomaga pacjentom zrozumieć i podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące leczenia. Wizualizacja pomoże w akceptacji planu leczenia. Obrazy z kamer mogą być również przypisywane do kartoteki pacjenta. Dzięki temu możliwe będzie monitorowanie zmian w czasie całego procesu leczenia oraz dokumentacja procedur. Na podstawie obrazu lekarz będzie mógł podzielić się doświadczeniami z innymi praktykami.

Doskonałe systemy optyczne

Wszystkie kamery CS wyposażone są w zaawansowany technologicznie system oświetlenia LED, który automatycznie dostosowuje się otoczenia i zapewnia równomierne światło w każdych warunkach oświetlenia praktyki. Wyrafinowane systemy optyczne zapewniają prawdziwe oddanie kolorów i dobrą jasność. Szerokie zakresy ostrości pozwolą uchwycić różnorodność ujęć takich jak: makro, uśmiech, pełne łuki i portrety*.

*Tryb portretowy dostępny jest dla modelu kamery CS 1500