

## Specyfikacja komputerów dla RVG 5200/6200/6500 kamer CS 1200/1500/1600 i skanerów CS 7200/7600

Element	Zalecane wymagania dla PC przeznaczonego do zbierania i przetwarzania danych z urządzenia	Komentarz
<b>CPU</b>	Intel Core i3 2,4 GHz	Tylko procesory Intel
<b>RAM</b>	4 GB	
<b>Twardy dysk</b>	- 4 GB dla instalacji oprogramowania - 250 GB wolnej przestrzeni do bezproblemowego użytkowania aplikacji	
<b>Karta graficzna</b>	Zintegrowana lub dedykowana karta graficzna z 512 MB pamięci zgodna z OpenGL min 1.4	
<b>Płyta Główna</b>	Główny chipset tylko firmy Intel	
<b>Monitor</b>	- Przekątna ekranu co najmniej 17" - Minimalna rozdzielczość 1280x1024	Ze względu na kolorystykę badań zalecana jest czarna obudowa.
<b>System operacyjny</b>	Windows 7/8/8.1/10 64 bit	
<b>Napęd optyczny</b>	DVD RW	Napęd DVD jest wymagany do instalacji oprogramowania i nagrywania płyt z badaniami.
<b>Karta sieciowa</b>	1 x Interfejs Ethernet (1000 / 100 Mbits)	