

UNIVET



LOUPES

look
book

MADE
IN ITALY
MADE BY
UNIVET

The shapes and high-end materials that we use are defined by the Italian manufacturing tradition and they enrich all of our products, so that they become not only a tool, but a testimony of Italian craftsmanship excellence.

Linee e materiali pregiati delineano lo stile della tradizione manifatturiera italiana arricchendo ogni modello per renderlo, non solo uno strumento di lavoro, ma anche un testimone dell'eccellenza artigianale Italiana.

DESIGN

Our vision

Since 1997 Univet has become an ambassador of style, quality and luxury, typical of the Italian fashion and design world. In the years we have created iconic shapes through which we distinguished ourselves, while we reconceived the idea of professional eyewear.

Dal 1997 Univet è ambasciatore di stile, qualità e lusso, tipici del mondo della moda e del design italiano. Negli anni ha creato forme iconiche attraverso le quali distinguersi, reinterpretando l'occhiale professionale.



ONE
Ergo Advanced

GROUPES



Frames

PERFECT BALANCE

In a magnifying system, the weight distribution it's one of the most important specs. Univet designs and creates frames, with an evenly distributed weight, that wraps in the most efficient way around the user's head, this means enhanced comfort even during prolonged use.

In un sistema ingrandente, la distribuzione del peso è una delle specifiche più importanti. Univet progetta e crea montature con un peso distribuito in modo ottimale intorno alla testa, questo si traduce in un maggiore comfort anche durante un uso prolungato.



Optics

THE HEART OF LOUPES

The optical elements are the backbone of the Loupes system and are the secret ingredient of its high performance. Our R&D department in the past years has developed always lighter and sharper binoculars that today are a distinct feature of every Univet loupes.

Gli elementi ottici sono il cuore del sistema ingrandente e sono l'ingrediente segreto delle sue performance. Il nostro reparto di Ricerca e Sviluppo ha implementato negli anni sistemi sempre più leggeri e precisi che sono oggi l'elemento distintivo di ogni loupes Univet.



System

TAILOR MADE

Our loupes system is the union of two distinct elements in perfect harmony, where the frame design merges with the outstanding optical technology of our binoculars. This process makes each loupes system a one-off, precisely tailored based on the user physiognomy and his professional needs.

Il nostro sistema è l'unione tra 2 elementi in una perfetta coesione, dove il design del frame si unisce alla massima tecnologia ottica ingrandente. Questa fase rende il sistema loupes unico al mondo perché realizzato sulla tua esatta fisionomia e in base alle tue esigenze professionali.



Loupes

BECOME ONE WITH YOURSELF

The Univet loupes will become one with yourself to give you performance and comfort like never before.

Il loupes Univet diverrà un tutt'uno con te stesso per darti performance e comfort come mai avevi provato prima.

16

tailor made

LOUPES



DESIGN
AWARD
WINNER
2019



ITA

Soft and winding lines retrace historic styles, reinterpreting them through the use of modern materials and precious finishes. A style that is independent to fashions and that doesn't age.

Linee morbide e sinuose ripercorrono stili del passato, reinterpretandoli attraverso l'uso di materiali moderni e preziose finiture. Uno stile trasversale alle mode e che dura nel tempo.

MAGNIFICATION

Magnification	 Galilean	 Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	•
4.0 X		•
5.0 X		•





SIZE

56□16
Universal Fitting

ACCESSORIES

Side protection (included in the box)
Elastic band (included in the box)
Soft rubber Gasket (on request)

COLOURS CHART

 Frame	 Galilean	 Prismatic
		
ITA Endura Brown		
		
ITA Midnight Blue		
		
ITA Green Vespa		

CUSTOMIZATION

Owner Name
Engraving inside the temple



ITA
Black Edition

Available
Prismatic / Galilean



DESIGN
AWARD
WINNER
2019

ITA ERGO

Advanced

Combining the success of the award-winning ITA model and the innovative Ergo Advanced optic, Univet introduces the ITA Ergo Advanced. The soft, curvaceous lines and comfort provided by the ITA frame are put at the service of the Ergo Advanced optic, offering the ultimate viewing experience and a viewing angle that allows for the most natural posture possible.

Unendo il successo del pluripremiato modello ITA e l'ottica innovativa Ergo Advanced, Univet introduce ITA Ergo Advanced. Le linee morbide e sinuose ed il confort garantito dalla montatura ITA vengono messe al servizio dell'ottica Ergo Advanced, offrendo un'esperienza di visione di livello massimo ed un angolo di visione che permette una postura il più naturale possibile.

ITA ERGO Advanced

MAGNIFICATION

Magnification	Ergo
3.5 X	•
4.5 X	•
5.7 X	•

COLOURS CHART



SIZE

56□16
Universal Fitting

ACCESSORIES

Side protection (included in the box)
Elastic band (included in the box)
Soft rubber Gasket (on request)

CUSTOMIZATION

Owner Name
Engraving on Black Limited Edition plate



ITA ERGO

Advanced

Available
Ergo






ONE

The ONE and only! Unique in its lightness, robustness, distinguished by the refined and stylish Univet design. ONE is engineered to work harmoniously and supplemented with a new adjustable band and a removable gasket to ensure maximum eye protection.

Un occhiale Loupes unico in leggerezza e resistenza, distinguibile nel tradizionale e raffinato design Univet. ONE coadiuva in armoniosa efficacia tutte le attività dedicate, oltre a poter essere integrato con una banda regolabile di serie e una guarnizione removibile per assicurare la massima protezione degli occhi.



ONE brings out new glamour with additional design features. The two versions, Desert Sage and Black Edition, have a plate in Desert Sage colour, which can be personalised and optionally selectable from a set of three different interchangeable colours: gold, red or wisteria.

ONE incrementa il suo aspetto glamour grazie a ulteriori caratterizzazioni estetiche. Le due versioni, Desert Sage e Black Edition, dispongono di una placchetta color Desert Sage personalizzabile nel nome e selezionabile, come optional, in altre tre diverse colorazioni intercambiabili: oro, rosso, glicine.

Being the only

ONE

MAGNIFICATION

Magnification	 Galilean	 Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	•
4.0 X		•
5.0 X		•

SIZE

55□14
Universal Fitting

ACCESSORIES

Side protection (included in the box)
Elastic band (included in the box)
Soft rubber Gasket (on request)

COLOURS CHART

 Frame	 Galilean	 Prismatic
		
ONE Desert Sage		

CUSTOMIZATION

Owner Name
Engraving on Desert Sage plate (standard)
or on Gold, Red and Wisteria plates (optional)



ONE Black Edition

Available
Prismatic / Galilean





DESIGN
AWARD
WINNER
2023



Armando Portesi
ARMANDO PORTESI
LIMITED EDITION

ONE ERGO

Advanced

Univet dedicates a limited edition of the award-winning ONE frame combined with the new Ergo Advanced optical technology to its founder Armando Portesi, distinguishing it with a special limited edition colour. The perfect combination of innovation, heritage and Made in Italy design.

Univet dedica al suo fondatore Armando Portesi un'edizione limitata del pluripremiato frame ONE abbinato alla nuova tecnologia ottica Ergo Advanced, caratterizzandolo con una colorazione speciale a tiratura limitata. La perfetta combinazione tra innovazione, heritage e design Made in Italy.

ONE ERGO Advanced

MAGNIFICATION

Magnification	Ergo
3.5 X	•
4.5 X	•
5.7 X	•

COLOURS CHART



SIZE



55□14
Universal Fitting

ACCESSORIES

Side protection (included in the box)
Elastic band (included in the box)
Soft rubber Gasket (on request)

CUSTOMIZATION

Owner Name
Engraving on Black Limited Edition plate



ONE ERGO
Advanced

Available
Ergo





Look & Cool

The Look & Cool are faithful to the unmistakable Univet style: the hand varnished nylon and a metal inserts make each piece light and precious. The eyewear becomes stylish, for both men and women, an item to appreciate, because it's comfortable, functional and made out of quality materials.

Look & Cool interpretano l'inconfondibile stile Univet: il nylon verniciato a mano e gli inserti in metallo rendono ogni pezzo leggero e prezioso. L'occhiale diviene elegante, sia per l'uomo che per la donna, uno strumento da sfoggiare, comodo, funzionale e di altissimo pregio.

Look & Cool

MAGNIFICATION

Magnification	 Galilean	 Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X		
4.0 X		
5.0 X		

COLOURS CHART

 Frame	 Galilean	 Prismatic
		 not available
Look / Cool Ruby		
		 not available
Look / Cool Emerald		

SIZE

Look 52 □ 18 Cool 56 □ 16
Universal Fitting

ACCESSORIES

Side protection (included in the box)
Elastic band (included in the box)


CUSTOMIZATION

Owner Name
Engraving inside the temple



Look
& Cool

Available Galilean





ASH

The extreme focus on materials, the discovery of new shapes, lines and dimensions through the reinterpretation of our most iconic models, make ASH a truly contemporary design.

L'attenzione estrema per i materiali, la ricerca di nuove forme, linee e dimensioni attraverso la rivisitazione di modelli iconici, fanno di ASH un elemento contemporaneo.

MAGNIFICATION

Magnification	 Galilean	 Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	•
4.0 X		•
5.0 X		•

SIZE

55□17 53□17
Universal Fitting

ACCESSORIES

Side protection (included in the box)
Elastic band (included in the box)

COLOURS CHART

 Frame	 Galilean	 Prismatic
		
ASH Dark Carbon Red		
		
ASH Purple Carbon		
		
ASH Grey Carbon		

CUSTOMIZATION

Owner Name
Engraving outside the temple



ASH

Available
Prismatic / Galilean





TECHNE

The adaptive nature of its sporty and enveloping lines, together with an innovative shape and an outstanding lightness will provide you the best comfort. In fact these glasses have an adapting fitting which improves the performance. Also available in the Techne RX version, a special frame designed for people who need prescription lenses.

La dinamicità delle linee avvolgenti e sportive, unitamente alla forma innovativa ed un'estrema leggerezza, sono garanzia di comfort assoluto. Gli occhiali di questa linea hanno infatti un adattamento al viso e un peso ridotto che migliora le performance. Disponibile anche nella versione Techne RX, un progetto ottico speciale studiato per persone che necessitano di lenti correttive.

TECHNE

MAGNIFICATION

Magnification	 Galilean	 Prismatic
2.0 X	•	
2.5 X	•	
3.0 X	•	
3.5 X	•	•
4.0 X		•
5.0 X		•

SIZE

66□15

Western Fitting Japan/Asian Fitting

COLOURS CHART

 Frame	 Galilean	 Prismatic
		
TECHNE Black Green		
		
TECHNE White Red		
		
TECHNE White Pink		

ACCESSORIES

Elastic band
(included in the box)

CUSTOMIZATION

Owner Name
Engraving on top corner of the lens carrier



TECHNE Black Edition

Available
Prismatic / Galilean



Increased robustness

The latest improvement regarding the XP21 material renews the TECHNE line, now contemporary and stronger than ever. This organic thermoplastic polymer, used also in the aerospace industry as a suitable metal alloy replacement, an innovative step forward has been taken for higher chemical and mechanical stress, more resistance to most commonly used disinfectants.

Da oggi l'impiego del polimero XP21 rinnova tutta la serie TECHNE, rendendola ancor più moderna e resistente che mai. Questo polimero termoplastico organico, usato nell'industria aerospaziale in sostituzione alle leghe metalliche, è in grado di resistere a maggiori stress chimici e meccanici, fino ad aumentare la resistenza a usura e ai comuni disinfettanti in commercio.



50

headlights

LOUPES



DESIGN
AWARD
WINNER
2021



red dot winner 2020

EOS
wireless

EOS

WIRELESS



ASEPTIC
CONTROL



TOUCH
CONTROL



FEATURES

Blue light compliant
Colour temperature: 5700 K
Brightness: 38000 lux
Battery life: 140 min
Headlight weight: 36 g

SPOT SHAPE



Ø (cm)

lux

7,5

38000

ACCESSORIES INCLUDED

2 Batteries and Double battery charger
Universal magnetic adapter
UV 525 nm composite filter

OPTIONAL

Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)



FREE YOUR HANDS WITH ALEXA VOICE CONTROL

As of today, through integration with Amazon Alexa technology, Eos Next can be controlled remotely with voice control, allowing you to operate hands-free, aseptically.

Da oggi, tramite l'integrazione con la tecnologia di Amazon Alexa, Eos Next è controllabile da remoto con comando vocale, consentendoti di operare a mani libere in modo asettico.

"Alexa, switch on EOS Next"

EOS NEXT



REMOTE
CONTROL



CRI 90



FEATURES

Blue light compliant
Colour temperature: 5700 K
Brightness: 50000 lux
Battery life at max brightness: 9 h
Headlight weight: 25 g

SPOT SHAPE



Ø (cm)

lux

8,3

50000

ACCESSORIES INCLUDED

Universal magnetic adapter
UV 525 nm composite filter

OPTIONAL

Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)

EOS

2.0



FEATURES

Blue light compliant
Colour temperature: 5500 K
Brightness: 35000 lux
Battery life at max brightness: 8 h
Headlight weight: 11 g

SPOT SHAPE



Ø (cm)	lux
10,5	35000

ACCESSORIES INCLUDED

Battery charger
Universal magnetic adapter
UV 525 nm composite filter

OPTIONAL

Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)

BLUE LIGHT compliance

All Univet headlight solutions are tested for the danger of photobiological impact from prolonged exposure to blue light emitted by the LED source. These measurements are performed in accordance with the international standard IEC 62471:2006 which specifies exposure limits without adverse health effects.

Tutte le soluzioni headlight Univet sono sottoposte a test per il pericolo d'impatto fotobiologico da esposizione prolungata alla luce blu emessa dalla sorgente LED. Queste misurazioni sono eseguite in conformità alla norma internazionale IEC 62471:2006 che specifica i limiti di esposizione senza effetti negativi per la salute.

Quick Loupes

MAGNIFICATION

Magnification	Galilean	Prismatic
2.5 X	.	

Quick Loupes are loupes accessible to everyone. Easy to use with predefined interpupillary distances that can be selected according to your needs, they maintain the quality, comfort and optical characteristics of a Tailor Made loupes.

Quick Loupes è il binocolo accessibile a tutti. Semplice da utilizzare con distanze interpupillari predefinite che si possono scegliere in relazione alle proprie esigenze, mantiene tutti i vantaggi, il comfort e le caratteristiche ottiche dei dispositivi Tailor Made loupes.

SIZE

66 □ 15
Western Fitting Japan/Asian Fitting

COLOURS CHART

Frame	Galilean	Prismatic
		not available
QUICK LOUPES Black Green		
		not available
QUICK LOUPES White Red		
		not available
QUICK LOUPES White Pink		

ACCESSORIES

Elastic band
(included in the box)

Quick Loupes

Available Galilean 2.5X



Headgear

READY MADE



Designed to eliminate pressure points, ensure better comfort and optimal vision thanks to the micro-adjustment systems.

Progettato per eliminare i punti di pressione, favorire un miglior comfort e una visione ottimale grazie al sistema di microregolazioni.

MAGNIFICATION

Magnification	 Galilean	 Prismatic
2.5 X		
3.5 X		•
4.5 X		•
6.0 X		•

SIZE

Adjustable Fitting

ACCESSORIES INCLUDED

Magnetic headlight adapter

Air X

READY MADE



The best loupes ever created with a protective lens wearable on prescription glasses. Removable and replaceable lens. Adjustment of the optics in high and inclination.

Il miglior loupes mai creato con lente protettiva sovrapponibile agli occhiali da vista. Lente removibile e sostituibile. Regolazione delle ottiche in altezza ed inclinazione.

MAGNIFICATION

Magnification	 Galilean	 Prismatic
2.5 X	•	
3.5 X		•
4.5 X		•
6.0 X		•



SIZE

66□15
Universal Fitting


ACCESSORIES INCLUDED

Elastic band
Replaceable protective lens
Magnetic headlight adapter

tailor made
16
LOUPES



headlights
50
LOUPES



LOUPES	SYSTEM	OPTICS	 GALILEAN PRO HD				 PRISMATIC XS ULTRA-HD			 ERGO ADVANCED		
		MAGNIFICATION	2.0 X	2.5 X	3.0 X	3.5 X	3.5 X	4.0 X	5.0 X	3.5 X	4.5 X	5.7 X
TAILOR MADE	TTL	ITA	•	•	•	•	•	•	•			
		ITA ERGO Advanced								•	•	•
		ONE	•	•	•	•	•	•	•			
		ONE ERGO Advanced								•	•	•
		LOOK	•	•	•							
		COOL	•	•	•							
		ASH	•	•	•	•	•	•	•			
		TECHNE	•	•	•	•	•	•	•			
		TECHNE RX	•	•	•	•	•	•	•			
READY-MADE	TTL	QUICK LOUPES		•								
	FLIP-UP	HEADGEAR								•	•	•
		AIR-X			•						•	•

Eye & face protection



Safety

OVERLOUPES

Univet has developed solutions for protection even when using magnifying systems and headlights, which will allow you to carry out your profession in maximum safety.

Univet ha sviluppato soluzioni per una protezione anche durante l'utilizzo di sistemi ingrandenti e illuminatori, che ti permetteranno di svolgere la tua professione in totale sicurezza.



DOWNLOAD CATALOGUE

univetloupes.com/safety-catalogue

01

EN 166 CERTIFIED

Face protection certified in the laboratory according to EN 166 standard.

Protezione occhi e viso certificata in laboratorio secondo gli standard EN 166.

02

OPTICAL CLASS 1 CERTIFIED

Correct focus and no optical distortion.

Corretta messa a fuoco e assenza di distorsione ottica.

03

ANTI-FOG PROPRIETY CERTIFIED

Anti-fog lens certified to ensure a clear and unobstructed vision.

Lente anti appannante certificata per garantire una visione chiara e senza ostacoli.

MULTI-LANGUAGE

Digital Catalogue



CATALOGO
DIGITALE LOUPES



SCARICA
IL CATALOGO

univetloupes.com/catalogue-it

CATÁLOGO
DIGITAL DE LUPAS



DESCARGUE
EL CATÁLOGO

univetloupes.com/catalogue-es

CATALOGUE
NUMÉRIQUE DES LOUPES



TÉLÉCHARGER
LE CATALOGUE

univetloupes.com/catalogue-fr

LUPEN
DIGITALER KATALOG



DOWNLOAD
DES KATALOGS

univetloupes.com/catalogue-de

All specifications and descriptions are subject to change without notice. All rights reserved. Text, images, graphics are subject to copyright and other protective laws. The content of this publication may not be copied, distributed or modified for commercial purposes without written authorization by Univet Loupes Spa.

Tutte le specifiche e le descrizioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica sono soggetti a copyright e altre leggi di tutela. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere copiato, distribuito o modificato per scopi commerciali senza un'autorizzazione scritta da parte di Univet Loupes Spa.

www.univetloupes.com



UNIVET LOUPES Spa Via Giovanni Prati, 87 - 25086 Rezzato (BS) Italy +39 030 2499411 · info@univetloupes.com