

I. Przygotowanie montażowe

Niniejszy dokument przygotowaliśmy specjalnie po to, aby w maksymalnym stopniu pomóc Państwu w przygotowaniu się do instalacji skanera twarzy Shining MetiSmile. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy jak zwykle do Państwa dyspozycji.

II. Wymogi dla komputerów

Poniżej przedstawiono zalecane wymagania dla obsługi programu i urządzeń. Proszę pamiętać, że zakup komputera o wyższych parametrach przyczyni się do szybszej pracy programów, co znacznie poprawi komfort Państwa pracy.

Producenci skanerów wewnątrzustnych nie wspierają komputerów z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX Series xx50 ze względu na ich obniżoną wydajność.

MetiSmile	Procesor: minimum Intel i7 12-ej generacji Pamięć RAM: min. 32 GB Karta graficzna (koniecznie dedykowana karta Nvidia) min. Nvidia RTX 3060; ekran: 1920×1080, 60Hz OS: Windows 10 64bit; zalecana edycja Professional Dysk twardy: 256 GB SSD Port USB: USB 3.0
------------------	--