

## Wytyczne montażowe dla skanera twarzy:

### Shining MetSmile

#### I. Przygotowanie montażowe

Niniejszy dokument przygotowaliśmy specjalnie po to, aby w maksymalnym stopniu pomóc Państwu w przygotowaniu się do instalacji skanera twarzy Shining MetiSmile. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy jak zwykle do Państwa dyspozycji.

#### II. Wymogi dla komputerów

Poniżej przedstawiono zalecane wymagania dla obsługi programu i urządzeń. Proszę pamiętać, że zakup komputera o wyższych parametrach przyczyni się do szybszej pracy programów, co znacznie poprawi komfort Państwa pracy.

<b>MetiSmile</b>	Procesor: minimum Intel i7 11-ej generacji Pamięć RAM: min. 16 GB, zalecane 32GB Karta graficzna ( <b>wyłącznie dedykowana karta Nvidia</b> ): min. Nvidia RTX 3060 (min. 6gb vram); ekran: 1920×1080, 60Hz OS: Windows 10 64bit; zalecana edycja Professional Dysk twardy: 256 GB SSD Port USB: USB 3.0
------------------	--

**WAŻNE!!**

**Producent nie wspiera kart graficznych AMD (np.Radeon)**